

DOC NO	3781086
PAGE	1 of 49
REV	1

SPECIFICATION – PRINTED MATERIALS

Rev	Change Note	Date document drafted	Document prepared by (Name)	Document Checked by (Name)
1	K014281-00	28 Mar 2023	Cassandra Wilson	Lisa Oliver (or delegate, refer to change note)

Air10 DC/DC Converter 90W User Guide GLO Multi

1. TRANSLATION DESCRIPTION

Rev	English source	This translation replaces...
1	English within this document	3781073

2. PRINT DETAILS

- Dimensions:** A5 portrait (210 H x 148W) ± 2mm finished.
Self-covered, printed double sided
Colour: Black
Stock: 80gsm offset
- Additional blank pages may be added to the back of the document if the current text page count is not a multiple of 4 (a manufacturing requirement).
- Binding:** Saddle stitch for 88pp and under, Burst bind for 89pp and over.
Exceptions can be made for small runs printed via digital processing.
- Art Work:** As shown on following pages.
If re-typeset, the same styles and sizes must be maintained.
Where the colours indicated differ between Style (as stated above) and Art work, then the specifications provided for Style should be followed.
- Manufacturer:** Outside printer.
(Small quantities may be printed inhouse)

3. RESMED QC INSPECTION

For general sampling and inspection requirements, refer to AWI203-002 Appendix A, Printed or Unprinted Materials and Labels, Criteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9
Additional requirement
a) None

4. FOR ALL OTHER REQUIREMENTS, REFER TO RESMED SUPPLIER MANUAL AQP119.

5. CHANGE HISTORY

This only applies when this document is revised without a change to the related English Reference. Changes must be limited to formatting errors or errors not flowing from the English Reference.

REVISION 1

Section Heading	Summary of change
N/A	Initial release



Air10 DC/DC Converter 90W

User Guide

English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Português | Nederlands | Svenska | Dansk | Norsk | Suomi | Český | Eesti | Lietuvių kalba | Polski | Română | Русский | Slovenščina | Türkçe | Ελληνικά | Latviešu | Български | Magyar | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | العربية



ENGLISH

The Air10™ DC/DC Converter 90W (model no. 370003) allows you to operate your device from a vehicle cigarette lighter socket (12V or 24V DC power source) in a car, boat, or other vehicle equipped with a suitable battery.

The Air10 DC/DC Converter 90W (model no 370003) is specifically for use with the AirSense™ 10, AirCurve™ 10 and Lumis™ device.

Consult your equipment supplier for more information about this accessory.

Using the converter via a vehicle cigarette lighter socket

Refer to Illustration at the beginning of this document.

1. Before connecting the converter, make sure the converter switch (A) is off.
2. Position the converter on a level surface, with the ResMed logo facing up.
3. Plug the converter connector (B) into the device power inlet/DC input socket (C).
4. Remove the cigarette lighter from the vehicle cigarette lighter socket.
5. Plug the converter adaptor plug (D) into the vehicle cigarette lighter socket.
6. Switch on the converter. The light (E) will glow green when it powers on.

The light will flash continuously if the connection is not made, or if the device is in standby or power save mode

when the connection is made. If the battery is low, the light will glow amber. If the light does not operate, check that the converter switch (A) is on.

Notes:

- Some vehicles require the ignition key to be turned to the “accessories” position to provide power to the vehicle cigarette lighter socket.
- If you connect your device to a powered converter, the converter may power down. To resume power, turn the converter off and on again.
- The power cord is not replaceable.
- If the battery OR car, boat or other vehicle are not in good condition, there may not be enough reserve left in the battery to start the vehicle after use.
- The Air10/ Lumis device with the HumidAir™ humidifier attached uses considerably more power than the Air10/ Lumis device alone. Using the HumidAir humidifier will drain the battery more quickly.
- If the converter cuts power to your device when starting your car, boat or other vehicle, disconnect the converter from the vehicle. Wait a few seconds and then reconnect it.
- When the converter is not in use switch the converter off or disconnect it from the vehicle cigarette lighter socket to prevent battery discharge.
- If you need help, contact a ResMed representative, ResMed Technical Services or see www.resmed.com.

Cleaning

If necessary, wipe the outside of the converter with a clean, damp cloth.

⚠ WARNINGS

- Read instructions before use.
- Only use the converter when connecting to a 12V or 24V DC supply.
- Do not attempt to modify the converter. There are no user-serviceable parts inside the converter.



⚠ CAUTIONS

- The Air10 DC/DC converter must only be used with AirSense 10/ AirCurve 10/ Lumis devices to ensure proper performance.
- The converter is intended for use on 12V or 24V negative ground systems (where the negative terminal of the battery is grounded). Using it on a 12V or 24V positive ground system may damage the converter and the vehicle’s electrical system. If you are unsure whether you have a negative ground system, consult the car, boat or other vehicle manual.

- Make sure the converter is not covered during use to avoid overheating the converter.
- The converter is not intended for use on an aircraft.

Note: For any serious incidents that occur in relation to this product, these should be reported to ResMed and the competent authority in your country.

Technical specifications

Length (connector to connector)	9.8 ft (3 m)
Fuse rating	20A
Fuse type	Fast blow, low breaking capacity
Input	12V/24V  13/6.5A
Output	24V  3.75A
Peak power consumption	106W
Typical power consumption	51W
Operating temperature	+41°F to +95°F (+5°C to +35°C)
Operating humidity	10 to 95% non-condensing
Operating altitude	Sea level to 8,500' (2,591 m); air pressure range 1013 hPa to 738 hPa
Storage and transport temperature	-4°F to +140°F (-20°C to +60°C)
Storage and transport humidity	5 to 95% non-condensing


















Electromagnetic compatibility

Product complies with all applicable electromagnetic compatibility requirements (EMC) according to IEC60601-1-2, for residential, commercial and light industry environments.

Ensure that wireless communications devices (such as mobile phones, wireless home network devices, cordless telephones and their base stations, and walkie-talkies) are kept at least 3.2 ft (1 m) away from the device.

Information regarding the electromagnetic emissions and immunity of this ResMed device can be found on www.resmed.com, on the Products page under Service and Support.

Symbols which may appear on the device

-  Warning or caution, consult accompanying documents;  Class II equipment;  IP21 Protection against insertion of fingers and against vertically dripping water;  IP22 Protection against insertion of fingers and will not become unsafe when it is exposed to vertically dripping water with the device tilted up to 15 degrees;  Direct Current;  Fuse;  Manufacturer;  European Authorized Representative;  European RoHS;  Serial number;  China pollution control;  Humidity limitation;  Temperature limitation;  operating altitude;  Atmospheric pressure limitation;  Importer;  Medical device.

See symbols glossary at ResMed.com/symbols.



Environmental Information. The DC/DC converter should be disposed of separately, not as unsorted municipal waste. To dispose of your device, you should use appropriate collection, reuse and recycling systems available in your region. The use of these collection, reuse and recycling systems is designed to reduce pressure on natural resources and prevent hazardous substances from damaging the environment. If you need information on these disposal systems, please contact your local waste administration. The crossed-bin symbol invites you to use these disposal systems. If you require information on collection and disposal of your ResMed device please contact your ResMed office, local distributor or go to www.resmed.com/environment.

Limited warranty

ResMed warrants that your ResMed Air10 DC/DC Converter 90W shall be free from defects in material and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase by the initial consumer. This warranty is not transferable.

If the product fails under conditions of normal use, ResMed will repair or replace, at its option, the defective product or any of its components.

This limited warranty does not cover: a) any damage caused as a result of improper use, abuse, modification or alteration of the product; b) repairs carried out by any service organisation that has not been expressly authorised by ResMed to perform such repairs; c) any damage or contamination due to cigarette, pipe, cigar or other smoke; d) any damage caused by water being spilled on or into the product.

Warranty is void on product sold, or resold, outside the region of original purchase.

Warranty claims on defective product must be made by the initial consumer at the point of purchase.

This warranty is in lieu of all other express or implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Some regions or states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

ResMed shall not be responsible for any incidental or consequential damages claimed to have occurred as a result of the sale, installation or use of any ResMed product. Some regions or states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from region to region. For further information on your warranty rights, contact your local ResMed dealer or ResMed office.

DEUTSCH

Mit dem Air10™ Gleichstromkonverter 90W (Modellnr. 370003) können Sie Ihr Gerät von der Zigarettenanzünderbuchse (12-V- oder 24-V-Gleichstromquelle) eines Autos, Bootes oder anderen Fahrzeuges aus, das mit einer entsprechenden Batterie ausgestattet ist, betreiben.

Der Air10 Gleichstromkonverter 90 W (Modellnr. 370003) ist speziell für den Gebrauch mit dem AirSense™ 10-, AirCurve™ 10- und Lumis™-Gerät ausgelegt.

Weitere Informationen zu diesem Zubehörteil erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.

Verwendung des Konverters über eine Zigarettenanzünderbuchse

Siehe die Abbildung am Anfang dieses Dokuments.

1. Stellen Sie vor dem Anschluss des Konverters sicher, dass der Schalter (A) ausgeschaltet ist.
2. Stellen Sie den Konverter mit dem ResMed-Logo nach oben auf einer ebenen Fläche auf.
3. Stecken Sie den Stecker des Konverters (B) in die Anschlussbuchse/Gleichstrombuchse (C) des Atemtherapiegerätes.
4. Ziehen Sie den Anzünder aus der Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeuges.
5. Stecken Sie den Adapterstecker des Konverters (D) in die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeuges.
6. Schalten Sie den Konverter ein. Daraufhin leuchtet das grüne Licht (E) auf.

Wenn der Anschluss nicht erfolgt ist oder sich das Gerät nach dem Anschluss im Bereitschafts- oder Stromsparmodus befindet, blinkt das Licht kontinuierlich auf. Ein gelbes Licht deutet darauf hin, dass der Ladezustand der Batterie zu niedrig ist. Wenn das Licht nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob der Konverterschalter (A) eingeschaltet ist.

Hinweise:

- Bei einigen Fahrzeugen muss der Zündschlüssel in die Zubehörestellung gedreht sein, damit der Zigarettenanzünder mit Strom versorgt wird.
- Wenn Sie Ihr Atemtherapiegerät an einen eingeschalteten Gleichstromkonverter anschließen, kann es sein, dass sich der Konverter abschaltet. Um die Stromzufuhr wieder herzustellen, schalten Sie den Konverter aus und wieder ein.
- Das Netzkabel kann nicht ausgewechselt werden.
- Wenn der Zustand Ihrer Batterie ODER Ihres Autos, Boots oder anderen Fahrzeuges unzureichend ist, kann es sein, dass zu wenig Restenergie vorhanden ist, um das Fahrzeug nach der Verwendung des Atemtherapiegerätes zu starten.
- Das Air10/Lumis-Gerät mit angeschlossenem HumidAir™-Atemluftbefeuchter verbraucht deutlich mehr Energie als das Air10/Lumis-Gerät allein. Die Verwendung eines HumidAir-Atemluftbefeuchters entlädt die Batterie schneller.
- Wenn der Konverter beim Starten des Fahrzeuges die Stromzufuhr zum Atemtherapiegerät unterbricht, ziehen Sie den Konverter heraus, warten Sie einige Sekunden und schließen Sie ihn wieder an.

- Wenn der Konverter nicht verwendet wird, ziehen Sie ihn aus der Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeuges heraus, um ein Entladen der Batterie zu verhindern.
- Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an einen ResMed-Vertreter, den ResMed-Kundendienst, oder gehen Sie zu www.resmed.com.

Reinigung

Wischen Sie den Gleichstromkonverter gegebenenfalls mit einem sauberen, feuchten Tuch von außen ab.

⚠️ WARNUNGEN



- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte die Gebrauchsanweisung.
- Verwenden Sie den Gleichstromkonverter nur beim Anschluss an eine 12-V- oder 24-V-Gleichstromquelle.
- Der Konverter darf nicht modifiziert werden. Im Inneren des Konverters befinden sich keine vom Anwender auszuwechselnden bzw. zu reparierenden Komponenten.

⚠️ WARNHINWEISE

- Der Air10-Gleichstromkonverter darf nur mit AirSense 10/AirCurve 10/Lumis-Atemtherapiegeräten verwendet werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Der Gleichstromkonverter wurde für die Verwendung mit negativ geerdeten 12-V- bzw. 24-V-Systemen (bei denen der negative Pol der Batterie geerdet ist) entwickelt. Er darf nicht mit positiv geerdeten 12-V- bzw. 24-V- Systemen verwendet werden, da dadurch der Gleichstromkonverter und die Elektrik des Fahrzeuges beschädigt werden könnten. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie ein negativ geerdetes System haben, sehen Sie bitte im Handbuch Ihres Autos, Boots oder anderen Fahrzeuges nach.
- Stellen Sie sicher, dass der Gleichstromkonverter während des Betriebes nicht abgedeckt ist, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Der Gleichstromkonverter ist nicht für die Verwendung im Flugzeug ausgelegt.

Hinweis: Schwere Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt auftreten, sind ResMed und der zuständigen Behörde in Ihrem Land zu melden.

















Technische Daten

Länge (Anschluss zu Anschluss)	3 m
Sicherungsbeurteilung	20 A
Sicherungsart	flick, niedrige Ausschaltleistung
Eingang	12 V/24 V  13/6,5 A
Ausgang	24 V  3,75 A
Höchste Leistungsaufnahme	106 W
Normale Belastung	51 W
Betriebstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10% bis 95% (ohne Kondensation)


Betriebshöhe	Bis 2.591 m über dem Meeresspiegel; Luftdruck 738 bis 1013 hPa
Aufbewahrungs- und Transporttemperaturen	-20 °C bis +60 °C
Aufbewahrungs- und Transportfeuchtigkeit	5% bis 95% (ohne Kondensation)

Elektromagnetische Verträglichkeit
Das Produkt entspricht allen geltenden Anforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) gemäß IEC60601-1-2 für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustriegebiete. Schnurlose Kommunikationsgeräte (wie Mobiltelefone, drahtlose Netzwerkgeräte, schnurlose Telefone und deren Basisstationen sowie Handfunkgeräte) müssen mindestens 1 m von dem Gerät entfernt sein. Informationen zu elektromagnetischen Emissionen und zur Störfestigkeit dieses Gerätes von ResMed finden Sie unter www.resmed.com auf der Seite Produkte unter Service und Support.

Auf dem Produkt erscheinende Symbole

 Warnung oder Vorsichtshinweis, lesen Sie bitte die beiliegenden Unterlagen;  Gerät der Schutzklasse II; **IP21** Schutz vor Einführen der Finger und vor senkrecht fallendem Tropfwasser; **IP22** Schutz vor Einführen der Finger und vor senkrecht fallendem Tropfwasser, wenn das Gerät bis zu 15° geneigt ist;  Gleichstrom;  Sicherung;  Hersteller;  Autorisierter Vertreter in Europa;  Europäische RoHS;  Seriennummer;  Chinesischer Hersteller;  Umweltschutz;  Luftfeuchtigkeitsgrenzen;  Temperaturbegrenzungen;  Betriebshöhe;  Luftdruckgrenzen;  Importeur;  Medizinprodukt.

Siehe Symbolglossar unter ResMed.com/symbols.

 **Umweltinformationen** Der Gleichstromkonverter darf nicht als Haushaltsabfall, sondern muss separat entsorgt werden. Lassen Sie das Gerät von einem entsprechenden Entsorgungs- oder Wiederverwertungs- bzw. Recyclingunternehmen in Ihrer Region entsorgen. Wirksame Entsorgung entlastet natürliche Ressourcen und verhindert, dass gefährliche Substanzen in die Umwelt gelangen. Weitere Informationen zu diesen Entsorgungsmöglichkeiten erhalten Sie von Ihrer örtlichen Müllabfuhr. Die durchgestrichene Mülltonne weist auf diese Entsorgungsmöglichkeiten hin. Wenn Sie Informationen zur Entsorgung Ihres ResMed-Gerätes wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre ResMed-Geschäftsstelle, Ihren Fachhändler oder besuchen Sie die ResMed-Website unter www.resmed.com/environment.

Beschränkte Gewährleistung

ResMed garantiert, dass Ihr Air10 Gleichstromkonverter 90 W von ResMed vom Datum des Kaufs durch den Erstkäufer für 12 Monate frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar.

Treten bei normaler Nutzung Fehler auf, verpflichtet sich ResMed, das fehlerhafte Produkt bzw. Teile davon nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder zu ersetzen.

Diese beschränkte Gewährleistung deckt keine:

- Schäden aufgrund von unsachgemäßer Benutzung, Missbrauch, Umbau oder Änderung des Produktes,
- Reparaturen, die von anderen als den von ResMed ausdrücklich für solche Reparaturen autorisierten Reparaturdiensten ausgeführt wurden,
- Schäden aufgrund von Verunreinigung durch Zigaretten-, Pfeifen-, Zigarren- oder anderen Rauch,
- Schäden aufgrund von Wasser, das auf oder in das Produkt gelangt ist.

Die Gewährleistung verliert bei Verkauf oder Weiterverkauf außerhalb der Region des Erstkaufs ihre Gültigkeit.

Gewährleistungsansprüche für defekte Produkte sind vom Erstkäufer an die Verkaufsstelle zu stellen.

Diese Gewährleistung ersetzt alle anderen Gewährleistungen ausdrücklicher oder stillschweigender Natur, einschließlich der stillschweigenden Gewährleistung der Marktgängigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck. In einigen Ländern ist eine Beschränkung der Dauer der stillschweigenden Gewährleistung nicht zulässig. Daher gilt dieser Ausschluss unter Umständen nicht für Sie.

ResMed haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden infolge des Verkaufs, der Installation oder der Benutzung seiner Produkte. In einigen Ländern sind der Ausschluss bzw. die Einschränkung von Neben- und Folgeschäden nicht zulässig. Daher gilt dieser Ausschluss unter Umständen nicht für Sie.

Diese Gewährleistung verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Möglicherweise haben Sie auch noch andere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Weitere Informationen über Ihre Gewährleistungsrechte erhalten Sie von Ihrem ResMed-Fachhändler oder Ihrer ResMed-Geschäftsstelle vor Ort.

FRANÇAIS

Le convertisseur Air10™ CC/CC 90 W (modèle n° 370003) vous permet de faire fonctionner votre appareil sur la prise de l'allume-cigare (alimentation 12 V ou 24 V CC) d'une voiture, d'un bateau ou de tout autre véhicule équipé d'une batterie compatible.

Le convertisseur Air10 CC/CC 90 W (modèle n° 370003) est spécifiquement conçu pour une utilisation avec un appareil AirSense™ 10, AirCurve™ 10 et Lumis™.

Veillez contacter votre fournisseur pour de plus amples informations sur cet accessoire.

Utilisation du convertisseur avec une prise d'allume-cigare

Veillez vous référer à l'illustration au début de ce document.

1. Avant de brancher le convertisseur, vérifiez que son interrupteur (A) est sur off.
2. Placez le convertisseur sur une surface plane, le logo ResMed dirigé vers le haut.
3. Branchez le connecteur du convertisseur (B) dans la prise d'alimentation CC de l'appareil (C).
4. Retirez l'allume-cigare de sa prise.
5. Branchez l'adaptateur du convertisseur (D) dans la prise de l'allume-cigare du véhicule.
6. Allumez le convertisseur. Lorsque le convertisseur s'allume, le témoin (E) devient vert.

Le témoin clignote en continu si la connexion n'est pas établie ou si l'appareil est en veille ou en mode économie d'énergie lorsque la connexion est établie. Si la charge de la batterie est faible, le témoin est orange. Si le témoin ne s'allume pas, vérifiez que l'interrupteur du convertisseur (A) est sur on.

Remarques :

- Sur certains véhicules, il est nécessaire de tourner la clé du démarreur sur la position « accessoires » afin d'alimenter l'allume-cigare.
- Si vous branchez votre appareil à un convertisseur en marche, ce dernier risque de se mettre hors tension. Pour le remettre sur tension, éteignez-le et allumez-le de nouveau.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si la batterie OU votre voiture, bateau ou autre véhicule ne sont pas en bon état, la charge de la batterie risque d'être insuffisante pour le démarrage du véhicule après utilisation du convertisseur.
- L'appareil Air10/Lumis muni de l'humidificateur HumidAir™ consomme bien plus d'énergie que l'appareil Air10/Lumis seul. L'utilisation de l'humidificateur HumidAir déchargera la batterie plus rapidement.
- Si le convertisseur coupe l'alimentation de votre appareil lorsque vous démarrez votre voiture, bateau ou autre véhicule, débranchez-le du véhicule. Attendez quelques secondes et rebranchez-le.
- Lorsque le convertisseur n'est pas utilisé, éteignez-le ou débranchez-le de la prise de l'allume-cigare pour éviter que la batterie ne se vide.
- Si vous avez besoin d'aide, veuillez vous adresser à un représentant de ResMed, au service technique de ResMed ou veuillez consulter www.resmed.com.

Nettoyage

Si nécessaire, essuyez l'extérieur du convertisseur à l'aide d'un chiffon propre et humide.

⚠ AVERTISSEMENTS



- Lire le mode d'emploi avant utilisation.
- Utiliser le convertisseur uniquement pour la connexion à une alimentation 12 ou 24 V CC.
- Ne pas essayer de modifier le convertisseur. Le convertisseur ne contient aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur.

⚠ ATTENTION

- Le convertisseur CC/CC Air10 ne doit être utilisé qu'avec des appareils AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis afin de garantir la performance de l'appareil.
- Le convertisseur est prévu pour une utilisation avec des systèmes 12 V ou 24 V avec mise à la terre négative (lorsque la borne négative de la batterie est mise à la terre). L'utilisation du convertisseur sur un système à mise à la terre positive 12 V ou 24 V risque d'endommager le convertisseur et le système électrique du véhicule. Consulter le mode d'emploi de la voiture, du bateau ou de tout autre véhicule afin de vérifier qu'il s'agit bien d'un système de mise à la terre négative.
- Veiller à ne pas couvrir le convertisseur pendant son utilisation afin de ne pas le surchauffer.
- Le convertisseur n'est pas prévu pour une utilisation à bord d'un avion.

Remarque : il convient de signaler tout incident grave survenant en relation avec ce produit auprès de ResMed et de l'autorité compétente de votre pays.

Caractéristiques techniques
















Longueur tuyau (connecteur à connecteur)	3 m
Puissance du fusible	20 A
Type de fusible	Action rapide, faible pouvoir de coupure
Entrée	12 V/24 V  13/6,5 A
Sortie	24 V  3,75 A
Consommation de pointe	106 W
Consommation électrique typique	51 W
Température de fonctionnement	de +5 °C à +35 °C
Humidité de fonctionnement	de 10 à 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	Niveau de la mer à 2 591 m ; plage de la pression atmosphérique : 1013 à 738 hPa
Température de stockage et de transport	de -20 °C à +60 °C
Humidité de stockage et de transport	de 5 à 95 % sans condensation

Compatibilité électromagnétique


Le produit est conforme à toutes les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) conformément à CEI 60601-1-2, pour les environnements commerciaux, résidentiels et l'industrie légère. Veuillez à ce que les appareils de communication sans fil (téléphones portables, périphériques de réseau sans fil à domicile, téléphones sans fil et leur station de base, les talkies-walkies, etc.) soient à une distance minimale de 1 m de l'appareil.

Vous trouverez plus d'informations sur les émissions et l'immunité électromagnétiques pour cet appareil ResMed sur le site www.resmed.com, à la page Produits, sous SAV et assistance.

Symboles susceptibles de figurer sur l'appareil

-  Avertissement ou mise en garde, veuillez consulter la documentation jointe ;  Équipement de classe II ; **IP21** Protection contre l'insertion de doigts et contre les chutes verticales de gouttes d'eau ; **IP22** Protection contre l'insertion de doigts et ne devient pas dangereux lorsqu'exposé à des chutes verticales ou quasi verticales (jusqu'à 15 ° d'inclinaison de l'appareil) de gouttes d'eau ;  Courant continu ;  Fusible ;  Fabricant ;  Représentant autorisé dans l'Union européenne ;  Conformité RoHS Europe ;  Numéro de série ;  Conformité à la réglementation RoHS chinoise ;  Limites d'humidité ;  Limites de température ;  Altitude de fonctionnement ;  Limites de pression atmosphérique ;  Importateur ;  Appareil médical.

Voir le glossaire des symboles sur ResMed.com/symbols.

 Informations concernant l'environnement. Le convertisseur CC/CC ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères non triées. Il doit faire l'objet d'un tri sélectif. Pour éliminer votre appareil, vous devez avoir recours aux systèmes de collecte et de recyclage disponibles près de chez vous. Le recours à ces systèmes de collecte et de recyclage permet de préserver les ressources naturelles et d'empêcher la libération de substances dangereuses dans l'environnement. Pour de plus amples informations sur ces systèmes d'élimination, veuillez vous adresser à l'administration chargée de la gestion des déchets dans votre région. Le symbole de poubelle barrée indique que vous devez utiliser ces systèmes d'élimination des déchets. Pour de plus amples informations sur la collecte et l'élimination de votre appareil ResMed, veuillez contacter ResMed ou votre fournisseur ou consulter la page suivante : www.resmed.com/environment

Garantie limitée

ResMed garantit votre convertisseur ResMed Air10 CC/CC 90 W contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat par le client d'origine. Cette garantie n'est pas cessible.

En cas de défaillance du produit dans des conditions normales d'utilisation, ResMed, à son entière discrétion, répare ou remplace le produit défectueux ou toute pièce.

Cette garantie limitée ne couvre pas : a) les dégâts résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive ou d'une modification ou transformation opérée sur le produit ; b) les réparations effectuées par un service de réparation sans l'autorisation expresse de ResMed ; c) les dégâts ou contaminations causés par de la fumée de cigarette, de pipe, de cigare ou autre ; d) les dégâts causés par de l'eau renversée sur ou dans le produit.

La garantie est annulée pour les produits vendus ou revendus dans un pays autre que celui où ils ont été achetés à l'origine.

Les réclamations au titre de la garantie pour les produits défectueux doivent être présentées au lieu d'achat par le client initial.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Certains pays ou états n'autorisent pas les limitations de durée pour les garanties implicites ; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas.

ResMed ne peut être tenue pour responsable de tout dommage accessoire ou indirect résultant de la vente, de l'installation ou de l'utilisation de tout produit ResMed. Certains pays ou états n'autorisent ni l'exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou indirects ; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s'applique pas à votre cas.

Cette garantie vous octroie des droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient en fonction du pays où vous habitez. Pour de plus amples informations sur vos droits de garantie, veuillez contacter votre fournisseur ou ResMed.

ITALIANO

Il convertitore Air10™ DC/DC 90W (modello n. 370003) permette di alimentare il proprio dispositivo tramite un accendisigari (alimentatore a corrente continua da 12 o 24 V) su auto, imbarcazioni o altri veicoli dotati di batterie idonee.

Il convertitore Air10 DC/DC 90W (modello n. 370003) è specifico per l'uso con i dispositivi AirSense™ 10, AirCurve™ 10 e Lumis™.

Per ulteriori informazioni su questo accessorio, consultare il proprio fornitore.

Utilizzo del convertitore tramite l'accendisigari di un autoveicolo

Vedere l'illustrazione all'inizio di questo documento.

1. Prima di collegare il convertitore, assicurarsi che l'interruttore (A) sia spento.
2. Posizionare il convertitore su una superficie piana, con il logo ResMed rivolto verso l'alto.
3. Inserire il connettore del convertitore (B) nella presa di alimentazione/presa d'ingresso a corrente continua dell'apparecchio (C).
4. Rimuovere la spina per accendisigari dalla presa sull'autoveicolo.
5. Inserire l'adattatore del convertitore (D) nella presa per accendisigari dell'autoveicolo.
6. Accendere il convertitore. All'accensione, la spia (E) si accende di luce verde.

La spia lampeggia in modo continuo in caso di mancato collegamento, o se l'apparecchio è in modalità di stand-by o risparmio energetico quando viene effettuato il collegamento. Se la batteria è prossima all'esaurimento, la spia si accende di luce gialla. Se la spia non dovesse accendersi, assicurarsi che l'interruttore del convertitore (A) sia acceso.

Note:

- In alcuni veicoli è necessario che la chiave di accensione si trovi sulla posizione "accessori" perché la presa dell'accendisigari venga alimentata.
- Se si collega un apparecchio a un convertitore alimentato, quest'ultimo può spegnersi. Per riattivare la corrente, spegnere e riaccendere il convertitore.
- Il cavo d'alimentazione non è sostituibile.
- Se la batteria OPPURE l'auto, l'imbarcazione o il veicolo in uso non è in buone condizioni, potrebbe non esservi carica sufficiente nella batteria per avviare il mezzo dopo l'uso.
- Il dispositivo Air10/Lumis con umidificatore HumidAir™ collegato assorbe una quantità di corrente notevolmente superiore a un dispositivo Air10/Lumis usato da solo. L'uso dell'umidificatore HumidAir consuma la batteria più rapidamente.
- Se il convertitore toglie la corrente all'apparecchio quando si accende l'auto, l'imbarcazione o il veicolo in uso, staccare il convertitore dal veicolo, attendere qualche secondo e ricollegarlo.
- Quando il convertitore non è in uso, spegnerlo o staccarlo dalla presa per accendisigari per non scaricare la batteria.
- Se avete bisogno di assistenza, potete rivolgervi a un rappresentante ResMed, ai servizi tecnici ResMed o al sito www.resmed.com.

Pulizia

Se necessario, strofinare la superficie esterna del convertitore con un panno pulito e umido.

AVVERTENZE



- Leggere le istruzioni prima dell'uso.
- Usare il convertitore solo per il collegamento a un alimentatore a corrente continua da 12 o 24 V.
- Non tentare di modificare il convertitore. Esso non contiene parti la cui manutenzione e la cui riparazione possano essere effettuate dall'utente.

PRECAUZIONI
















- Il convertitore DC/DC Air10 va utilizzato solo con apparecchi AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis al fine di garantirne il buon funzionamento.
- Il convertitore è indicato per l'uso con sistemi a massa negativa da 12 o 24 V (nei quali il terminale negativo della batteria è collegato a massa). L'uso con sistemi a massa positiva da 12 o 24 V può danneggiare il convertitore e l'impianto elettrico dell'auto/veicolo. Se non si è sicuri se il sistema di cui si dispone sia a massa negativa, consultare il manuale dell'auto, dell'imbarcazione o del veicolo che si sta utilizzando.
- Assicurarsi che il convertitore non sia coperto durante l'uso, per evitare di surriscaldarlo.
- Il convertitore non è idoneo all'uso in aeroplano.

Nota: qualora si verificano incidenti gravi in relazione a questo prodotto, essi devono essere segnalati a ResMed e all'autorità competente nel proprio paese.

Specifiche tecniche

Lunghezza (da connettore a connettore)	3 m
Corrente nominale del fusibile	20 A
Tipo di fusibile	Tipo rapido, a bassa capacità di rottura
Tensione e corrente d'ingresso	12 V / 24 V  13 / 6,5 A
Tensione e corrente in uscita	24 V  3,75 A
Potenza massima assorbita	106 W
Potenza media assorbita	51 W
Temperatura d'esercizio	Tra +5 e +35°C
Umidità d'esercizio	10–95% non condensante
Altitudine d'esercizio	Tra il livello del mare e 2.591 m; pressione atmosferica d'esercizio tra 1013 e 738 hPa
Temperatura di conservazione e trasporto	Tra -20 e +60°C
Umidità di conservazione e trasporto	5–95% non condensante
Compatibilità elettromagnetica	Il prodotto è conforme a tutti i pertinenti requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) disposti dalla norma CEI 60601-1-2 per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera. Assicurarsi che apparecchi di comunicazione wireless (come telefoni cellulari, reti wireless domestiche, telefoni cordless con le relative basi di ricarica, e ricetrasmittenti portatili) siano tenuti ad almeno 1 m dall'apparecchio. Informazioni su emissioni e immunità elettromagnetica di questo apparecchio ResMed si trovano sul sito www.resmed.com , sotto Products (prodotti) alla voce Service and Support (assistenza e supporto).

Simboli che possono comparire sull'apparecchio

 Avvertenza o precauzione, consultare la documentazione allegata;  Dispositivo di Classe II; **IP21** Protezione dall'ingresso delle dita e da gocciolamento d'acqua verticale; **IP22** Il prodotto è protetto dall'ingresso delle dita e può essere utilizzato in sicurezza anche se esposto a gocciolamento d'acqua con un angolo fino a 15 gradi;  Corrente continua;  Fusibile;  Produttore;  **EC REP** Rappresentante autorizzato per l'Europa;  **RoHS** Direttiva europea RoHS;  **SN** Numero seriale;  Controllo dell'inquinamento per la Cina;  Limitazione dell'umidità;  Limitazione della temperatura;  Altitudine d'esercizio;  Limitazione della pressione atmosferica;  Importatore;  **MD** Dispositivo medico. Fare riferimento al glossario dei simboli sul sito ResMed.com/symbols.



■ Informazioni ambientali: Il convertitore DC/DC va smaltito separatamente e non insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Per smaltire il dispositivo bisogna servirsi degli appositi sistemi di raccolta, riuso e riciclo disponibili nel proprio Paese. L'uso di questi sistemi di raccolta, riuso e riciclo ha lo scopo di ridurre la pressione sulle risorse naturali ed impedire a sostanze nocive di danneggiare l'ambiente. Per informazioni su questi sistemi, si prega di contattare l'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti cui si fa riferimento. Il simbolo del cestino barrato invita a fare uso di questi sistemi di smaltimento. Per informazioni sulla raccolta e sullo smaltimento del proprio dispositivo ResMed si prega di contattare la sede o il distributore locale ResMed più vicini, oppure visitare il sito www.resmed.com/environment.

Garanzia limitata

ResMed garantisce per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale che il convertitore Air10 ResMed DC/DC 90W è esente da difetti del materiale e di fabbricazione. Questa garanzia non è trasferibile.

Se il prodotto dovesse risultare difettoso in condizioni d'uso normale, ResMed provvederà a riparare o sostituire, a sua discrezione, il prodotto difettoso o i suoi componenti. Questa garanzia limitata non comprende: a) danni causati da uso improprio, abuso, manomissione o alterazione del prodotto; b) riparazioni effettuate da tecnici non espressamente autorizzati da ResMed a compiere tali riparazioni; c) danni o contaminazione causati da fumo di sigaretta, pipa, sigaro o altra fonte; e d) danni causati dal versamento di acqua sopra o all'interno del prodotto.

La garanzia non si applica a prodotti venduti, o rivenduti, fuori dal Paese in cui sono stati originariamente acquistati.

La garanzia in caso di difetti del prodotto può essere fatta valere solo dall'acquirente originario, riportando il prodotto al luogo d'acquisto.

ResMed non fornisce alcun'altra assicurazione, implicita o esplicita, ivi comprese le assicurazioni implicite di commerciabilità e idoneità ad un dato scopo. Alcuni Paesi non consentono di fissare limitazioni temporali alle garanzie implicite, e la limitazione di cui sopra potrebbe pertanto non essere applicabile nel vostro caso.

ResMed non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno collaterale o indiretto che sia fatto risalire alla vendita, all'installazione o all'uso di uno dei suoi prodotti. Alcuni Paesi non consentono di fissare limitazioni o esclusioni in materia di danni collaterali o indiretti, e la limitazione di cui sopra potrebbe pertanto non essere applicabile nel vostro caso.

Questa garanzia conferisce all'acquirente diritti legali specifici, oltre a quelli eventualmente previsti dalle singole giurisdizioni. Per ulteriori informazioni sui diritti previsti dalla garanzia, rivolgersi alla sede o al rivenditore ResMed più vicini.

ESPAÑOL

El transformador Air10™ CC/CC 90W (modelo n.º 370003) le permite utilizar su dispositivo sirviéndose de la toma del encendedor (de una potencia de 12 V o 24 V CC) de un coche, embarcación o vehículo de otra clase equipado con una batería adecuada.

El transformador CC/CC 90W Air10 (modelo n.º 370003) está indicado para usarse específicamente con los dispositivos AirSense™ 10, AirCurve™ 10 y Lumis™.

Consulte a su proveedor de equipos para obtener más información sobre este accesorio.

Uso del transformador con la toma del encendedor de un vehículo

Consulte la ilustración al principio de este documento.

1. Antes de conectar el transformador, compruebe que el interruptor del transformador (A) está apagado.
2. Coloque el transformador sobre una superficie nivelada, con el logotipo de ResMed hacia arriba.
3. Enchufe el conector (B) del transformador en la toma de entrada de alimentación/para CC (C) del dispositivo.
4. Extraiga el encendedor de la toma del vehículo.
5. Enchufe el conector adaptador (D) del transformador en la toma del encendedor del vehículo.
6. Encienda el transformador; al encenderse, la luz (E) se iluminará en verde.

Si no se establece la conexión o si el dispositivo está en modo de espera o en modo de ahorro de energía cuando se establece la conexión, la luz parpadeará constantemente. Si la batería está baja, la luz se volverá ámbar. Si la luz no se ilumina, compruebe que el interruptor del transformador (A) está encendido.

Notas:

- Para que la toma del encendedor reciba corriente, en algunos vehículos es necesario que la llave esté en la posición "accesorios".
- Si conecta el dispositivo a un transformador con corriente, es posible que el transformador se apague. Para que se encienda nuevamente, apague el transformador y enciéndalo de nuevo.
- No se puede cambiar el cable de alimentación.
- Si la batería o el coche, embarcación o vehículo de otra clase no están en buen estado, puede que a la batería, después de su uso, no le quede suficiente carga para poner en marcha el vehículo.
- El dispositivo Air10/Lumis consume considerablemente más energía con el humidificador HumidAir™ acoplado que solo. El uso del humidificador HumidAir agotará la batería más rápidamente.
- Si el transformador interrumpe la corriente al dispositivo al arrancar el coche, embarcación o vehículo de otra clase, desconecte el transformador del vehículo, espere unos segundos y vuelva a conectarlo.
- Apague el transformador o desenchúfelo del encendedor del vehículo cuando no se esté utilizando para que no se agote la batería.
- Si necesita ayuda, contacte con un representante de ResMed, con el servicio técnico de ResMed o visite www.resmed.com.

Limpeza

Si es necesario, limpie el exterior del transformador con un paño limpio y húmedo.

ADVERTENCIAS



- Lea las instrucciones antes de usar el producto.
- Utilice el transformador conectándolo únicamente a una alimentación de CC de 12 V o 24 V.
- No intente alterar el transformador. El transformador no contiene en su interior ninguna pieza que el usuario pueda reparar.

PRECAUCIONES

- El transformador CC/CC Air10 solo se debe utilizar con dispositivos AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis para asegurarse de su correcto funcionamiento.
- El transformador está concebido para utilizarse con sistemas de toma de tierra negativa de 12 V o 24 V (en los que el terminal negativo de la batería está conectado a tierra). Su uso con un sistema de tierra positiva de 12 V o 24 V podría dañar el transformador y el sistema eléctrico del vehículo. Si no está seguro de si tiene un sistema de toma de tierra negativa, consulte el manual del coche, embarcación o vehículo en cuestión.
- Para evitar el sobrecalentamiento del transformador, asegúrese de que no esté cubierto durante su uso.
- El transformador no está indicado para utilizarse en aviones.

Nota: En el caso de que se produzca algún incidente serio en relación con este producto, notifíquelo a ResMed y a la autoridad competente en su país.

Especificaciones técnicas

Longitud (de conector a conector)	3 m
Clasificación de fusibles	20 A
Tipo de fusibles	Fusión rápida, baja capacidad de ruptura
Entrada	12 V/24 V  13/6,5 A
Salida	24 V  3,75 A
Consumo máximo de electricidad	106W
Consumo eléctrico habitual	51W
Temperatura de funcionamiento	+5 °C a +35 °C
Humedad de funcionamiento	10 a 95 % sin condensación
Altitud para el funcionamiento	Desde el nivel del mar hasta 2.591 m; rango de presión de aire 1.013 hPa a 738 hPa
Temperatura de almacenamiento y transporte	-20 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento y transporte	5 a 95 % sin condensación




Compatibilidad electromagnética


El producto cumple con todos los requisitos pertinentes en cuanto a compatibilidad electromagnética (EMC por sus siglas en inglés) de acuerdo con la CEI60601-1-2, para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.


Asegúrese de que los dispositivos de comunicación inalámbrica (por ejemplo teléfonos móviles, dispositivos inalámbricos de redes domésticas, teléfonos inalámbricos y sus unidades base, y walkie-talkies) se mantienen a al menos 1 m del dispositivo.






Se puede encontrar información relativa a las emisiones electromagnéticas y a la inmunidad de este dispositivo ResMed en www.resmed.com, en la página de productos bajo la sección sobre servicio y soporte.


Símbolos que pueden aparecer en el dispositivo

 Advertencia o precaución, consulte los documentos adjuntos;  Equipo de clase II;  IP21 Protección frente a la inserción de dedos y contra el goteo vertical de agua;

 IP22 Protegido frente a la inserción de dedos, y no se vuelve inseguro al ser expuesto al goteo vertical cuando se incline el dispositivo hasta un máximo de 15 grados;

 Corriente continua;  Fusible;  Fabricante;

 Representante autorizado en la UE;  Rotas Directiva europea RoHS;  Número de serie;  Control de contaminación de China;  Limitación de humedad;

 Limitación de temperatura;  Altitud de funcionamiento;

 Limitación de presión atmosférica.

 Importador;  Producto sanitario.

Consultar el glosario de símbolos en RedMed.com/symbols.



Información medioambiental: El transformador CC/CC debe ser eliminado por separado, y no en la basura municipal sin clasificar. Para desechar su dispositivo, debe hacer uso de los sistemas correspondientes de recogida de basura, reutilización y reciclaje que haya disponibles en su región. El uso de estos sistemas de recogida de basura, reutilización o reciclaje tiene por objeto reducir la presión sobre los recursos naturales e impedir que haya sustancias peligrosas que dañen el medio ambiente. Si necesita información sobre estos sistemas de eliminación, póngase en contacto con la gestión de residuos de su región. El símbolo de cubo de basura tachado le invita a usar estos otros sistemas de eliminación. Si necesita información para la recogida y eliminación de su dispositivo de ResMed, póngase en contacto con la oficina de ResMed más cercana o con su distribuidor local, o visite la página www.resmed.com/environment.

Garantía limitada

ResMed le garantiza que su transformador CC/CC 90W Air10 de ResMed no presentará defectos materiales ni de fabricación durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de adquisición por parte del consumidor inicial. Esta garantía no es transferible.

Si el producto falla en condiciones de utilización normales, ResMed reparará o reemplazará, a su discreción, el producto defectuoso o cualquiera de sus componentes.

Esta garantía limitada no cubre: a) ningún dano provocado por la utilización indebida, modificación o alteración del producto; b) las reparaciones llevadas a cabo por cualquier servicio que no haya sido expresamente autorizado por ResMed para efectuar dichas reparaciones; c) ningún dano ni la contaminación provocados por el humo de cigarrillos, pipas, puros u otras fuentes de humo; d) ningún dano causado por el derrame de agua sobre el producto o en su interior.

La garantía queda anulada si el producto se vende o revende fuera de la región de compra original.

Las reclamaciones de garantía con respecto a productos defectuosos deben ser realizadas por el consumidor original en el punto de compra.

Esta garantía revoca cualquier otra garantía expresa o implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. Algunas regiones o estados no permiten que se establezcan limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que lo que precede no sea aplicable en su caso.

ResMed no será responsable de ningún dano incidental ni emergente que se reclame como resultado de la venta, instalación o utilización de cualquier producto de ResMed. Algunas regiones o estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que es posible que lo que precede no sea aplicable en su caso.

Esta garantía le otorga derechos jurídicos específicos, y es posible que usted tenga otros derechos que pueden variar de una región a otra. Para más información sobre los derechos que le otorga esta garantía, póngase en contacto con el distribuidor de ResMed o con la oficina de ResMed de su región.

PORTUGUÊS

O Transformador CC/CC Air10™ de 90W (modelo n.º 370003) permite-lhe utilizar o seu dispositivo a partir de uma tomada de isqueiro (alimentação de 12 ou 24 VCC) de um automóvel, de uma embarcação ou de outro veículo equipado com uma bateria adequada.

O Transformador CC/CC Air10 de 90W (modelo n.º 370003) só pode ser utilizado com o dispositivo AirSense™ 10, AirCurve™ 10 e Lumis™.

Consulte o fornecedor do seu equipamento para obter mais informações sobre este acessório.

Utilizar o transformador através da tomada do isqueiro de um veículo

Consulte a ilustração no início deste documento.

1. Antes de ligar o transformador, verifique se o interruptor (A) do transformador está desligado.
2. Posicione o transformador numa superfície nivelada, com o logótipo da ResMed virado para cima.
3. Ligue o conector (B) do transformador à tomada de corrente/tomada CC do dispositivo (C).
4. Retire o isqueiro da tomada do isqueiro do veículo.
5. Ligue a ficha adaptadora do transformador (D) à tomada do isqueiro do veículo.
6. Ligue o transformador. A luz (E) acende-se a verde quando a corrente está ligada.

A luz ficará em intermitência contínua se a ligação não for efectuada ou se o dispositivo estiver no modo de espera ou de poupança de energia quando a ligação for efectuada. Se a bateria estiver fraca, a luz acende-se a âmbar. Se a luz não se acender, verifique se o interruptor (A) do transformador está ligado.

Notas

- Para que a tomada de isqueiro do veículo receba corrente, alguns veículos necessitam de ter a chave de ignição na posição de "acessórios".
- Se ligar o dispositivo a um transformador ligado, o transformador poderá desligar-se. Para voltar a ligar, desligue e ligue novamente o transformador.
- O cabo eléctrico não é substituível.
- Se TANTO a bateria COMO o seu automóvel, barco ou outro veículo não se encontrarem em boas condições, é possível que não haja energia suficiente na bateria para fazer arrançar o veículo posteriormente.
- O dispositivo Air10/Lumis com o humidificador HumidAir™ ligado utiliza consideravelmente mais energia do que apenas o dispositivo Air10/Lumis. Utilizar o humidificador HumidAir irá esgotar a bateria com mais rapidez.
- Se o transformador cortar a alimentação do dispositivo quando accionar o automóvel, o barco ou outro veículo, desligue o transformador do veículo. Aguarde alguns segundos e volte a ligá-lo.
- Se não estiver a utilizar o transformador, desligue-o ou retire a ficha da tomada do isqueiro do veículo para evitar descarregar a bateria.
- Se precisar de ajuda, contacte um representante da ResMed, a Assistência Técnica da ResMed ou consulte www.resmed.com.

Limpeza

Se necessário, limpe o exterior do transformador com um pano limpo e húmido.

⚠ AVISOS



- Ler instruções antes da utilização.
- Utilize o transformador apenas quando ligar o dispositivo a uma fonte de alimentação CC de 12 V ou 24 V.
- Não tente modificar o transformador. Não existem peças dentro do transformador que possam ser reparadas pelo utilizador.

⚠ PRECAUÇÕES
















- O transformador CC/CC Air10 só deve ser utilizado com dispositivos AirSense 10/AirCurve 10/Lumis para garantir o desempenho adequado.
- O transformador destina-se a ser utilizado em sistemas com ligação à terra negativos de 12 V ou 24 V (em que o terminal negativo da bateria está ligado à terra). Se o utilizar num sistema com ligação à terra positivo de 12 V ou 24 V pode danificar o transformador e o sistema eléctrico do veículo. Se não tiver a certeza se possui um sistema com ligação à terra negativo, consulte o manual do automóvel, barco ou outro veículo.
- Verifique se o transformador não está tapado durante a utilização para evitar o sobreaquecimento.
- O transformador não se destina a ser utilizado em aviões.

Nota: para quaisquer acidentes graves que ocorrerem em relação a este produto, estes devem ser comunicados à ResMed e à autoridade competente no seu país.

Especificações técnicas

Comprimento (conector a conector)	3 m
Potência nominal do fusível	20 A
Tipo de fusível	Rápido, com baixa capacidade de interrupção
Entrada	12/24 V  13/6,5 A
Saída	24 V  3,75 A
Consumo de energia de pico	106W
Consumo de energia típico	51W
Temperatura de funcionamento	+5 °C a +35 °C
Humidade de funcionamento	10 a 95% sem condensação
Altitude de funcionamento	Do nível do mar até 2591 m; variação da pressão atmosférica de 1013 hPa a 738 hPa
Temperatura de armazenamento e transporte	-20 °C a +60 °C
Humidade de armazenamento e transporte	5 a 95% sem condensação
Compatibilidade electromagnética	Este produto encontra-se em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade electromagnética (CEM) nos termos da norma CEI 60601-1-2, para áreas residenciais, comerciais e de indústria ligeira. Assegure-se de que os dispositivos de comunicações sem fios (tais como telemóveis, dispositivos de rede doméstica sem fios, telefones sem fios e respectivas bases e walkie-talkies) são mantidos, no mínimo, a 1 m do dispositivo. Pode encontrar informações relativas à imunidade e emissões electromagnéticas deste dispositivo ResMed em www.resmed.com , na página relativa aos Produtos na área de Serviço e assistência.

Símbolos que podem ser apresentados no dispositivo

 Aviso ou precaução, consulte os documentos anexos;  Equipamento de Classe II; **IP21** Protecção contra introdução de dedos e queda de água na vertical; **IP22** Protecção contra introdução de dedos e mantém funcionamento seguro quando exposto a queda de água na vertical com o dispositivo inclinado até 15 graus;  Corrente contínua;  Fusível;  Fabricante;  Representante autorizado na Europa;  Directiva europeia RoHS;  Número de série;  Controlo da poluição na China;  Limite de humidade;  Limite de temperatura;  Altitude de funcionamento;  Limitação da pressão atmosférica;  Importador;  Dispositivo médico.

Consultar o glossário de símbolos em ResMed.com/symbols.



Informação ambiental O transformador CC/CC deve ser eliminado separadamente e não como resíduo urbano indiferenciado. Para eliminar o dispositivo, use os sistemas adequados de recolha, reutilização e reciclagem disponíveis na sua área. O uso destes sistemas de recolha, reutilização e reciclagem tem o propósito de poupar os recursos naturais e evitar danos ao ambiente causados por substâncias perigosas. Se necessitar de informações sobre estes sistemas de gestão de resíduos, entre em contacto com o centro de recolha de resíduos da sua localidade. O símbolo que indica o uso destes sistemas de gestão de resíduos é constituído por um contentor de lixo barrado com uma cruz. Se necessitar de mais informações sobre a recolha e eliminação do dispositivo ResMed, entre em contacto com o representante da ResMed ou distribuidor da sua área, ou consulte www.resmed.com/environment.

Garantia limitada

A ResMed garante que o seu Transformador CC/ Air10 CC ResMed de 90W não contém defeitos de material nem de fabrico durante o período de 12 meses a partir da data de compra pelo primeiro consumidor. Esta garantia não é transferível.

Se o produto avariar nas condições normais de utilização, a ResMed procederá, ao seu critério, à reparação ou substituição do produto defeituoso ou de qualquer um dos seus componentes.

Esta garantia limitada não cobre: a) qualquer dano provocado em consequência de utilização inadequada, abuso, modificação ou alteração do produto; b) reparações efectuadas por qualquer entidade de assistência técnica que não tenha sido expressamente autorizada pela ResMed para efectuar esse tipo de reparação; c) qualquer dano ou contaminação causados por fumo de cigarros, cachimbos, charutos ou outros; d) qualquer dano provocado pelo derramamento de água sobre ou para dentro do produto.

A garantia deixa de ser válida se o produto for vendido, ou revendido, fora da região da compra original.

Os pedidos de reparação ou substituição de um produto defeituoso no âmbito da garantia devem ser feitos pelo consumidor original no local de compra.

Esta garantia substitui todas as outras, explícitas ou implícitas, incluindo qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou de adequabilidade para determinada utilização. Algumas regiões ou estados não permitem limitações de tempo sobre a duração de uma garantia implícita, pelo que a limitação acima pode não se aplicar ao seu caso.

A ResMed não é responsável por quaisquer danos incidentais ou consequentes reivindicados como decorrentes da venda, instalação ou utilização de qualquer produto ResMed. Algumas regiões ou Estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, pelo que a limitação acima pode não se aplicar ao seu caso.

Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos e também pode ter outros direitos que variam de região para região. Para obter mais informações sobre seus direitos de garantia, entre em contacto com o revendedor local ou os escritórios da ResMed.

NEDERLANDS

Met de Air10™ DC/DC-omvormer 90 W (modelnr. 370003) kunt u uw apparaat van stroom voorzien via de sigarettenaanstekeraansluiting (gelijkstroombron van 12 V of 24 V) in een auto, boot of ander voertuig dat met een geschikte accu is uitgerust.

De Air10 DC/DC-omvormer 90 W (modelnr. 370003) is specifiek voor gebruik met het AirSense™ 10-, AirCurve™ 10- en Lumis™-apparaat.

Raadpleeg de leverancier van uw apparatuur voor meer informatie over dit accessoire.

Gebruik van de omvormer via het aansluitpunt voor de sigarettenaanstecker in een voertuig

Zie de illustratie aan het begin van dit document.

1. Zorg, voordat u de omvormer aansluit, ervoor dat de schakelaar van de omvormer (A) is uitgeschakeld.
2. Plaats de omvormer op een vlak oppervlak, met het ResMed-logo naar boven gericht.
3. Steek de connector van de omvormer (B) in de contraststekker/gelijkstroomaansluiting op het apparaat (C).
4. Verwijder de sigarettenaanstecker uit het aansluitpunt in het voertuig.
5. Steek de adapterstekker van de omvormer (D) in het aansluitpunt voor de sigarettenaanstecker.
6. Schakel de omvormer in. Het lampje (E) brandt groen wanneer de omvormer wordt ingeschakeld.

Het lampje knippert continu als de aansluiting niet geslaagd is, of als het apparaat in de standby- of energiebesparende modus staat wanneer de aansluiting tot stand wordt gebracht. Als de accu bijna leeg is, brandt het lampje oranje. Als het lampje niet brandt, controleer dan of de schakelaar van de omvormer (A) ingeschakeld is.

Opmerkingen:

- In sommige voertuigen moet de contactsleutel naar de stand "accessoires" worden gedraaid voordat er stroom aan het aansluitpunt voor de sigarettenaanstecker wordt geleverd.
- Als u uw apparaat op een ingeschakelde omvormer aansluit, is het mogelijk dat de omvormer uitgeschakeld wordt. U kunt de stroom opnieuw inschakelen door de omvormer uit te schakelen en vervolgens opnieuw in te schakelen.
- Het elektriciteitssnoer is niet vervangbaar.
- Indien de accu OF de auto, boot of andere voertuig in slechte staat zijn, is het mogelijk dat er onvoldoende reserves in de accu aanwezig zijn om het voertuig te starten na gebruik.
- Het Air10-/Lumis-apparaat met de eraan bevestigde HumidAir™-luchtbevochtiger gebruikt aanzienlijk meer voeding dan het Air10-/Lumis-apparaat alleen. Gebruik van de HumidAir-bevochtiger zal de accu sneller ontladen.
- Als de omvormer de stroom naar uw apparaat onderbreekt wanneer u uw auto, boot of andere voertuig start, koppel de omvormer dan los van het voertuig. Wacht vervolgens een aantal seconden en sluit de omvormer opnieuw aan.
- Als de omvormer niet in gebruik is, schakel hem dan uit of koppel hem los van het aansluitpunt voor de

sigarettenaanstecker in het voertuig om te voorkomen dat de accu wordt ontladen.

- Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met een ResMed-vertegenwoordiger of de technische dienst van ResMed, of kijk op www.resmed.com.

Reiniging

Veeg indien nodig de buitenkant van de omvormer met een schone, vochtige doek af.

WAARSCHUWINGEN



- Lees voor gebruik de instructies.
- Gebruik de omvormer alleen wanneer u hem op een 12V- of 24V-gelijkstroombron aansluit.
- Probeer niet om het apparaat aan te passen. Deze omvormer bevat geen onderdelen die door de gebruiker zelf kunnen worden gerepareerd.

VOORZICHTIG

- De Air10 DC/DC-omvormer dient uitsluitend in combinatie met AirSense 10- / AirCurve 10- / Lumis-apparaten te worden gebruikt om een correcte werking te garanderen.
- De omvormer is bedoeld voor gebruik met 12 V of 24 V negatief geaarde systemen (waarbij de negatieve pool van de accu is geaard). Wanneer u hem met een 12 V of 24 V positief geaard systeem gebruikt, kan dit tot schade aan de omvormer en het elektrische systeem van het voertuig leiden. Indien u niet zeker weet of u een negatief geaard systeem hebt, raadpleeg dan de handleiding van de auto, boot of het andere voertuig.
- Zorg ervoor dat de omvormer niet bedekt is tijdens het gebruik om oververhitting van de omvormer te voorkomen.
- De omvormer is niet bedoeld voor gebruik in een vliegtuig.

Opmerking: Alle ernstige incidenten die zich voordoen in verband met dit product, moeten worden gemeld aan ResMed en de bevoegde instantie in uw land.

Technische specificaties

Lengte (van connector tot connector)	3 m
Zekeringwaarde	20 A
Type zekering	Snelle zekering, laag onderbrekingsvermogen
Ingangsspanning	12 V/24 V  13/6,5 A
Uitgangsspanning	24 V  3,75 A
Maximaal stroomverbruik	106 W
Typisch stroomverbruik	51 W
Bedrijfstemperatuur	+5°C tot +35°C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 95% niet-condenserend
Bedrijfshoogte	Zeeniveau tot 2.591 m; luchtdrukgebied 1013 hPa tot 738 hPa
Opslag- en transporttemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag- en transportvochtigheid	5 tot 95% niet-condenserend

Elektromagnetische compatibiliteit

Het product voldoet aan alle toepasselijke elektromagnetische compatibiliteitsvereisten (EMC) volgens IEC60601-1-2, voor gebruik in woonwijken, bedrijven en lichte industrie.

Zorg ervoor dat draadloze communicatie-apparaten (zoals mobiele telefoons, draadloze apparaten uit een thuisnetwerk, draadloze telefoons en hun bijbehorende basisstations, en walkietalkies) op minimaal 1 m afstand van het apparaat worden gehouden. Informatie over de elektromagnetische straling en immuniteit van dit ResMed-apparaat kunt u vinden op www.resmed.com op de pagina Products onder Service & Support.

Symbolen die mogelijk op het apparaat staan

 Een waarschuwing of de melding "Voorzichtig", raadpleeg bijbehorende documenten;  Klasse II-apparaat; **IP21** Beschermd tegen vingers groter dan 12 mm en tegen verticaal druppelend water; **IP22** Beschermd tegen vingers groter dan 12 mm en wordt niet onveilig in geval van verticaal druppelend water bij een schuine stand tot 15°;  Gelijkstroom;  Zekering;  Fabrikant;  Geautoriseerd vertegenwoordiger voor de EU;  Europese RoHS-richtlijnen;  Serienummer;  Logo van China voor bestrijding van milieuverontreiniging;  Vochtigheidsgrenzen;  Temperatuurgrenzen;  Bedrijfshoogte;  Grenzen atmosferische druk;  Importeur;  Medisch hulpmiddel.
Raadpleeg de verklarende woordenlijst van symbolen op Resmed.com/symbols.

 Milieu-informatie: de DC/DC-omvormer dient apart te worden verwijderd, en niet als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor de verwijdering van uw apparaat dient u gebruik te maken van de beschikbare toepasselijke systemen voor inzameling, hergebruik en recycling in uw regio. Het gebruik van deze systemen voor inzameling, hergebruik en recycling is erop gericht de druk op natuurlijke bronnen te verminderen en te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen. Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzamelingsdepot als u informatie nodig hebt over deze verwijderingssystemen. Het symbool van een afvalbak met een kruis erdoor nodigt u uit deze verwijderingssystemen te gebruiken. Neem contact op met uw ResMed-kantoor, uw plaatselijke dealer of kijk op www.resmed.com/environment voor informatie over de inzameling en verwijdering van uw ResMed-apparaat.

Beperkte garantie

ResMed garandeert dat uw ResMed Air10 DC/DC-omvormer 90 W gedurende twaalf maanden na de datum van aanschaf door de eerste consument vrij is van fouten in materiaal en vakmanschap. Deze garantie is niet overdraagbaar.

Als het product het begeeft terwijl aan de voorwaarden voor normaal gebruik is voldaan, dan repareert of vervangt

ResMed, naar eigen keuze, het defecte product of eventuele onderdelen daarvan.

Deze beperkte garantie dekt niet: a) eventuele schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, misbruik, wijziging of aanpassing van het product; b) reparaties die zijn uitgevoerd door een serviceorganisatie die daartoe niet expliciet is gemachtigd door ResMed; c) eventuele schade of besmetting door rook van sigaretten, pijp, sigaren of anderszins; en d) eventuele schade als gevolg van op of in het product gemorst water.

De garantie geldt niet wanneer het product wordt verkocht of doorverkocht buiten de regio van eerste aanschaf.

Garantieaanspraken m.b.t. defecte producten moeten worden gedaan op het aanschafpunt door de eerste consument.

Deze garantie komt in de plaats van elke andere expliciete of impliciete garantie, inclusief een eventuele impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In sommige regio's of landen zijn geen beperkingen toegestaan op de duur van een impliciete garantie, daarom is de bovengenoemde beperking misschien niet op u van toepassing.

ResMed is niet verantwoordelijk voor eventuele incidentele schade of gevolgschade die beweerdelijk het gevolg zou zijn van verkoop, installatie of gebruik van enig ResMed-product. In sommige regio's of landen is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, daarom is de bovengenoemde beperking misschien niet op u van toepassing.

Deze garantie geeft u specifieke rechten, en u kunt tevens andere rechten hebben die per regio verschillen. Voor meer informatie over uw garantierechten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke ResMed-dealer of ResMed-kantoor.

SVENSKA

Air10™ DC/DC-omvandlaren 90 W (modell nr 370003) ger dig möjlighet att driva din enhet från cigarettändaruttag (12 V eller 24 V DC-strömkälla) i en bil, båt eller annat fordon utrustat med lämpligt batteri.

Air10 DC/DC-omvandlaren 90 W (modell nr 370003) är särskilt avsedd för användning med AirSense™ 10, AirCurve™ 10 och Lumis™-enheten.

Rådgör med din utrustningsleverantör för mer information om detta tillbehör.

Hur man använder omvandlaren via ett cigarettändaruttag

Se bilden i början av detta dokument.

1. Innan du kopplar in omvandlaren måste du se till att omvandlarens strömbrytare (A) har stängts av.
2. Placera omvandlaren på en plan yta med ResMed-loggan vänd uppåt.
3. Koppla in omvandlarens kontakt (B) i apparatens eluttag/DC-uttag (C).
4. Ta bort cigarettändaren från fordonets cigarettändaruttag.
5. Koppla in omvandlarens adapterkontakt (D) i fordonets cigarettändaruttag.
6. Slå på omvandlaren. Lampan (E) kommer att lysa grönt när den startar.

Lampan blinkar kontinuerligt om inkoppling inte sker, eller om apparaten är i standby-läge när inkoppling sker. När batteriet är lågt lyser lampan gult. Om lampan inte fungerar, kontrollera att omvandlaren strömbrytare (A) har slagits på.

Obs!

- Vissa fordon kräver att tändningsnyckeln är vriden till radioläge för att strömtillförsel ska ske till cigarettändaruttaget.
- Om du ansluter din apparat till en omvandlare som redan är inkopplad kan omvandlaren komma att stängas av. För att återställa strömtillförseln, stäng av omvandlaren och sätt därefter på den igen.
- Strömkabeln kan inte bytas ut.
- Om batteriet ELLER bilen, båten eller fordonet inte är i gott skick finns det eventuellt inte tillräckligt med laddning kvar i batteriet för att fordonet ska kunna startas efter användning.
- Air10/Lumis-enheten med ansluten HumidAir™-luftfuktare använder betydligt mer ström än Air10/Lumis-enheten ensam. Användning av HumidAir-luftfuktaren laddar ur batteriet snabbare.
- Om omvandlaren bryter strömmen till apparaten när du startar bilen, båten eller fordonet ska man koppla bort omvandlaren från fordonet. Vänta i några sekunder och koppla därefter in den på nytt.
- När omvandlaren inte används ska den stängas av eller kopplas bort från fordonets cigarettändaruttag för att förhindra att batteriet laddas ur.
- Om du behöver hjälp, kontakta en ResMed-representant, ResMeds tekniska avdelning, eller gå till www.resmed.com.

Rengöring

Torka vid behov av omvandlaren utsida med en ren, fuktig trasa.

⚠ VARNINGAR

- Läs anvisningarna före användning.
- Använd endast omvandlaren vid anslutning till en 12 V eller 24 V DC-källa.
- Försök inte att modifiera omvandlaren. Det finns inga interna delar i omvandlaren som användaren själv kan reparera.

⚠ SÄKERHETSFORESKRIFTER

- För att säkerställa att Air10 DC/DC-omvandlaren fungerar ordentligt får den endast användas med AirSense 10/AirCurve 10/Lumis.
- Omvandlaren är avsedd för användning på ett 12 V eller 24 V-system med negativ jordning (där den negativa batteripolen är jordad). Om omvandlaren används på ett 12 V eller 24 V-system med positiv jordning, kan omvandlaren och fordonets elektriska system skadas. Om du är osäker på om ditt system har negativ jord, se manualen för bilen, båten eller fordonet.
- Undvik att täcka omvandlaren eftersom den annars kan överhettas.
- Omvandlaren är inte avsedd för användning på flygplan.

Obs! Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med den här produkten ska rapporteras till ResMed och behörig tillsynsmyndighet i ditt land.

Tekniska specifikationer

Längd (koppling till koppling)	3 m
Säkring	20 A
Typ av säkring	Snabbutlösande, låg märkbrytström
Inspänning	12 V/24 V 13/6,5 A
Utspanning	24 V 3,75 A
Högsta effektförbrukning	106 W
Typisk effektförbrukning	51 W
Drifttemperatur	+5 °C till +35 °C
Driftfuktighet	10 till 95 % ej kondenserande
Driftaltitud	Havsnivå till 2591 m; lufttrycksområde 1013 hPa till 738 hPa
Temperatur vid förvaring och transport	-20 °C till +60 °C
Fuktighet vid förvaring och transport	5 till 95 % ej kondenserande
Elektromagnetisk kompatibilitet	Produkten följer alla tillämpliga elektromagnetiska kompatibilitetskrav (EMC) enligt IEC60601-1-2 för bostads-, kommersiell och lätt industrimiljö. Kontrollera att trådlösa kommunikationsenheter (t.ex. mobiltelefoner, trådlösa hemnätverksenheter, sladdlösa telefoner och deras basstationer samt walkie-talkies) hålls minst 1 m bort från apparaten. Information om elektromagnetiska emissioner och immunitet för denna ResMed produkt finns på www.resmed.com på sidan Products under rubriken Service & Support.

Symboler som kan visas på apparaten

Varning eller säkerhetsföreskrift, läs medföljande dokument; Klass II utrustning; IP21 Petsäker och skyddad mot vertikalt fallande vattendroppar; IP22 Petsäker och är säker när den utsätts för vertikalt fallande vattendroppar när apparaten lutats upp till 15 grader; Likström; Säkring; Tillverkare; Europeisk auktoriserad representant; Europeiska RoHS; Serienummer; China pollution control; Fuktighetsgräns; Temperaturgräns; Driftaltitud; $70 \text{ (} \pm 5 \text{)} \text{ hPa}$ Gräns för atmosfäriskt tryck; Importör; Medicinteknisk produkt.

En förklaring av symbolerna finns på ResMed.com/symbols.



— Miljöinformation: DC/DC-omvandlaren ska bortskaffas separat och inte som en del av osorterat kommunalt avfall. Vid bortskaffning av produkten bör du använda uppsamlings-, återanvändnings- eller återvinningssystemen i det område där du är bosatt. Sådana uppsamlings-, återanvändnings- och återvinningssystem är avsedda att skona naturresurser och förhindra att farliga ämnen skadar miljön. Om du behöver information om dessa avfallshanteringssystem, var god kontakta lokal myndighet ansvarig för avfallshantering. Symbolen, en överkryssad soptunna på hjul, uppmanar dig att använda dessa avfallssystem. Om du behöver information om uppsamling och bortskaffning av denna ResMed produkt, var god kontakta ResMeds kontor, den lokala återförsäljaren eller besök www.resmed.com/environment.

Begränsad garanti

ResMed garanterar att din ResMed Air10 DC/DC-omvandlare 90 W är fri från defekter avseende material och utförande under en period på 12 månader från den ursprungliga köparens inköpsdatum. Denna garanti kan inte överlåtas.

Om produkten visar sig vara bristfällig under normala användningsförhållanden, kommer ResMed att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut den defekta produkten eller delar av produkten.

Denna begränsade garanti täcker inte a) skador som uppstår till följd av otillbörlig användning, missbruk, modifiering eller ändring av produkten; b) reparationer som utförts av en serviceorganisation som inte uttryckligen erhållit tillstånd av ResMed att utföra sådana reparationer; c) eventuell skada eller kontamination som uppstår till följd av cigarett-, pip-, cigarrök eller annan form av rök; d) eventuell skada som uppstår till följd av att vatten spillts på eller in i produkten.

Garantin ogiltigförklaras om produkten säljs eller säljs på nytt utanför det område där den ursprungligen inköptes.

Garantianspråk på defekt produkt måste lämnas av den ursprungliga köparen på inköpsstället.

Denna garanti ersätter alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inkl. underförstådd garanti beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vissa områden eller länder tillåter inte tidsbegränsningar för en underförstådd garanti och ovanstående begränsning kan av denna anledning eventuellt inte komma att beröra dig.

ResMed ska inte hållas ansvarigt för några tillfälliga skador eller följdskador som uppges ha inträffat till följd av försäljning, installation eller användning av ResMed produkter. Vissa områden eller länder tillåter inte undantag eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador och ovanstående begränsning kan av denna anledning eventuellt inte komma att beröra dig.

Denna garanti ger dig bestämda juridiska rättigheter och du kan eventuellt också ha andra rättigheter som kan variera från land till land. För mer information om dina rättigheter enligt garantin, var god kontakta närmaste ResMed-leverantör eller ResMed-kontor.

DANSK

Air10™ DC/DC konverteringsenhed 90 W (modelnr. 370003) gør det muligt for dig at anvende dit produkt via en cigarettænderstikdåse (en 12 V eller 24 V DC strømkilde) i en bil, båd eller et andet køretøj, der er udstyret med et egnet batteri.

Air10 DC/DC konverteringsenhed 90 W (model nr. 370003) er specifikt beregnet til brug med AirSense™ 10, AirCurve™ 10 og Lumis™.

Kontakt din udstyrsleverandør for yderligere information om dette tilbehør.

Anvende konverteren via en cigarettænderstikdåse

Se illustrationen i begyndelsen af dette dokument.

1. Sørg for, at konverterens kontakt (A) er slået fra, inden konverteren tilsluttes.
2. Placer konverteren på en plan overflade med ResMed logoet opad.
3. Sæt konverterens kontakt (B) i apparatets strømindgang/ jævnstrømsstikk (C).
4. Fjern cigarettænderen fra stikdåsen i køretøjet.
5. Sæt konverterens adaptorstik (D) i køretøjets cigarettænderstikdåse.

6. Slå konverteren til. Lampen (E) vil lyse grønt, når den starter op.

Lyset blinker kontinuerligt, hvis der ikke er forbindelse eller, hvis enheden er i standby eller strømspareremodus, når forbindelsen oprettes. Hvis batteriniveaueet er lavt, vil lampen lyse gult. Hvis lyset ikke fungerer, kontrollér at konverterens kontakt (A) er slået til.

Bemærk:

- I nogle køretøjer kræves det, at tændingsnøglen drejes til ACC-position, før der tilføres strøm til køretøjets cigarettænderstikdåse sokkel.
- Hvis du forbinder apparatet til en konverter, der allerede er strøm til, kan konverteren gå ned. For at tilslutte strømmen igen, afbryd konverteren og slå den derefter til igen.
- Strømkablet kan ikke udskiftes.
- Hvis batteriet ELLER bilen, båden eller køretøjet ikke er i god stand, vil der måske ikke være batterikraft nok til at starte køretøjet igen efter anvendelsen.
- Air10/Lumis med HumidAir™-luftfugteren monteret bruger betydeligt mere strøm end Air10/Lumis alene. Anvendelse af en HumidAir-luftfugter vil opbruge batteriet hurtigere.
- Hvis konverteren afbryder strømmen til apparatet, når du starter bilen, båden eller køretøjet, skal konverteren frakobles fra køretøjet. Vent et par sekunder og tilslut den derefter igen.
- Når konverteren ikke anvendes, skal den slås fra eller frakobles fra køretøjets cigarettænderstikdåse for at forhindre batteriet i at aflade.
- Hvis du har brug for hjælp, kontakt en repræsentant fra ResMed, Teknisk Service hos ResMed eller se www.resmed.com.

Rengøring

Om nødvendigt rengør ydersiden af konverteren med en ren, fugtig klud.

⚠ ADVARSEL



- Læs anvisningerne inden brug.
- Anvend kun konverteren, når den er tilsluttet en 12 V eller 24 V jævnstrømskilde.
- Forsøg ikke at ændre konverteren. Der er ingen dele i konverteren, der kan vedligeholdes af brugeren.

⚠ FORSIGTIG

- Air10 DC/DC Konverter må kun anvendes med AirSense 10-/AirCurve 10-/Lumis-apparater for at sikre korrekt funktion.
- Konverteren er beregnet til brug på 12 V eller 24 V systemer med negativ jordforbindelse (hvor batteriets negative klemme er jordforbundet). Anvendelse på 12 V eller 24 V systemer med positiv jordforbindelse kan beskadige konverteren og køretøjets elektriske system. Hvis du er usikker på, om du har et negativt jordet system, se bilens, bådens eller køretøjets manual.
- Sørg for, at konverteren ikke er dækket, når den anvendes, for at undgå overophedning af konverteren.
- Konverteren er ikke beregnet til brug på fly.

Bemærk: Alle alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med dette produkt, skal indberettes til ResMed og den kompetente myndighed i dit land.

Tekniske specifikationer














Længde (stik til stik)	3 m
Sikringskapacitet	20A
Sikringstype	Hurtigt slag, lav brydeevne
Indgang	12V/24V  13/6,5 A
Udgang	24V  3,75 A
Maksimalt strømforbrug	106 W
Typisk strømforbrug	51 W
Driftstemperatur	+5 °C til +35 °C
Luftfugtighed under drift	10 til 95 % ikke-kondenserende
Driftshøjde	Havoverfladen til 2.591 m; lufttryksområde 1013 hPa til 738 hPa
Temperatur under opbevaring og transport	-20°C til +60°C
Luftfugtighed under opbevaring og transport	5 til 95 % ikke-kondenserende

Elektromagnetisk kompatibilitet

Produktet overholder alle gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC60601-1-2 for bopæls-, kommercielt og let industrimiljø.

Sørg for, at trådløse kommunikationsenheder (såsom mobiltelefoner, trådløse hjemmenetværksenheder, trådløse telefoner og deres basestationer og walkie-talkies) holdes mindst 1 m fra enheden. Oplysninger om elektromagnetiske emissioner og immunitet for denne ResMed enhed kan findes på www.resmed.com, på produktsiden under Service og Support.

De symboler, der kan være vist på enheden

- ⚠ Advarsel eller forsigtighedsregel, se medfølgende dokumentation;
- Klasse II udstyr; IP21 Beskyttelse mod indsættelse af fingre og lodret dryppende vand; IP22 Beskyttet mod indsættelse af fingre og bliver ikke usikker, når den udsættes for lodret dryppende vand, hvis enheden vippes op til 15 grader;  Jævnstrøm;
-  Sikring;  Producent;  Europæisk Autoriseret Repræsentant;  Europæisk RoHS;
-  Serienummer;  Kina foreningskontrol;
-  Fugtighedsgrænse;  Temperaturgrænse;
-  Driftshøjde;  Atmosfærisk trykbegrænsning;
-  Importør;  Medicinsk udstyr.

Symbolerne er forklaret på ResMed.com/symbols.



Miljøinformation. DC/DC konverteren skal bortskaffes separat, ikke som usorteret husholdningsaffald. Ved bortskaffelse af apparatet bør du benytte de godkendte indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingsystemer, der er til rådighed i dit lokalområde. Anvendelse af disse indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingsystemer har til formål at reducere belastningen af de naturlige ressourcer og forhindre farlige stoffer i at skade miljøet. Hvis du har brug for oplysninger om disse affaldssystemer, bedes du kontakte de lokale affaldsmyndigheder. Symbolet med den overstregede skrælde-spand er en påmindelse om at benytte ovennævnte affaldsfaciliteter. Oplysninger om indsamling og bortskaffelse af ResMed-apparatet fås ved at kontakte ResMed-kontoret, den lokale forhandler eller ved at slå op på webstedet www.resmed.com/environment.

Begrænset garanti

ResMed garanterer, at ResMed Air10 DC/DC konverteringsenhed 90 W er fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 12 måneder fra købsdatoen for den oprindelige køber. Denne garanti kan ikke overføres. Hvis produktet svigter ved almindelig brug, vil ResMed efter eget skøn reparere eller udskifte det defekte produkt eller en eller flere af dets komponenter.

Denne begrænsede garanti dækker ikke: a) skade som følge af ukorrekt brug, misbrug, modifikation eller ændring af produktet; b) reparationer udført af en servicevirksomhed, der ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af ResMed til at udføre sådanne reparationer; c) skade eller forurening som følge af cigaret-, pipe-, cigar- eller anden røg; d) skade som følge af, at der er blevet spildt vand på eller ind i produktet.

Garantien gælder ikke for produkter, der sælges eller videresælges uden for det område, hvor de oprindeligt blev købt.

Garantikrav for defekte produkter skal indgives af den oprindelige kunde på købsstedet.

Denne garanti erstatter alle andre udtrykkelige eller underforståede garantier, inklusive enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Visse lande eller områder tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, så ovennævnte

begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

ResMed er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader, som hævdes at være en følge af salg, installation eller brug af noget ResMed-produkt. Visse lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, som kan variere fra land til land. Nærmere oplysning om rettigheder under garantien fås ved at kontakte den lokale ResMed-forhandler eller det lokale ResMed-kontor.

NORSK

Med Air10™ DC/DC-omformer 90 W (modellnr. 370003) kan du betjene apparatet fra sigarettenneren (strømkilde på 12 VDC eller 24 VDC) i en bil, båt eller et annet kjøretøy utstyrt med et egnet batteri.

Air10 DC/DC-omformer 90 W (modellnr. 370003) er spesifikt laget for bruk med AirSense™ 10-, AirCurve™ 10- og Lumis™-apparater.

Rådfør deg med utstyrsleverandøren for mer informasjon om dette tilbehøret.

Bruke omformeren via kjøretøyets sigarettenneruttak.

Se illustrasjonen i begynnelsen av dette dokumentet.

1. Pass på at omformerbryteren (A) er av før omformeren kobles til.
2. Plasser omformeren på et plant underlag, med ResMed-logoen vendt opp.
3. Koble omformerens kontakt (B) til apparatets strøminntak/DC inngangskontakt (C).
4. Fjern sigarettenneren fra sigarettenneruttaket.
5. Sett omformerens adapterkontakt (D) i sigarettenneruttaket.
6. Slå på omformeren. Lyset (E) vil lyse grønt når den starter opp.

Lyset blinker kontinuerlig hvis kobling ikke oppnås, eller hvis apparatet er i ventemodus eller strømsparemodus når kobling opprettes. Hvis batteriet er svakt, lyser det gult. Om lyset ikke virker, sjekk at omformerbryteren (A) er på.

Merknader:

- På noen kjøretøy må tenningsnøkkelen være dreiet til tilbehørsposisjonen for å gi strøm til sigarettenneruttaket.
- Hvis du kobler apparatet til en strømførende omformer kan den slå seg av. Slå omformeren av og på igjen for å slå strømmen på igjen.
- Strømledningen kan ikke skiftes.
- Om batteriet ELLER bilen, båten eller annet kjøretøy ikke er i god stand kan det være at det ikke er nok reserve igjen i batteriet for å starte kjøretøyet etter bruk.
- Air10-/Lumis-apparatet med tilkoblet HumidAir™-luftfukter bruker betydelig mer strøm enn Air10-/Lumis-apparatet alene. Bruk av HumidAir-luftfukteren vil utlade batteriet raskere.
- S9-apparatet med H5i-fukter tilkoblet bruker betraktelig mer strøm enn bare S9-apparatet alene. Bruk av H5i™ vil tappe batteriet raskere.

- Om omformeren kutter strømmen til ditt apparat når du starter bilen, båten eller annet kjøretøy, koble omformeren fra kjøretøyet. Vent noen få sekunder og koble den til igjen.
- Når omformeren ikke er i bruk, slå den av eller koble den fra sigarettenneruttaket for forhindre at batteriet lades ut.
- ResMed anbefaler bruk av et dypsyklusbatteri for å drive apparatet ettersom dypsyklusbatterier er optimert for hyppige og tunge belastninger.
- Omformeren kan også brukes med de medfølgende batteriklipsene. For mer informasjon, se batteriveiledningen som er tilgjengelig på www.resmed.com på Produkter-siden under Service & Support.
- Om du behøver hjelp, kontakt en ResMed-representant, ResMed tekniske tjenester eller se www.resmed.com.

Rengjøring

Om nødvendig skal du tørke av utsiden av omformeren med en ren og fuktig klut.

⚠ ADVARSLER



- Les anvisningene før bruk.
- Omformeren skal kun brukes koblet til en likestrømkilde på 12 V eller 24 V.
- Ikke prøv å modifiser omformeren. Omformeren inneholder ingen deler som brukeren selv kan vedlikeholde eller skifte.

⚠ FORSIKTIGHETSREGLER

- Air10 DC/DC-omformer må kun brukes med AirSense 10- / AirCurve 10- / Lumis-apparater for å sikre riktig funksjon.
- Omformeren er beregnet på bruk på negativt jordede anlegg på 12 V eller 24 V (hvor den negative klemmen på batteriet er jordet). Hvis den brukes på et positivt jordet anlegg på 12 V eller 24 V kan dette skade omformeren og kjøretøyets elektriske anlegg. Hvis du er usikker på om du har et negativt jordet anlegg, se bil-, båt- eller kjøretøyhåndboken.
- Påse at omformeren ikke er tildekket under bruk for å unngå at omformeren overopphetes.
- Omformeren er ikke beregnet på bruk i et luftfartøy.

Merk: Hvis det skulle oppstå alvorlige hendelser i forbindelse med denne enheten, skal disse rapporteres til ResMed og den ansvarlige myndigheten i landet ditt.
















Tekniske spesifikasjoner


Lengde (kobling til kobling)	3 m
Nominell sikringsstrøm	20 A
Sikringstype	Rask med lav bruddkapasitet
Tilførsel	12 V/24 V  13/6,5 A
Effekt	24 V  3,75 A
Maksimum strømforbruk	106 W
Typisk strømforbruk	51 W
Driftstemperatur	+5 °C til +35 °C
Driftsfuktighet	10 til 95 % ikke-kondenserende

Driftshøyde over havet	Havnivå til 2 591 m; lufttrykk 1013 hPa til 738 hPa
Temperatur under oppbevaring og transport	-20 °C til +60 °C
Fuktighet under oppbevaring og transport	5 til 95 % ikke-kondenserende

Elektromagnetisk kompatibilitet
Produktet oppfyller alle relevante krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i standarden IEC60601-1-2 for bolig-, nærings- og lettindustriområder.
Påse at apparater for trådløs kommunikasjon (som mobiltelefoner, utstyr for trådløst hjemmenettverk, trådløse telefoner og deres basestasjoner samt walkietalkier) holdes på minst 1 m avstand fra apparatet.
Informasjon om elektromagnetisk utslipp og immunitet for dette ResMed-apparatet finnes på www.resmed.com, på siden Products (produkter) under Service & Support (service og støtte).

Symboler som kan vises på apparatet

 Advarsel eller forsiktighetsregel, se medfølgende dokumenter;  Klasse II utstyr; **IP21** Vern mot innsticking av fingre eller mot vertikalt dryppende vann; **IP22** Vern mot innsticking av fingre og vil ikke bli utrygt når det eksponeres for vertikalt dryppende vann med apparatet vippet opp til 15 grader;  Likestrøm;  Sikring;  Produsent;  Europeisk autorisert representant;  Europeisk RoHS;  Serienummer;  Kinesisk forurensningskontroll;  Fuktighetsbegrensning;  Temperaturbegrensning;  Driftshøyde;  Atmosfærisk trykkbegrensning;  Importør;  Medisinsk utstyr.
Se symboloversikt på ResMed.com/symbols.

 Miljømessig informasjon: DC/DC-omformeren skal avhendes separat, ikke som usortert husholdningsavfall. Når du skal kvitte deg med apparatet, må du bruke lokale ordninger for innsamling, gjenbruk og gjenvinning. Disse ordningene for innsamling, gjenbruk og gjenvinning skal redusere presset på naturressursene og hindre at farlige stoffer skader miljøet. Hvis du trenger informasjon om avfallsbehandlingsordningene, kan du ta kontakt med det lokale renovasjonsselskapet. Symbolet søppelspann med kryss over er en anmodning til deg om å bruke disse avfallsbehandlingsordningene. Hvis du trenger informasjon om innsamling og avfallsbehandling av ResMed-apparatet, skal du ta kontakt med nærmeste ResMed-kontor eller -forhandler eller gå til www.resmed.com/environment.

Begrenset garanti

ResMed garanterer at din ResMed Air10 DC/DC-omformer 90 W er fri for defekter i materialer og utførelse i en periode på 12 måneder etter den opprinnelige kjøpsdatoen (første bruker). Denne garantien kan ikke overføres til andre.
Hvis det oppstår feil på produktet under vanlig bruk, skal ResMed, etter eget skjønn, reparere eller skifte det defekte produktet eller noen av dets deler.

Denne begrensede garantien dekker ikke: a) skade som skyldes feil bruk, misbruk, modifikasjoner eller endringer av produktet, b) reparasjoner som er utført av et verksted som ikke er uttrykkelig godkjent av ResMed for å utføre slike reparasjoner, c) skade eller forurensning som skyldes røyk fra sigaretter, pipe eller sigar eller annen røyk og d) skade forårsaket av vannsøl på eller inn i produktet.

Garantien gjelder ikke for produkter som selges eller videreselges utenfor regionen der de opprinnelig er kjøpt. Garantikrav på det defekte produktet må fremføres av den opprinnelige forbrukeren på kjøpsstedet.

Denne garantien har fortrinnsrett i forhold til alle andre garantier, både uttrykte og underforståtte, herunder underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til noe bestemt formål. Noen land tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så ovennevnte begrensning vil kanskje ikke gjelde deg.

ResMed skal ikke være ansvarlig for noen tilfældige skader eller følgeskader som hevdes å ha oppstått som følge av salg, montering eller bruk av et ResMed-produkt. Enkelte land eller stater godtar ikke unntak fra eller begrensninger i ansvaret for tilfældig skade eller følgeskade. Det er derfor ikke sikkert at ovenstående begrensning gjelder deg.

Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Du kan i tillegg ha andre rettigheter, som varierer fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon om garantirettigheter, ta kontakt med den lokale ResMed-forhandleren eller ResMed-kontoret.

SUOMI

Air10™ DC/DC 90W -muuntimen (mallinro 370003) avulla voit käyttää laitettasi ajoneuvojen savukkeensytyttimen 12 V:n tai 24 V:n tasavirralla autossa, veneessä tai muussa ajoneuvossa, jossa on tarkoitukseen sopiva akku.

Air10 DC/DC 90W -muunnin (mallinro 370003) on erityisesti tarkoitettu käytettäväksi AirSense™ 10-, AirCurve™ 10- ja Lumis™-laitteiden kanssa.

Kysy laiteoimittajaltasi lisätietoja tästä lisävarusteesta.

Muuntimen käyttäminen kulkuneuvon savukkeensytyttimen liitännässä

Katso tämän asiakirjan alussa oleva kuva.

1. Katso ennen muuntimen liittämistä, että muuntimen virtakytkin (A) on pois päältä -asennossa.
2. Aseta muunnin tasaiselle alustalle niin, että ResMed-logo on ylöspäin.
3. Liitä muuntimen liitin (B) laitteen virransyöttöliitäntään/ tasavirtaliitäntään (C).
4. Ota pois savukkeensytytyn kulkuneuvon savukkeensytyttimen liitännästä.
5. Liitä muuntimen sovittimen liitin (D) kulkuneuvon savukkeensytyttimen liitäntään.
6. Laita muunnin päälle. Vihreä hehkuva merkkivalo (E) syttyy, kun virta on laitettu päälle.
Merkkivalo vilkkuu jatkuvasti, jos yhteyttä ei ole muodostunut tai jos laite on valmius- tai virransäätötilassa, kun muunnin liitetään. Jos akun lataus on vähissä, merkkivalo hehkuu keltaisena. Jos merkkivalo ei syty, tarkista, että muuntimen virtakytkin (A) on päällä -asennossa.

Huomautukset:

- Joissain kulkuneuvoissa virta-avain on laitettava virta päällä -/sytytysvirta-asentoon, jotta savukkeensytyttimen liitännässä olisi virta päällä.
- Jos liität käyttämäsi laitteen muuntimeen, jossa on virta päällä, muuntimesta voi mennä virta pois päältä. Laita virta uudestaan päälle laittamalla muunnin ensin pois päältä -asentoon ja uudestaan päälle -asentoon.
- Virtajohtoa ei voi vaihtaa.
- Jos akku TAI auto, vene tai muu kulkuneuvo ei ole hyvässä kunnossa, akussa ei ehkä ole tarpeeksi virtaa jäljellä kulkuneuvon käynnistämiseen akun käyttämisen jälkeen.
- Air10-/Lumis-laite, johon on liitetty HumidAir™-kostutin, käyttää paljon enemmän virtaa kuin pelkkä Air10-/Lumis-laite. HumidAir-kostuttimen käyttö tyhjentää akun nopeammin.
- Jos muunnin katkaisee virran laitteesta, kun käynnistät auton, veneen tai muun kulkuneuvon, kytke muunnin irti kulkuneuvosta. Odota muutamia sekunteja ja kytke muunnin takaisin.
- Kun muunnin ei ole käytössä, laita se pois päältä -asentoon tai irrota se kulkuneuvon savukkeensytyttimen liitännästä estääksesi akun tyhjenemisen.
- Jos tarvitset neuvoja, ota yhteyttä ResMedin edustajaan, ResMedin tekniseen tukipalveluun tai katso tietoja osoitteesta www.resmed.com.

Puhdistus

Pyyhi muuntimen ulkopinnat tarvittaessa puhtaalla, kostealla liinalla.

⚠ VAROITUKSET



- Lue ohjeet ennen käyttöä.
- Käytä muunninta vain liitettynä 12 V:n tai 24 V:n tasavirransyöttöön.
- Älä yritä tehdä muutoksia muuntimeen. Muuntimen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa.

⚠ HUOMIOITAVAT SEIKAT

- Air10-tasavirta/tasavirta-muunninta saa käyttää vain AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis-laitteen kanssa, jotta voidaan olla varmoja siitä, että laitteet toimivat kunnolla.
- Muunnin on tarkoitettu käytettäväksi 12 V:n tai 24 V:n virransyöttöjärjestelmässä, jossa on negatiivinen maadoitus (jossa akun miinusnapa on maadoitettu). Jos muunninta käytetään 12 V:n tai 24 V:n virransyöttöjärjestelmässä, jossa on positiivinen maadoitus, muunnin ja kulkuneuvon sähköjärjestelmä voivat vaurioitua. Jos et ole varma siitä, onko ajoneuvossa negatiivinen maadoitus, tarkista asia auton, veneen tai muun käyttämäsi kulkuneuvon käsikirjasta.
- Katso, ettei muunnin ole peitettynä käytön aikana, jotta se ei ylikuumentu.
- Muunninta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lentokoneessa.

Huomautus: tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista onnettomuuksista on ilmoitettava ResMedille ja maan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tekniset tiedot

Pituus (liitimestä liittimeen)	3 m
Sulake	20 A
Sulakkeen tyyppi	Nopea, matala katkaisukyky
Syöttöjännite ja -virta	12 V/24 V  13/6,5 A
Lähtöjännite ja -virta	24 V  3,75 A
Virrankulutuksen huippu	106 W
Tyypillinen virrankulutus	51 W
Käyttölämpötila	+5 – +35 °C
Käyttöympäristön ilmakeuhasteus	10–95 %, ei kondensoituvaa
Käyttöalue	Merenpinnasta 2 591 metriin; ilmanpainealue 1013–738 hPa
Säilytys- ja kuljetuslämpötila	-20 – +60 °C
Säilytys- ja kuljetusilmakeuhasteus	5–95 %, ei kondensoituvaa















Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Tuote vastaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia määräyksiä IEC60601-1-2 -standardin mukaisesti asuin- ja liiketilaympäristössä ja kevyen teollisuuden ympäristössä.

Katso, että langattomat tietoliikennelaitteet (kuten matkapuhelimet, langattomat kotikäyttöön tarkoitetut tietoverkkolaitteet, langattomat puhelimet ja niiden tukiasemat ja radiopuhelimet) ovat vähintään 1 metrin päässä laitteesta.

Tämän ResMed-laitteiston sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskevat tiedot käyvät ilmi osoitteesta www.resmed.com Tuotteet-sivun Asiakaspalvelu ja tekninen tuki -kohdasta.

Laitteessa mahdollisesti esiintyvät symbolit

- ⚠ Varoitus tai huomioitava seikka, perehdy mukana tulleisiin ohjeisiin;  Luokan II laite; IP21 Suojattu siten, ettei laitteeseen voi työntää sormia ja suojattu kohtisuoraan tippuvalta vedeltä; IP22 Suojattu siten, ettei laitteeseen voi työntää sormia, ja laite säilyy turvallisena, vaikka sen päälle tippuu vettä kohtisuoraan, kun laite on enintään 15 astetta kallellaan;  Tasavirta;  Sulake;  Valmistaja;  Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella;  Eurooppalainen vaarallisten aineiden käyttöä koskeva rajoitus (RoHS);  Sarjanumero;  Kiinalainen saastumisen säätelyä tarkoittava logo;  Ilmakeuhasteusrajoitus;  Lämpötilarajoitus;  Käyttöalue/korkeus merenpinnasta;  Ilmakehän paineen rajat;  Maahantuojat;  Lääkinnällinen laite.

Katso symbolisanasto osoitteesta ResMed.com/symbols.



Ympäristötiedot Tasavirta/tasavirta-muunnin tulee hävittää erikseen, ei lajittelemattoman yhdyskuntajätteen seassa. Jotta voitaisiin hävittää laitteen turvallisesti, sinun tulee käyttää oman alueesi jätteille tarkoitettua keräys-, uusiokäyttö- ja kierrätysjärjestelmää. Tämän jätteille tarkoitettua keräys-, uusiokäyttö- ja kierrätysjärjestelmän tarkoituksena on vähentää luonnonvaroihin kohdistuvaa rasitusta ja estää vaarallisten aineiden joutuminen

luontoon. Tarkempia tietoja tästä jätteenhävittämisyjärjestelmästä saat paikallisilta jätteenkäsittelystä vastaavilta viranomaisilta. Rastilla varustetun jäteastian kuva tarkoittaa, että on käytettävä erityisiä jätteenkäsittelyjärjestelmiä. Tarkempia tietoja ResMed-laitteiden keräyksestä ja hävittämisestä saat lähimmästä ResMed-toimipaikasta, laitemyyjältä tai osoitteesta www.resmed.com/environment.

Rajoitettu takuu

ResMed takaa laitteen alkuperäiselle ostajalle, että ResMed Air10 DC/DC 90W -muunnin on virheetön sekä materiaalin että työn osalta 12 kuukauden ajan ostopäivästä lukien. Tätä takuuta ei voi siirtää.

Jos tuotteessa ilmenee vikaa normaalissa käytössä, ResMed korjaa tai vaihtaa oman harkintansa mukaan viallisen tuotteen tai sen osan.

Tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa: a) tuote on vaurioitunut virheellisen tai epäasiallisen käytön tai tuotteen muokkaamisen tai muuntamisen vuoksi, b) tuotetta on korjannut kuka tahansa muu kuin ResMedin nimenomaisesti valtuuttama huoltopalvelu, c) tuote on vaurioitunut tai kontaminoitunut tupakan-, piipun- tai sikarinsavun tai muun savun vuoksi, d) vaurio johtuu veden läikkyemisestä tuotteen päälle tai sisään.

Takuu lakkaa olemasta voimassa, jos tuote myydään eteenpäin sen alueen ulkopuolelle, josta se on alun perin ostettu.

Tuotteen alun perin hankkineen kuluttajan on tehtävä tuotevirhettä koskevat reklamaatiot tuotteen ostopaikkaan. Tätä takuuta sovelletaan kaikkien muiden nimenomaisten tai hiljaisten takuiden asemasta ja niihin kuuluvat myös myytävyyttä ja tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta koskevat hiljaiset takuut. Joissain maissa ei hyväksytä hiljaisen takuun pituuden rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske kaikkia kuluttajia.

ResMed ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, joiden katsotaan aiheutuneen jonkin ResMedin tuotteen myynnistä, asennuksesta tai käytöstä. Joissain maissa ei hyväksytä epäsuorien tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske kaikkia kuluttajia.

Tämä takuu antaa tietyt juridiset oikeudet ja kuluttajalla voi olla muitakin oikeuksia, jotka vaihtelevat maasta riippuen.

Tarkempia tietoja takuuoikeuksista paikalliselta ResMed-myyjältä tai ResMed-toimipaikasta.

ČESKY

Adaptér Air10™ DC/DC 90 W (model č. 370003) vám umožňuje napájet zařízení ze zásuvky cigaretového zapalovače umístěné ve vozidle (napájecí zdroj stejnosměrného proudu s napětím 12 V nebo 24 V). Použit jej můžete v autě, lodí nebo jiném vozidle vybaveném vhodnou baterií.

Adaptér Air10 DC/DC 90 W (model č. 370003) je určen speciálně pro použití se zařízeními AirSense™ 10, AirCurve™ 10 a Lumis™.

Více informací o tomto příslušenství vám poskytně dodavatel přístroje.

Použití adaptéru prostřednictvím zásuvky cigaretového zapalovače v autě

Viz ilustraci na začátku tohoto dokumentu.

1. Před připojením adaptéru se ujistěte, že vypínač adaptéru (A) je vypnutý.
2. Adaptér umístěte na rovný povrch logem ResMed směrem nahoru.
3. Konektor adaptéru (B) připojte k napájecí zdiřce/vstupní zásuvce DC přístroje (C).
4. Ze zásuvky cigaretového zapalovače v autě vyjměte zapalovač.
5. Zástrčku adaptéru (D) zapojte do zásuvky cigaretového zapalovače ve vozidle.
6. Zapněte adaptér. Po zapnutí se zeleně rozsvítí kontrolka (E).

V případě, že přístroj není připojen, nebo v případě, že přístroj sice připojen je, ale nachází se v pohotovostním nebo úsporném režimu, bude kontrolka nepřetržitě blikat. Pokud je baterie vybitá, bude kontrolka svítit oranžově. Pokud kontrolka nesvítí, zkontrolujte, zda je vypínač adaptéru (A) zapnutý.

Poznámky:

- Aby bylo zajištěno napájení zásuvky cigaretového zapalovače, je u některých vozidel třeba otočit klíček zapalování do polohy „příslušenství“.
- Pokud připojíte přístroj k napájenému adaptéru, může se adaptér vypnout. Chcete-li napájení obnovit, adaptér vypněte a znovu zapněte.
- Napájecí šňůru nelze vyměnit.
- Není-li baterie NEBO auto, loď či jiné vozidlo v dobrém stavu, nemusí být v baterii po použití adaptéru dostatečná rezerva pro nastartování vozidla.
- Zařízení Air10/Lumis s připojeným zvlhčovačem HumidAir™ spotřebovává podstatně více energie než zařízení Air10/Lumis samotné. Používáním zvlhčovače HumidAir se baterie vybití rychleji.
- Pokud adaptér při startování vašeho auta, lodě, či jiného dopravního prostředku vypne napájení přístroje, adaptér odpojte. Vyčkejte několik sekund a adaptér znovu připojte.
- Pokud se adaptér nepoužívá, vypněte jej nebo jej vypojte ze zásuvky cigaretového zapalovače. Zabráníte tak vybití baterie.
- Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte zástupce společnosti ResMed, oddělení technických služeb ResMed nebo navštivte stránky www.resmed.com.

Čištění

V případě potřeby otřete povrch adaptéru čistým, vlhkým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ



- Před použitím si přečtěte návod.
- Adaptér připojujte výhradně ke zdroji 12V nebo 24V stejnosměrného napětí.
- Nepokoušejte se adaptér upravovat. Uvnitř adaptéru se nenacházejí žádné součásti, které by uživatel mohl opravit svépomocí.

VAROVÁNÍ

- Aby byla zajištěna správná funkce DC/DC adaptéru, Air10 musí být používán výhradně s přístrojem AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis.
- Adaptér je určen pro použití se systémy s negativním uzemněním a napětím 12 V až 24 V (kde je uzemněn záporný pól baterie). Použití adaptéru s 12V až 24V systémem s pozitivním uzemněním může vést k poškození adaptéru a elektrického systému vozidla. Pokud si nejste jisti, zda máte systém s negativním uzemněním, nahlédněte do návodu k obsluze automobilu, lodí nebo jiného dopravního prostředku.
- Dbejte na to, aby adaptér nebyl během použití překrytý, zabráníte tak jeho přehřátí.
- Adaptér není určen k použití v letadle.

Poznámka: V případě, že ve spojení s tímto produktem dojde k jakékoli vážné nehodě, nahláste to společnosti ResMed a příslušnému orgánu ve své zemi.

Technické parametry



Délka (vzdálenost mezi konektory)	3 m
Pojistka	20A
Typ pojistky	Rychlá pojistka s nízkým vypínacím výkonem
Vstup	12V/24V  13/6,5A
Výstup	24V  3,75A
Maximální spotřeba energie	106 W
Obvyklá spotřeba energie	51 W
Provozní teplota	+5 °C až +35 °C
Provozní vlhkost	10 až 95 % nekondenzující
Provozní nadmořská výška	Nadmořská výška do 2 591 m; tlakové rozmezí 1013 hPa až 738 hPa
Skladovací a přepravní teplota	-20 °C až +60 °C
Skladovací a přepravní vlhkost	5 až 95 % nekondenzující

Elektromagnetická kompatibilita






Výrobek splňuje všechny příslušné požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) stanovené normou IEC60601-1-2 pro použití v domácnostech, komerčních prostorách a v lehkém průmyslu. Dbejte na to, aby se bezdrátová komunikační zařízení (jako např. mobilní telefony, bezdrátová zařízení v domácnosti, bezdrátové telefony a jejich základnové stanice a vysílačky) nacházela ve vzdálenosti nejméně 1 m od přístroje.

Informace týkající se elektromagnetických emisí a odolnosti tohoto přístroje ResMed naleznete na stránkách www.resmed.com, v oddíle Products (výrobky) v části Service and Support (servis a podpora).

Symbols, které se na přístroji mohou objevit






 Varování nebo upozornění, přečtěte si průvodní dokumentaci;  Zařízení třídy II; **IP21** Ochrana proti vložení prstů do přístroje a proti visle padajícím kapkám vody; **IP22** Ochrana proti vložení prstů do přístroje, přístroj zůstane bezpečný i při vystavení působení visle kapajícím

kapkám vody při náklonu až do 15 stupňů;

 Stejnoseměrný proud;  Pojistka;  Výrobce;  Autorizovaný obchodní zástupce pro Evropu;  RoHS

Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS;

 Sériové číslo;  Logo čínské směrnice RoHS;

 Omezení týkající se vlhkosti;  Omezení týkající se teploty;  provozní nadmořská výška;  Omezení týkající se atmosférického tlaku;  Dovozce;

 Zdravotnické zařízení.

Viz přehled symbolů na stránce ResMed.com/symbols.



Informace týkající se životního prostředí. DC/DC adaptér je nutné likvidovat odděleně, nikoli jako součást netříděného komunálního odpadu. Pokud potřebujete přístroj likvidovat, použijte vhodné sběrné místo, případně systém pro recyklaci či opětovné použití, který je ve vašem působišti k dispozici. Použitím výše zmíněného sběrného systému, případně systému pro opětovné použití či recyklaci, pomůžete chránit přírodní zdroje a zabráníte znečištění životního prostředí škodlivými látkami. Další informace týkající se možných způsobů likvidace získáte od organizace zajišťující zpracování a odvoz odpadů v místě vašeho působišti. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše vás upozorňuje, abyste použili vhodný systém pro likvidaci odpadu. Další informace týkající se sběru či likvidace vašeho přístroje ResMed získáte na pobočce společnosti ResMed, od místního distributora nebo na adrese www.resmed.com/environment.

Omezená záruka

Společnost ResMed ručí za to, že váš stejnosměrný 90W napájecí adaptér ResMed Air10 nebude po dobu 12 měsíců od data jeho nákupu prvním zákazníkem vykazovat žádné vady na materiálu a řemeslném zpracování. Tato záruka není převoditelná.

Pokud u výrobku dojde k poruše za podmínek jeho normálního používání, společnost ResMed dle vlastního uvážení vadný výrobek nebo jakoukoli jeho součást opraví nebo vymění.

Tato omezená záruka se nevztahuje na následující:

- jakékoli škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo nevhodného použití přístroje, jeho úprav nebo změn;
- opravy prováděné servisní organizací, která nezískala od společnosti ResMed výslovné oprávnění k provádění oprav;
- jakoukoli škodu nebo znečištění způsobené kouřem z cigaret, dýmky, doutníku nebo jiného zdroje; nebo
- jakoukoli škodu způsobenou rozlítím vody na přístroj nebo do něj.

Prodejem nebo dalším prodejem výrobku mimo region, v němž byl původně zakoupen, dochází k zneplatnění záruky.

Reklamací vadného výrobku musí uplatnit původní zákazník v místě, kde jej zakoupil.

Tato záruka zahrnuje všechny ostatní explicitní či implicitní záruky, včetně implicitní záruky prodejnosti výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní účel. V některých regionech nebo státech není možno omezit dobu trvání implicitní záruky, proto se na vás výše uvedené omezení možná nevztahuje.

Společnost ResMed nenese odpovědnost za jakékoli vedlejší nebo následné škody, k nimž mělo údajně dojít v důsledku prodeje, instalace nebo používání jakéhokoli výrobku společnosti ResMed. V některých regionech nebo státech není možno vyloučit nebo omezit vedlejší nebo následné škody, proto se na vás výše uvedené omezení možná nevztahuje.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Kromě toho můžete uplatňovat i další práva, která se liší podle jednotlivých regionů. Další informace týkající se záručních práv získáte od místního prodejce výrobků ResMed nebo od pobočky společnosti ResMed.

EESTI

AirMini DC/DC pingeregulaator 65 W võimaldab teil oma seadet kasutada sigaretisüütaja pesa (12 V või 24 V DC toiteallikaga) abil kas autos, paadis või muus sõidukis, kus on sobiv aku.

Air10 DC/DC konverter 90 W (mudel nr 370003) on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks AirSense 10, AirCurve 10 ja Lumis seadmega.

Lisaseadme kohta täpsema teabe saamiseks pidage nõu tarnijaga.

Muunduri kasutamine sõiduki sigaretisüütaja pesa kaudu

Vt selle dokumendi alguses olevat joonist.

1. Enne muunduri ühendamist kontrollige, et muunduri lüliti (A) oleks väljas.
2. Pange muundur tasasele pinnale nii, et logo ResMed oleks üles suunatud.
3. Torgake muunduri pistik (B) seadme toitesendis/ alalisvoolusendis (C).
4. Eemaldage sigaretisüütaja sõiduki sigaretisüütaja pesast.
5. Torgake muunduri adaptripistik (D) sõiduki sigaretisüütaja pesasse.
6. Lülitage muundur sisse. Tuli (E) läheb sisselülitumisel roheliselt põlema.
Tuli vilgub pidevalt, kui ühendust ei looda või kui seade on pärast ühenduse loomist oote- või voolusäästurežiimis. Kui aku täitvus on madal, põleb tuli merevaigukollaselt. Kui tuli ei tööta, kontrollige, kas muundur on lülitist sisse lülitatud (A).

Märkused.

- Mõne sõiduki puhul on vaja süüde pöörata lisavarustuse kasutamise asendisse, et sigaretisüütaja pesast toidet saada.
- Kui ühendate seadme voolu all muunduriga, võib muundur välja lülituda. Toite taastamiseks tuleb muundur lülitada välja ja uuesti sisse.
- Toitejuhett ei saa asendada.
- Kui aku VÕI auto, paat või muu sõiduk ei ole heas korras, ei pruugi akus olla piisavalt varusid, et sõidukit pärast kasutamist käivitada.
- Air10/ Lumis seade koos HumidAir niisutiga kasutab tunduvalt rohkem energiat kui Air10/Lumis seade üksi. Niisuti HumidAir kasutamine tähendab akut kiiremini.
- Kui muundur katkestab auto, paadi või muu sõiduki käivitamisel seadmesse toite, lahutage muundur sõiduki küljest. Oodake mõni sekund ja ühendage see siis uuesti.

- Kui muundur ei ole kasutusel, lülitage see välja või lahutage see sõiduki sigaretisüütaja pesast, et aku tühjaks ei jookseks.
- Kui vajate abi, võtke ühendust ResMedi esindajaga, ResMedi tehnilise toega või minge aadressile www.resmed.com.

Puhastamine

Vajaduse korral pühkige muundurit väljast puhta niiske lapiga.

⚠ HOIATUSED



- Lugege enne kasutamist juhendit.
- Kasutage muundurit ainult 12 V või 24 V alalisvooluallikaga.
- Ärge püüdke muundurit modifitseerida. Muunduri sees ei ole kasutaja hooldatavaid komponente.

⚠ ETTEVAATUSABINÕUD

- Alalisvoolumuundurit Air10 tohib kasutada vaid seadmetega AirSense 10, AirCurve 10 ja Lumis, et tagada selle nõuetekohane töö.
- Muundur on ette nähtud kasutamiseks 12 V või 24 V negatiivsete maandussüsteemidega (aku miinuslehm peab olema maandatud). Kui seda kasutada 12 V või 24 V positiivse maandussüsteemiga, võivad muundur ja sõiduki elektrisüsteemid kahjustada saada. Kui te pole kindel, kas süsteem on negatiivse või positiivse maandusega, vaadake see järele auto, paadi või muu sõiduki kasutusjuhendist.
- Muundur ei tohi olla kasutamise ajal kaetud, sest midu võib see üle kuumeneda.
- Muundurit ei tohi kasutada lennukis.

Märkus. Kõikidest selle tootega seotud tõsistest intsidentidest tuleb teatada ettevõttele ResMed ja teie riigi pädevale asutusele.

Tehnilised spetsifikatsioonid

Pikkus (pistikust pistikuni)	3 m
Kaitsme võimsus	20 A
Kaitsme tüüp	Kiiresti läbimenev, madala purunemismahuga
Sisend	12/24 V  13/6,5 A
Väljund	24 V  3,75 A
Maksimaalne energiatarbimine	106 W
Tüüpiline energiatarbimine:	51 W
Töökeskonna temperatuur	+5 °C kuni +35 °C
Töökeskonna niiskus	10–95%, kondenseerumiseta
Töökeskonna kõrgus	Merepinna kuni 2591 m; õhurõhk 1013–738 hPa
Temperatuur hoiundamisel ja transportimisel	–20 °C kuni +60 °C
Niiskus hoiundamisel ja transportimisel	5–95%, kondenseerumiseta




Elektromagnetiline ühilduvus




Toode vastab kõigile kohalduvatele elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuetele standardi IEC60601-1-2 kohaselt elamu-, kaubandus- ja kergtööstuspiirkondades.

Veenduge, et raadiosidevahendid (mobiiltelefonid, kodused raadiovõrguseadmed, juhtmeta telefonid ja nende jaamad, raadiosaatjad) oleksid seadmest vähemalt 1 m eemal.

Teavet selle ResMedi seadme elektromagnetilise kiirguse ja immuunsuse kohta võite leida aadressilt www.resmed.com, lehel Products kategoorias Service and Support.





Seadmel esineda võivad sümbolid

 Hoiatus või ettevaatusabinõu, lugege kaasas olevaid dokumente.  Klassi II seade. **IP21** Kaitse sõrmede sisestamise eest ja vertikaalselt tilkuva vee eest. **IP22** Kaitse sõrmede sisestamise eest, ei muutu ohtlikuks, kui satub vertikaalselt tilkuva vee alla ja seade on 15-kraadise kalde all.  Alalisvool.

 Kaitse.  Tootja.  Volitatud esindaja

Euroopas.  Euroopa RoHS.  Seerianumber.

 Hiina saastekontroll.  Niiskuspiairang.

 Temperatuuripiirang.  Töökeskkonna kõrgus merepinna.  Atmosfäärirõhu piirang.  Imporditaja.

 Meditsiiniseade.

Vaadake sümbolite sõnastikku veebilehel ResMed.com/symbols.



Keskonnateave: alalisvoolumuundur tuleb kasutuselt kõrvaldada eraldi, mitte koos sortimata olmeprügiga. Seadme kasutuselt kõrvaldamiseks peate selle viima vastavasse kogumis- või ringlussevõtupunkti oma piirkonnas. Selliste kogumis- või ringlussevõtupunktide kasutamine vähendab survet loodusressurssidele ja ei lase ohtlikel ainetel keskkonda kahjustada. Kui vajate selliste kogumispunktide kohta teavet, võtke ühendust jäätmekäitluse haldajaga. Lääbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et peaksite üht sellistest süsteemidest kasutama. Kui vajate teavet oma ResMedi seadme kogumise kohta, võtke ühendust ResMedi kontoriga, kohaliku levitajaga või minge aadressile www.resmed.com/environment.

Piiratud garantii

ResMed tagab, et teie ResMedi DC/DC pingeregulaatoril 65 W ei ole materjali- ega tootmisvigu 12 kuu jooksul alates algsest ostukuupäevast. Garantii ei ole edasiantav.

Kui viga ilmneb toote normaalse kasutamise ajal, parandab või asendab ResMed omal valikul vigase toote või selle mis tahes komponendi.

See piiratud garantii ei kata: a) kahjusid, mis tulenevad toote valesti kasutamisest, väärest kohtlemisest, modifitseerimisest või muutmisest; b) parandustöid, mille on teinud ettevõtte, millel puudub otsene ResMedi volitus sellise töö tegemiseks; c) mingeid kahjusid, mille on põhjustanud sigareti-, piibu-, sigari- või muu suits; d) kahjusid, mille põhjustajaks on toote peale või sisse läinud vesi.

Toote müük või edasimüük väljaspool esialgse ostmise piirkonda tühistab garantii.

Garantiinõude vigase toote kohta peab olema esitanud ostukohas esialgne tarbija.

See garantii asendab kõiki muid otseseid ja kaudseid garantiisid, sealhulgas kaudset garantiid kaubanduslikkusele või sobivusele kindlaks otstarbeks. Mõned regioonid või riigid ei võimalda piiranguid kaudse garantii kehtivusaja kohta, seega ülalmainitud garantii ei pruugi teile kehtida.

ResMed ei vastuta juhulike ega põhjuslike kahjude eest, mis on väidetavalt tekkinud ResMedi toote müügist, paigaldamisest või kasutamisest. Mõned regioonid või riigid ei võimalda erandeid või piiranguid juhulike või sihilike kahjustuste kohta, seega ei pruugi ülalmainitud garantii teile kehtida.

Garantii tagab teile üksikasjalikud õigushüved, samuti võib teil olla teisi õigusi, mis on eri regioonides erinevad. Et saada lisateavet garantiist tulenevate õiguste kohta, võtke ühendust kohaliku ResMedi edasimüüja või ResMedi kontoriga.

LIETUVIŲ KALBA

„Air10™“ DC/DC 90 W keitiklis (modelio nr. 370003) skirtas prietaisui valdyti iš automobilio cigarečių degiklio lizdo (12 V arba 24 V nuolatinės srovės šaltinio) automobilių, valtyje arba kitoje transporto priemonėje, kurioje yra tinkamas akumuliatorius.

„Air10“ DC/DC 90 W keitiklis (modelis Nr. 370003) specialiai skirtas naudoti su „AirSense™ 10“, „AirCurve™ 10“ ir „Lumis™“ prietaisais.

Jei reikia daugiau informacijos apie šį priedą, kreipkitės į įrangos tiekėją.

Keitiklio naudojimas per transporto priemonės cigarečių degiklio lizdą

Žr. iliustraciją šio dokumento pridžioje.

1. Prieš prijungdami keitiklį įsitikinkite, kad išjungtas keitiklio jungiklis (A).
2. Padėkite keitiklį ant lygaus paviršiaus taip, kad „ResMed“ logotipas būtų nukreiptas į viršų.
3. Keitiklio kištuką (B) įkiškite į prietaiso maitinimo įvado / nuolatinės srovės įvado lizdą (C).
4. Išimkite cigarečių degiklį iš automobilio cigarečių degiklio lizdo.
5. Į automobilio cigarečių degiklio lizdą kiškite keitiklio adapterio kištuką (D).
6. Įjunkite keitiklį. Kai įjungiamas maitinimas, žalia spalva pradeda šviesti lemputė (E).

Jei ryšys neužmegztas, lemputė nenutrūkstamai mirksi, o kai ryšys užmegztas, prietaisas ima veikti budėjimo arba energijos taupymo režimu. Kai išsikrauna akumuliatorius, lemputė ima šviesti gintaro spalva. Jei lemputė neveikia, patikrinkite, ar įjungtas keitiklio jungiklis (A).

Pastabos.

- Kad į transporto priemonės cigarečių degiklio maitinimo lizdą būtų tiekiamas maitinimas, kai kuriose transporto priemonėse uždegimo raktelis turi būti pasuktas į padėtį „accessories“ (priedai).
- Jei prietaisą prijungsite prie maitinamo keitiklio, keitiklis gali išsijungti. Jei norite vėl įjungti maitinimą, keitiklį išjunkite ir vėl įjunkite.

- Maitinimo laido keisti negalima.
- Jei akumulatorius ARBA automobilis, valtis ar kita transporto priemonė yra netinkamos būklės, akumuliatoriuje gali nepakakti įkrovos, kad panaudojus prietaisą būtų galima paleisti transporto priemonę.
- Prietaisas „Air10“ / „Lumis“ su prijungtu drėkintuvu „HumidAir™“ naudoja gerokai daugiau energijos nei pats prietaisas „Air10“ / „Lumis“. Naudojant drėkintuvą „HumidAir“, akumulatorius išsikrauna greičiau.
- Jei paleidžiant automobilį, valtį ar kitą transporto priemonę keitklis nutraukia prietaiso maitinimą, atjunkite keitklį nuo transporto priemonės. Palaukite kelias sekundes ir vėl įjunkite.
- Kad neišsikrautų akumulatorius, kai keitklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo transporto priemonės cigarečių degiklio maitinimo lizdo.
- Jei reikia pagalbos, kreipkitės į „ResMed“ atstovą, „ResMed“ techninės pagalbos tarnybą arba žr. www.resmed.com.

Valymas

Jei reikia, nuvalykite keitklį paviršius švaria drėgna šluoste.

⚠️ ĮSPĖJIMAI

- Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas.
- Keitklį naudokite tik jungdami prie 12 V arba 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinio.
- Nemėginkite modifikuoti keitklį. Keitklyje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti naudotojas.

⚠️ DĖMESIO!

- Norint užtikrinti tinkamą veikimą, „Air 10“ DC/DC keitklį reikia naudoti tik su „AirSense 10“ / „AirCurve 10“ / „Lumis“ prietaisais.
- Įtampos keitklis skirtas naudoti 12 arba 24 V neigiamo žeminio sistemoje (kurioje žemintas akumuliatoriaus neigiamas gnybtas). Naudojant 12 V arba 24 V teigiamo žeminio sistemoje galima sugadinti įtampos keitklį arba transporto priemonės elektros sistemą. Jei nesate tikri, ar jūsų sistema yra neigiamo žemimo, perskaitykite automobilio, laivo ar kitos transporto priemonės naudojimo vadovą.
- Kad išvengtumėte keitklį perkaitimo, įsitikinkite, kad naudojamas įtampos keitklis yra neuždengtas.
- Keitklis neskirtas naudoti orlaivyje.

Pastaba. Apie bet kokius rimtus su šiuo gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti „ResMed“ ir naudotojo šalies kompetentingajai institucijai.

Techninė specifikacija

Ilgis (nuo jungties iki jungties)	3 m
Saugiklio klasifikacija	20 A
Saugiklio tipas	Staugus įtampos pokytis, maža pertraukimo geba
Išvestis	12 V/24 V $\overline{\text{---}}$ 13/6,5 A
Išvestis	24 V $\overline{\text{---}}$ 3,75 A
Didžiausias elektros sąnaudos	106 W
Įprastos elektros sąnaudos	51 W

Darbinė temperatūra	+5–+35 °C
Darbinis drėgnis	10–95 % be kondensacijos
Absoliutusias darbinis aukštis	2 591 m virš jūros lygio; oro slėgio diapazonas: 1 013–738 hPa
Laikymo ir gabenimo temperatūra	-20–+60 °C
Laikymo ir gabenimo drėgnis	5–95 % be kondensacijos

Elektromagnetinis suderinamumas

Atitinka visus elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimus, taikomus komercinei ir lengvosios pramonės aplinkai, pagal standartą IEC60601-1-2.




Pasirūpinkite, kad belaidžio ryšio prietaisai (pvz., mobilieji telefonai, belaidžio namų tinklo prietaisai, belaidžiai telefonai ir jų bazinės stotys bei radijo stotelės) būtų laikomi mažiausiai 1 m atstumu nuo prietaiso. Informacijos apie šio „ResMed“ prietaiso elektromagnetinę spinduliuotę ir atsparumą galima rasti adresu www.resmed.com, žr. „Service and Support“ (Techninė pagalba ir priežiūra).

Ženkli, kurie gali būti ant prietaiso

⚠️ Įspėjimas arba dėmesio reikalaujanti priemonė,



žr. pridedamus dokumentus;  II klasės įranga;

IP21 Pirštų apsauga ir apsauga nuo vertikaliai lašančio vandens; IP22 Pirštų apsaugos funkcija netaps nesaugi, kai prietaisas bus veikiamas vertikaliai lašančio vandens ir pakreiptas iki 15 laipsnių kampu; $\overline{\text{---}}$ Nuolatinė srovė;

 Saugiklis;  Gamintojas; **EC REP** | galiautis atstovas Europoje;  Europos RoHS; **SN** | Serijos numeris;

 Taršos Kinijoje kontrolė;  Drėgmės ribojimas;

 Temperatūros ribojimas;  Darbinis aukštis;

 Atmosferos slėgio ribojimas;  Importuotojas;

MD Medicinos prietaisas.

Žr. ženklų žodyną adresu ResMed.com/symbols.



Aplinkosaugos informacija. Nuolatinės srovės keitklį (DC/DC) reikia išmesti atskirai, o ne kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Atliekoms sutvarkyti atiduokite prietaisą regione veikiančioms tinkamoms surinkimo, pakartotinio naudojimo ir perdurbimo sistemoms. Naudojimosi šiomis surinkimo, pakartotinio naudojimo ir perdurbimo sistemomis tikslas – tausoti gamtos išteklius ir saugoti aplinką nuo pavojingųjų medžiagų poveikio. Jei reikia daugiau informacijos apie šias atliekų tvarkymo sistemas, teiraukitės vietos atliekų tvarkymo administravimo centre. Perbraukto konteinerio ženklas – tai raginimas naudotis šiomis atliekų tvarkymo sistemomis. Jei pageidaujate informacijos apie „ResMed“ prietaiso atliekų surinkimą, kreipkitės į „ResMed“ biurą, vietos platintoją arba apsilankykite adresu www.resmed.com/environment.

Ribotoji garantija

„ResMed“ garantuoja, kad jūsų „ResMed“ „Air10“ DC/DC 90 W keitklis bus be medžiagų ir gamybos defektų 12 mėnesių nuo datos, kai jį įsigijo pirmasis vartotojas. Ši garantija neperleidžiama.

Jeigu gaminyje sugadinti įprastinėmis naudojimo sąlygomis, „ResMed“ savo nuožūra suremontuos arba pakeis sugedusį gaminį ar bet kuriuos jo komponentus.

Ši ribotoji garantija netaikoma: a) pažeidimams, atsiradusiems gaminį naudojant netaikoma, aplaidžiai, jei gaminys buvo modifikuotas arba kaip kitaip pakeistas; b) po remonto, kurį atliko bet kuri remonto įmonė, neturinti aiškaus „ResMed“ įgaliojimo atlikti tokį remontą; c) bet kokiems pažeidimams arba taršai nuo cigarečių, pypkių, cigarų arba kitokių dūmų; d) bet kokiems pažeidimams, atsiradusiems prietaisą apliejus vandeniu ar jį patekus vandens.

Garantija netenka galios gaminį pardavus arba perpardavus kitame regione, ne tame, kuriame jis iš pradžių buvo įsigytas. Garantines pretenzijas dėl sugedusio gaminio įsigijimo vietoje turi pareikšti pirmasis vartotojas.

Šia garantija pakeičiamos visos kitos išreikštos arba numanomos garantijos, įskaitant bet kokias numanomas perkamumo arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Kai kuriuose regionuose arba valstijose nėra numanomos garantijos trukmės apribojimų, todėl pirmiau minėtas apribojimas gali būti netaikomas.

„ResMed“ neprisima atsakomybės už jokią netyčinę arba kaip pasekmę atsiradusią žalą, „ResMed“ gaminį pardavus, įdiegus ar naudojus. Kai kuriose valstijose neleidžiama išskirti atsitiktinės ar kaip pasekmę atsiradusios žalos, todėl pirmiau išvardyti ribojimai ar išimtys jums gali būti netaikytini.

Ši garantija suteikia jums konkrečių juridinių teisių, be to, priklausomai nuo regiono, galite turėti kitų teisių. Jei norite gauti daugiau informacijos apie garantines teises, kreipkitės į vietas „ResMed“ atstovą arba „ResMed“ biurą.

POLSKI

Przetwornica DC/DC Air10™ 90 W (model nr 370003) umożliwia zasilanie urządzenia z gniazda zapalniczki (źródło prądu stałego 12 V lub 24 V) w samochodzie, na todzi albo w innym pojeździe wyposażonym w odpowiedni akumulator.

Przetwornica DC/DC Air10 90 W (nr modelu 370003) jest przeznaczona specjalnie do użytku z urządzeniami AirSense™ 10, AirCurve™ 10 i Lumis™.

Więcej informacji na temat tego akcesorium można uzyskać u swojego dostawcy sprzętu.

Zasilanie przetwornicy z gniazda zapalniczki samochodowej

Patrz ilustracja na początku tego dokumentu.

1. Przed podłączeniem przetwornicy upewnić się, że jej przełącznik (A) znajduje się w pozycji wyłączonej.
2. Ustawić przetwornicę na równej, poziomej powierzchni, w taki sposób, aby logo ResMed było skierowane w górę.
3. Podłączyć wtyczkę (B) przetwornicy do gniazda zasilania urządzenia/gniazda zasilania prądem stałym (C).
4. Wyjąć zapalniczkę z gniazda zapalniczki samochodowej.
5. Podłączyć wtyczkę (D) zasilacza przetwornicy do gniazda zapalniczki samochodowej.
6. Włączyć przetwornicę. Po włączeniu zasilania dioda (E) zaświeci się na zielono.

Dioda będzie stale migać, jeśli połączenie nie zostanie nawiązane lub jeśli urządzenie jest w trybie gotowości bądź oszczędzania energii w momencie nawiązywania połączenia. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, dioda będzie świecić na pomarańczowo. Jeśli dioda nie działa, należy sprawdzić, czy przełącznik przetwornicy (A) znajduje się w pozycji włączonej.

Uwagi:

- W przypadku niektórych pojazdów konieczne jest ustawienie kluczyka zapłonu w położeniu ACC, aby włączyć zasilanie gniazda zapalniczki.
- Jeśli urządzenie zostanie podłączone do zasilanej przetwornicy, przetwornica może się wyłączyć. Aby wznowić zasilanie, należy wyłączyć i ponownie włączyć przetwornicę.
- Przewód zasilający nie jest częścią wymienną.
- Jeśli akumulator LUB samochód, łódź albo inny pojazd nie jest w dobrym stanie technicznym, po użyciu przetwornicy poziom naładowania akumulatora może być niewystarczający do uruchomienia silnika.
- Urządzenie Air10/ Lumis z podłączonym nawilżaczem HumidAir™ zużywa znacznie więcej energii niż samo urządzenie Air10/Lumis. Korzystanie z nawilżacza HumidAir spowoduje szybsze rozładowanie akumulatora.
- Jeśli przetwornica odcina zasilanie urządzenia podczas uruchamiania samochodu, łodzi lub innego pojazdu, należy odłączyć przetwornicę od pojazdu. Odczekać kilka sekund, a następnie podłączyć ją ponownie.
- Gdy przetwornica nie jest używana, należy ją wyłączyć lub odłączyć od gniazda zapalniczki w pojeździe, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
- W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z przedstawicielem firmy ResMed, działem usług technicznych firmy ResMed lub odwiedzić stronę www.resmed.com.

Czyszczenie

W razie potrzeby należy przetrzeć zewnętrzną powierzchnię przetwornicy czystą, wilgotną ściereczką.

⚠ OSTRZEŻENIA

- Przed użyciem przeczytać instrukcję.
- Przetwornica może być podłączana tylko do prądu stałego 12 V lub 24 V.
- Nie należy podejmować prób modyfikowania przetwornicy. W środku nie ma żadnych części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika.

⚠ PRZESTROGI

- Przetwornica DC/DC Air10 może być używana wyłącznie z urządzeniami AirSense 10/ AirCurve 10/ Lumis, aby zapewnić właściwe działanie.
- Przetwornica jest przeznaczona do stosowania w układach z masą na biegunie ujemnym akumulatora i napięciem w zakresie 12 V lub 24 V. Użycie systemu w układzie z masą na biegunie dodatnim i napięciem 12 V lub 24 V może spowodować uszkodzenie przetwornicy oraz instalacji elektrycznej pojazdu. Jeśli nie ma się pewności, czy dany samochód, łódź lub inny pojazd wyposażony jest w układ z masą na biegunie ujemnym, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
- Aby uniknąć przegrzania przetwornicy, podczas użycia nie może być ona niczym przykryta.
- Przetwornica nie jest przeznaczona do stosowania w samolocie.

Uwaga: Wszelkie poważne incydenty występujące w związku z tym wyrobem powinny być zgłaszane firmie ResMed i właściwemu organom w kraju użytkownika.

Parametry techniczne

Długość (od wtyczki do wtyczki)	3 m
Prąd znamionowy bezpiecznika	20 A
Typ bezpiecznika	Bezwłoczný, niska zdolność wyłączenia
Na wejściu	12 V/24 V $\overline{\text{---}}$ 13/6,5 A
Na wyjściu	24 V $\overline{\text{---}}$ 3,75 A
Szczytowe zużycie energii	106 W
Typowe zużycie energii	51 W
Temperatura robocza	Od +5°C do +35°C
Wilgotność robocza	Od 10 do 95% bez kondensacji
Robocza wysokość n.p.m.	Od poziomu morza do 2591 m; zakres ciśnienia powietrza od 1013 hPa do 738 hPa
Temperatura przechowywania i transportu	Od -20°C do +60°C
Wilgotność przechowywania i transportu	Od 5 do 95% bez kondensacji

















Kompatybilność elektromagnetyczna

Produkt spełnia wszystkie właściwe wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) według normy IEC60601-1-2, dla środowisk mieszkalnych, komercyjnych i przemysłu lekkiego.

Urządzenia do komunikacji bezprzewodowej (takie jak telefony komórkowe, urządzenia domowych sieci bezprzewodowych, telefony bezprzewodowe i ich stacje bazowe, a także radiotelefony przenośne) muszą znajdować się w odległości co najmniej 1 m od urządzenia.

Informacje dotyczące emisji elektromagnetycznych i odporności tego urządzenia ResMed można znaleźć w witrynie www.resmed.com, na stronie Products (Produkty), w zakładce Service and Support (Usługi i wsparcie).

Symbole na urządzeniu

 Ostrzeżenie lub przestroga, zapoznać się z załączonymi dokumentami;  Sprzęt klasy II;  IP21 Zabezpieczenie przeciw wkładaniu palców i przed wodą kapiącą (ściekającą) pionowo z góry;  IP22 Zabezpieczenie przeciw wkładaniu palców. Urządzenie jest bezpieczne w przypadku narażenia na wodę kapiącą pionowo z góry oraz w przypadku przechylenia urządzenia o maks. 15 stopni;  Prąd stały;  Bezpiecznik;  Producent;  Autoryzowany przedstawiciel w Europie;  Europejska dyrektywa RoHS;  Numer seryjny;  Kontrola zanieczyszczeń w Chinach;  Ograniczenie wilgotności;  Ograniczenie temperatury;  Wysokość nad poziomem morza;  Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego;  Importer;  Wyrób medyczny.

Patrz słownik symboli na stronie ResMed.com/symbols.



Informacje dotyczące środowiska. Przetwornica DC/DC powinna być utylizowana osobno, a nie jako niesortowane odpady komunalne. Przy utylizacji urządzenia należy wykorzystać właściwe w danym regionie systemy zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów. Stosowanie tych systemów zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu ma na celu zmniejszenie obciążenia zasobów naturalnych i niedopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska niebezpiecznymi substancjami. Aby uzyskać informacje o tych systemach utylizacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. gospodarki odpadami. Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci zachęca do skorzystania z tych systemów utylizacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zbierania i utylizacji urządzeń firmy ResMed, należy skontaktować się z biurem firmy ResMed, lokalnym dystrybutorem lub odwiedzić stronę www.resmed.com/environment.

Ograniczona gwarancja

Firma ResMed gwarantuje, że przetwornica ResMed Air10 DC/DC 90 W będzie wolna od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 12 miesięcy od daty zakupu przez pierwszego nabywcę. Gwarancja ta nie jest przenośna.

Jeśli produkt ulegnie awarii podczas normalnego użytkowania, firma ResMed naprawi lub wymieni, według własnego uznania, uszkodzony produkt lub jego część.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje: a) żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadmierną eksploatacją, wprowadzeniem modyfikacji lub zmian; b) napraw przeprowadzanych w serwisach nieautoryzowanych jednoznacznie przez firmę ResMed; c) uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych dymem z papierosów, fajek, cygar lub innym dymem; d) uszkodzeń powstałych wskutek zalania wodą lub zamoczenia urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje produktu sprzedanego lub odsprzedanego poza regionem pierwszego zakupu.

Roszczenia z tytułu wad produktu muszą być zgłaszane przez pierwszego nabywcę w miejscu zakupu produktu.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje jawne oraz dorozumiane, w szczególności dorozumiane gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Niektóre regiony i państwa nie zezwalają na ograniczenia dotyczące długości trwania gwarancji dorozumianych, a więc powyższe ograniczenia w pewnych przypadkach mogą nie mieć zastosowania.

Firma ResMed nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne lub wynikowe, zgłaszane jako powstałe wskutek sprzedaży, instalacji lub użytkowania produktu firmy ResMed. Niektóre regiony i państwa nie zezwalają na wyłączenie bądź ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikowe, a więc powyższe ograniczenia w pewnych przypadkach mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza gwarancja przynajmniej klientowi pewne prawa; w zależności od regionu klientowi mogą przysługiwać również inne prawa. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem firmy ResMed lub biurem ResMed.

ROMÂNĂ

Convertorul Air10™ DC/DC de 90 W (model nr. 370003) vă permite să vă folosiți dispozitivul de la o priză de brichetă (sursă de alimentare de 12 V sau 24 V DC) într-o mașină, o ambarcațiune sau un alt vehicul echipat cu o baterie adecvată.

Convertorul Air10 DC/DC de 90 W (model nr. 370003) este destinat în mod special utilizării cu dispozitivele AirSense™ 10, AirCurve™ 10 și Lumis™.

Consultați furnizorul dumneavoastră de echipamente pentru mai multe informații despre acest accesoriu.

Utilizarea convertorului prin intermediul unei prize de brichetă a vehiculului

Consultați ilustrația de la începutul acestui document.

- Înainte de a conecta convertorul, asigurați-vă că întrerupătorul convertorului (A) este oprit.
- Poziționați convertorul pe o suprafață plană, cu sigla ResMed orientată în sus.
- Introduceți conectorul convertorului (B) în priza de alimentare a dispozitivului/priza de alimentare c.c. (C).
- Scoateți bricheta de la priza de brichetă a vehiculului.
- Introduceți mufa adaptorului convertorului (D) în priza de brichetă a vehiculului.
- Porniți convertorul. La pornire, indicatorul luminos (E) va ilumina în culoarea verde.

Lumina va clipi continuu dacă nu se realizează conexiunea sau dacă dispozitivul se află în modul de așteptare sau de economisire a energiei atunci când se realizează conexiunea. Dacă bateria este descărcată, indicatorul luminos va ilumina în culoarea galbenă. Dacă lumina nu funcționează, verificați dacă comutatorul convertorului (A) este pornit.

Note:

- Anumite vehicule necesită rotirea cheii de contact în poziția „accesorii” pentru a furniza curent electric prizei de brichetă a vehiculului.
- Dacă vă conectați dispozitivul la un convertor alimentat, este posibil ca acesta să se stingă. Pentru a relua alimentarea, opriți și porniți din nou convertorul.
- Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit.
- Dacă bateria SAU mașina, barca sau alt vehicul nu sunt în stare bună, este posibil să nu rămână suficientă putere în baterie pentru a porni vehiculul după utilizare.
- Dispozitivul Air10/ Lumis cu umidificatorul HumidAir™ atașat utilizează mult mai multă energie decât dispozitivul Air10/ Lumis singur. Utilizarea umidificatorului HumidAir va consuma bateria mai repede.
- Dacă convertorul întrerupe alimentarea dispozitivului dumneavoastră atunci când porniți mașina, barca sau alt vehicul, deconectați convertorul de la vehicul. Așteptați câteva secunde și apoi reconectați-l.
- Atunci când convertorul nu este utilizat, opriți-l sau deconectați-l de la priza de brichetă a vehiculului pentru a preveni descărcarea bateriei.
- Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați un reprezentant ResMed, centrul de servicii tehnice ResMed sau accesați www.resmed.com.

Curățarea

Dacă este necesar, ștergeți exteriorul convertorului cu o cârpă curată și umedă.

⚠️ ATENȚIONĂRI

- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
- Utilizați convertorul numai atunci când vă conectați la o sursă de c.c. la 12 V sau 24 V.
- Nu încercați să modificați convertorul. Nu există în interior piese care să poată fi reparate de către utilizator.

⚠️ ATENȚIE

- Convertorul Air10 DC/DC trebuie utilizat numai cu dispozitivele AirSense 10/ AirCurve 10/ Lumis pentru a asigura o performanță corespunzătoare.
- Convertorul este destinat utilizării pe sisteme împământate negativ de 12 V sau 24 V (unde este împământată borna negativă a bateriei). Utilizarea acestuia pe sisteme împământate pozitiv de 12 V sau 24 V poate deteriora convertorul și sistemul electric al vehiculului. În cazul în care nu sunteți sigur dacă aveți un sistem împământat negativ, consultați manualul mașinii, al bărcii sau al altui vehicul.
- Pentru a evita supraîncălzirea convertorului, asigurați-vă că acesta nu este acoperit în timpul utilizării.
- Convertorul nu este destinat utilizării într-o aeronavă.

Notă: Eventualele incidente grave în care este implicat acest produs trebuie raportate către ResMed și către autoritatea competentă din țara dumneavoastră.

Specificații tehnice

Lungime (de la conector la conector)	3 m
Putere nominală a siguranței	20 A
Tipul siguranței	Tip rapid, capacitate de rupere redusă
Intrare	12 V/24 V $\overline{\text{---}}$ 13/6,5 A
Ieșire	24 V $\overline{\text{---}}$ 3,75 A
Consum maxim de curent	106 W
Consum tipic de curent	51 W
Temperatură de funcționare	între +5 și +35 °C
Umiditate de funcționare	între 10 și 95 % fără condensare
Altitudine de funcționare	Între nivelul mării și 2.591 m; interval de presiune atmosferică între 1013 hPa și 738 hPa
Temperatură de depozitare și transport	între -20 °C și +60 °C
Umiditate de depozitare și transport	între 5 și 95 % fără condensare


















Compatibilitate electromagnetica

Produsul respecta toate cerintele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetica (CEM) in conformitate cu IEC60601-1-2, pentru medii rezidentiale, comerciale si de industrie usoara.


Asigurați-vă că dispozitivele de comunicații fără fir (cum ar fi telefoanele mobile, dispozitivele de rețea de uz casnic fără fir, telefoanele fără fir și stațiile de bază ale acestora, precum și aparatele portabile de recepție) sunt ținute la cel puțin 1 m distanță de dispozitiv.

Puteți găsi informații privind emisiile și imunitatea electromagnetica pentru acest dispozitiv ResMed la adresa www.resmed.com, pe pagina Products (Produce), în secțiunea Service and Support (Service și asistență).

Simboluri care pot apărea pe dispozitiv

-  Atenționare sau atenție, consultați documentele de însoțire;  Echipament din clasa II;  Protecție împotriva introducerii degetelor și împotriva picurării verticale a apei;  Protecție împotriva introducerii degetelor și nu va deveni nesigur atunci când este expus la picurarea verticală a apei cu dispozitivul înclinat până la 15 grade;  Curent continuu;  Siguranță;
-  Producător;  Reprezentant autorizat european;
-  Directiva europeană privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase;  Număr de serie;
-  Controlul poluării în China;  Limitarea umidității;
-  Limitarea temperaturii;  Altitudinea de funcționare;
-  Limitarea presiunii atmosferice;  Importator;
-  Dispozitiv medical.

Consultați glosarul de simboluri la adresa ResMed.com/symbols.

 Informații ambientale. Converterul DC/DC trebuie eliminat separat, nu pe calea reziduurilor menajere municipale. Pentru eliminarea dispozitivului, trebuie să utilizați sistemele adecvate de colectare, reutilizare și reciclare disponibile în regiunea dumneavoastră. Utilizarea acestor sisteme de colectare, reutilizare și reciclare este menită să reducă presiunea asupra resurselor naturale și să prevină deteriorarea mediului înconjurător din cauza substanțelor periculoase. Dacă aveți nevoie de informații privind aceste sisteme de eliminare, contactați administrația locală a deșeurilor. Simbolul coșului de gunoi barat vă invită să utilizați aceste sisteme de eliminare. Dacă aveți nevoie de informații privind colectarea și eliminarea dispozitivului ResMed, contactați biroul ResMed, distribuitorul local sau adresa www.resmed.com/environment.

Garanție limitată

ResMed garantează că converterul dumneavoastră Air10 DC/DC de 90 W nu va prezenta defecte de material și de fabricație pentru o perioadă de 12 luni de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Această garanție nu este transferabilă.

Dacă produsul se defectează în condiții de utilizare normală, ResMed va repara sau înlocui, la alegerea sa, produsul defect sau oricare dintre piesele sale.

Garanția limitată nu acoperă: a) orice daună cauzată ca urmare a utilizării inadecvate, abuzului, modificării sau alterării produsului; b) reparațiile efectuate de orice organizație de service care nu a fost autorizată expres de ResMed pentru efectuarea unor astfel de reparații; c) orice daună sau contaminare datorată țigărilor, pipei, trabucului sau altor obiecte de fum; d) orice daună cauzată de vărsarea apei pe sau în interiorul produsului.

Garanția este nulă pentru produsul vândut sau revândut în afara regiunii în care s-a făcut achiziția inițială.

Cererile de garanție privind produsele defecte trebuie să se facă de către consumatorul inițial, la punctul de achiziție.

Această garanție înlocuiește toate celelalte garanții exprese sau implicite, inclusiv orice garanție implicită de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop. Unele regiuni sau state nu permit limitări cu privire la durata unei garanții implicite, așa că limitarea de mai sus este posibil să nu vi se aplice.

Compania ResMed nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună accidentală sau pe cale de consecință care decurge din vânzarea, instalarea sau utilizarea oricărui produs ResMed. Unele regiuni sau state nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau indirecte, așadar este posibil ca limitarea de mai sus să nu vi se aplice.

Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi, care variază de la o regiune la alta. Pentru mai multe informații privind drepturile dumneavoastră acordate prin garanție, contactați reprezentantul dumneavoastră local ResMed sau reprezentanța locală ResMed.

РУССКИЙ

Преобразователь постоянного тока Air10™ 90 Вт (модель № 370003) предназначен для обеспечения работы устройства от гнезда прикуривателя (источник питания 12 В или 24 В пост. тока) в автомобиле, лодке или другом транспортном средстве, оснащённом соответствующим аккумулятором.

Преобразователь постоянного тока Air10 90 Вт (модель № 370003) предназначен специально для использования с устройствами AirSense™ 10, AirCurve™ 10 и Lumis™.

Обратитесь к поставщику оборудования за дополнительной информацией об этой принадлежности.

Использование преобразователя с подключением к гнезду прикуривателя транспортного средства

См. иллюстрацию в начале документа.

1. Перед подключением преобразователя убедитесь, что переключатель (A) преобразователя находится в выключенном положении.
2. Расположите преобразователь на ровной поверхности логотипом ResMed вверх.
3. Вставьте штекер (B) преобразователя в гнездо питания / вход пост. тока (C) устройства.
4. Извлеките прикуриватель из гнезда прикуривателя транспортного средства.

5. Вставьте штекер (D) адаптера преобразователя в гнездо прикуривателя транспортного средства.
6. Включите преобразователь. При включении питания контрольный индикатор (E) загорается зеленым светом.

Индикатор будет непрерывно мигать, если подключение не выполнено или если устройство находится в режиме ожидания или энергосбережения при подключении. Если аккумулятор разряжен, индикатор загорится желтым. Если индикатор не работает, убедитесь, что переключатель (A) преобразователя включен.

Примечания.

- В некоторых транспортных средствах необходимо перевести ключ зажигания в положение для дополнительных устройств, чтобы подать питание на гнездо прикуривателя.
- При подключении устройства к включенному преобразователю последний может отключиться. Чтобы возобновить подачу питания, выключите и снова включите преобразователь.
- Шнур питания не подлежит замене.
- Если аккумулятор ИЛИ автомобиль, лодка или другое транспортное средство находятся в неисправном состоянии, в аккумуляторе может отсутствовать достаточный заряд для запуска транспортного средства после использования.
- Устройство Air10/Lumis с подключенным увлажнителем HumidAir™ потребляет значительно больше энергии, чем отдельное устройство Air10/Lumis. Использование увлажнителя HumidAir ускоряет разрядку аккумулятора.
- Если преобразователь отключает питание устройства при запуске автомобиля, лодки или другого транспортного средства, отсоедините преобразователь от транспортного средства. Подождите несколько секунд, а затем снова подключите преобразователь.
- Если преобразователь не используется, отсоедините его от гнезда прикуривателя транспортного средства, чтобы предотвратить разряд аккумулятора.
- Если вам потребуется помощь, обратитесь к представителю ResMed, в службу технической поддержки ResMed или посетите сайт www.resmed.com.

Очистка

При необходимости протрите внешнюю поверхность преобразователя чистой влажной тканью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



- Перед использованием прочтите инструкции.
- Используйте преобразователь только при подключении к источнику питания 12 В или 24 В пост. тока.
- Запрещается модифицировать преобразователь. В преобразователе отсутствуют детали, допускающие обслуживание пользователем.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Надлежащая работа преобразователя постоянного тока Air10 гарантируется только при его использовании с устройствами AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis.
- Преобразователь предназначен для использования в системах с 12 В или 24 В с заземлением отрицательного полюса (где заземляется отрицательная клемма аккумулятора). Использование его в системе с 12 В или 24 В с заземлением положительного полюса может привести к повреждению преобразователя и электрической системы транспортного средства. Если вы не уверены в типе заземления, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, лодки или другого транспортного средства.
- Во избежание перегрева преобразователя убедитесь, что он ничем не накрыт во время использования.
- Преобразователь не предназначен для использования на борту воздушных судов.

Примечание. Обо всех серьезных происшествиях, связанных с данным изделием, необходимо сообщать компании ResMed и компетентным органам в вашей стране.

Технические характеристики

Длина (от разъема до разъема)	3 м
Номинал плавкого предохранителя	20 А
Тип плавкого предохранителя	Быстродействующий, с низкой отключающей способностью
Вход	12/24 В  13/6,5 А
Выход	24 В  3,75 А
Пиковое потребление электроэнергии	106 Вт
Номинальная потребляемая мощность	51 Вт
Рабочая температура	От +5 до +35 °С
Рабочая влажность	10–95 % без конденсации
Рабочая высота	Высота над уровнем моря до 2591 м; атмосферное давление в диапазоне от 1013 до 738 гПа
Температура при хранении и транспортировке	От -20 до +60 °С
Влажность при хранении и транспортировке	5–95 % без конденсации


Электромагнитная совместимость





Данное изделие соответствует всем применимым требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС) согласно стандарту IEC 60601-1-2 в отношении изделий, предназначенных для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

Беспроводные устройства связи (такие как мобильные телефоны, беспроводные домашние сетевые устройства, радиотелефоны и их зарядные блоки, переговорные устройства) должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от изделия.


Сведения по электромагнитному излучению и помехоустойчивости этого прибора компании ResMed представлены на сайте www.resmed.com на странице Products (Изделия) в разделе Service and Support (Обслуживание и техническая поддержка).

Символы, которые наносятся на устройство



 Предупреждение или предостережение, обратитесь к прилагаемым документам.

 Оборудование класса II. **IP21** Защита от проникновения пальцев и от вертикально падающих капель воды. **IP22** Защита от проникновения пальцев и от вертикально падающих капель воды при наклоне устройства на угол до 15 градусов.  Постоянный ток.  Предохранитель.  Производитель.

 Европейский уполномоченный представитель.

 Европейские правила по ограничению использования вредных веществ (RoHS).


 Серийный номер.  Контроль загрязнения на территории Китая.  Ограничение влажности.

 Ограничение температуры.  Рабочая высота.

 Ограничение атмосферного давления.

 Импортёр.  Медицинское устройство.

См. глоссарий символов по ссылке ResMed.com/symbols.

 Информация об охране окружающей среды. Преобразователь постоянного тока следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Утилизацию устройства следует производить с использованием региональных систем сбора, повторного использования и переработки таких отходов. Такие системы сбора, повторного использования и переработки отходов позволяют снизить нагрузку на природные ресурсы и предотвратить загрязнение окружающей среды вредными веществами. За информацией об этих системах утилизации обратитесь в местные органы власти, занимающиеся утилизацией отходов. Значок перечёркнутого мусорного ящика указывает на рекомендацию использовать эти системы утилизации. Если вам нужна информация о сборе и утилизации устройства компании ResMed, свяжитесь с офисом компании ResMed, местным поставщиком или посетите сайт www.resmed.com/environment.

Ограниченная гарантия

Компания ResMed гарантирует, что преобразователь постоянного тока ResMed Air10 90 Вт не будет иметь дефектов материала и изготовления в течение 12 месяцев с даты покупки первым покупателем. Данная гарантия не подлежит передаче.

В случае обнаружения неисправности изделия при нормальных условиях эксплуатации компания ResMed выполнит ремонт или замену (на свое усмотрение) дефектного изделия или любого из его компонентов.

Данная ограниченная гарантия не распространяется на: а) любой ущерб, причиненный в результате неправильного использования, злоупотребления, модификации или изменения изделия; б) ремонт, выполненный любой сервисной организацией, которая не была прямо уполномочена компанией ResMed для выполнения такого ремонта; в) любые повреждения или загрязнения в результате дыма от сигарет, трубки, сигар или другого дыма; г) любой ущерб, причиненный водой, которая попала на поверхность или внутрь изделия.

В случае продажи или перепродажи изделия за пределы региона первоначальной покупки гарантия аннулируется.

Гарантийные претензии к дефектному изделию должны предъявляться первоначальным покупателем в месте покупки.

Данная гарантия заменяет все другие явные или подразумеваемые гарантии, включая подразумеваемые гарантии пригодности для продажи или конкретной цели. Некоторые регионы или страны не допускают ограничения срока подразумеваемой гарантии, поэтому вышеуказанное ограничение может быть неприменимо в конкретной ситуации.

Компания ResMed не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, которые, по утверждению, возникли в результате продажи, установки или использования любого изделия ResMed. Некоторые регионы или страны не допускают исключения или ограничения ответственности за случайные или косвенные убытки, поэтому вышеуказанное ограничение может быть неприменимо в конкретной ситуации.

Данная гарантия предоставляет пользователю конкретные юридические права. В зависимости от региона пользователь также может обладать другими правами. За дополнительной информацией о гарантийных правах обратитесь к региональному дилеру ResMed или в офис компании ResMed.

SLOVENŠČINA

Pretvornik Air10™ DC/DC 90W (št. modela 370003) omogoča delovanje naprave iz pomožne vtičnice (vir napajanja 12- ali 24-V enosmerni tok) v avtomobilu, čolnu ali drugem vozilu, opremljenem z ustreznim akumulatorjem. Pretvornik Air10 DC/DC 90W (št. modela 370003) je posebej namenjen za uporabo s pripomočki AirSense™ 10, AirCurve™ 10 in Lumis™.

Za več informacij o tej dodatni opremi se obrnite na dobavitelja opreme.

Uporaba pretvornika prek vtičnice cigaretnega vžigalnika v vozilu

Glejte ilustracijo na začetku tega dokumenta.

1. Pred priključitvijo pretvornika se prepričajte, da je stikalo pretvornika (A) izklopljeno.
2. Postavite pretvornik na ravno površino tako, da je logotip ResMed obrnjen navzgor.
3. Priključek pretvornika (B) priključite v napajalno vtičnico/vtičnico za enosmerni tok (C) pripomočka.
4. Odstranite vžigalnik iz vtičnice za vžigalnik v vozilu.
5. Vtič adapterja (D) priključite v vtičnico za vžigalnik za cigarete v vozilu.
6. Vključite pretvornik. Lučka (E) bo svetila zeleno, ko se pretvornik vklopi.

Lučka neprekinjeno utripa, če povezava ni vzpostavljena ali če je pripomoček v stanju pripravljenosti ali načinu varčevanja z energijo, ko je povezava vzpostavljena. Če je akumulator prazen, bo svetila oranžno. Če lučka ne sveti, preverite, ali je stikalo pretvornika (A) vklopljeno.

Opombe:

- Nekatera vozila zahtevajo, da ključ za vžig obrnete v položaj »dodatki«, da zagotovite napajanje vtičnice vžigalnika vozila.
- Če pripomoček priključite na pretvornik z napajanjem, se lahko pretvornik izklopi. Za nadaljevanje napajanja izklopite in ponovno vklopite pretvornik.
- Napajalni kabel ni zamenljiv.
- Če akumulator ALI avtomobil, čoln ali drugo vozilo niso v dobrem stanju, morda v akumulatorju ne bo dovolj energije za zagon motorja po uporabi.
- Pripomoček Air10/Lumis z nameščenim vlažilnikom zraka HumidAir™ porabi precej več energije kot sam pripomoček Air10/Lumis. Uporaba vlažilnika HumidAir bo hitreje izpraznila akumulator.
- Če pretvornik ob zagonu avtomobila, čolna ali drugega vozila prekine napajanje pripomočka, ga odklopite iz vozila. Počakajte nekaj sekund, nato pa ga ponovno priključite.
- Če pretvornik ni v uporabi, izklopite pretvornik ali ga odklopite iz vtičnice vžigalnika za cigarete v vozilu, da preprečite praznjenje akumulatorja.
- Če potrebujete pomoč, se obrnite na predstavnika ResMed, tehnične storitve ResMed ali obiščite www.resmed.com.

Čiščenje

Po potrebi obrišite zunanost pretvornika s čisto, vlažno krpo.

⚠ OPOZORILA

- Pred uporabo preberite navodila.
- Pretvornik uporabljajte samo za priključitev na enosmerni tok, 12 V ali 24 V.
- Pretvornika ne poskušajte spreminjati. V pretvorniku ni delov, ki bi jih uporabnik lahko servisiral.

⚠ POZOR

- Pretvornik Air10 DC/DC lahko uporabljate samo s pripomočki AirSense 10/AirCurve 10/Lumis, da zagotovite pravilno delovanje.
- Pretvornik je namenjen uporabi na sistemih 12 V ali 24 V z ozemljitvijo negativnega terminala (kjer je negativni priključek akumulatorja ozemljen).

Uporaba na 12- ali 24-voltnem sistemu s pozitivno ozemljitvijo lahko poškoduje pretvornik in električni sistem vozila. Če niste prepričani, ali imate sistem z negativno ozemljitvijo, glejte priročnik avta, čolna ali drugega vozila.

- Prepričajte se, da pretvornik med uporabo ni pokrit, da preprečite pregrevanje pretvornika.
- Pretvornik ni namenjen uporabi na letalih.

Opomba: O resnih incidentih, do katerih pride v povezavi s tem izdelkom, morate poročati družbi ResMed in pristojnemu organu v vaši državi.

Tehnični podatki

Dolžina (od priključka do priključka)	3 m
Kapaciteta varovalke	20 A
Tip varovalke	Hitro reagiranje, nizka zmogljivost odklopa
Vhodne vrednosti	12 V/24 V $\overline{\text{---}}$ 13/6,5 A
Izhodne vrednosti	24 V $\overline{\text{---}}$ 3,75 A
Najvišja poraba energije	106 W
Običajna poraba energije	51 W
Delovna temperatura	od +5 °C do +35 °C
Delovna vlažnost	10 do 95 % brez kondenzacije
Delovna nadmorska višina	Nadmorska višina 2.591 m; razpon zračnega tlaka 1013 hPa do 738 hPa
Temperatura hrambe in prevoza	od -20 °C do +60 °C
Vlažnost hrambe in prevoza	od 5 do 95 % brez kondenzacije

Elektromagnetna združljivost

Pripomoček je skladen z vsemi veljavnimi zahtevami za elektromagnetno združljivost (EMC), v skladu z IEC 60601-1-2, za stanovanjska, poslovna in lahka industrijska okolja. Poskrbite, da bodo brezžične komunikacijske naprave (kot so mobilni telefoni, brezžične domače omrežne naprave, brezžični telefoni in njihove bazne postaje ter radijske postaje) od pripomočka oddaljene vsaj 1 m. Informacije o elektromagnetnih emisijah in odpornosti tega pripomočka družbe ResMed najdete na spletnem naslovu www.resmed.com, na strani Izdelki, pod Servis in podpora.

Simboli, ki se lahko pojavijo na pripomočku:

- ⚠ Opozorilo ali svarilo, glejte spremljajoče dokumente;
- ☐ oprema razreda II; IP21 zaščita pred vstavljanjem prstov in pred navpičnim kapljanjem vode; IP22 zaščita pred vstavljanjem prstov; pripomoček ne postane nevaren, če je izpostavljen navpičnemu kapljanju vode, ko je pripomoček nagnjen do 15 stopinj; $\overline{\text{---}}$ enosmerni tok;
- varovalka; proizvajalec; **EC REP** pooblaščen zastopnik za Evropo; evropski RoHS; **SN** serijska številka; kitajski nadzor onesnaževanje;
- omejitev vlažnosti; omejitev temperature;
- delovna nadmorska višina; omejitev atmosferskega tlaka; uvoznik; **MD** medicinski pripomoček.

Glejte slovarček simbolov na ResMed.com/symbols.



■ Okoljske informacije Pretvornik DC/DC je treba odložiti ločeno in ne kot nesortirani komunalni odpaddek. Pri odlaganju pripomočka upoštevajte ustrezne regionalne sisteme za zbiranje, ponovno uporabo in recikliranje odpadkov. Uporaba teh sistemov za zbiranje, ponovno uporabo in recikliranje je namenjena zmanjšanju obremenjenosti naravnih virov ter preprečuje, da bi nevarne snovi škodile okolju. Informacije o teh sistemih odlaganja poiščite pri lokalni službi za ravnanje z odpadki. Simbol prečrtanega smetnjaka vas poziva k uporabi teh sistemov odlaganja. Informacije o zbiranju in odlaganju pripomočka ResMed poiščite v izpostavi družbe Resmed, pri lokalnem distributerju ali pa obiščite spletno stran www.resmed.com/environment.

Omejena garancija

Družba ResMed jamči, da bo pretvornik ResMed Air10 DC/DC 90W brez napak v materialu in izdelavi za obdobje 12 mesecev od datuma nakupa s strani prvotnega kupca. Ta garancija ni prenosljiva.

Če izdelek odpove pri običajnih pogojih uporabe, bo družba ResMed po lastni presoji popravila ali zamenjala pomanjkljivi izdelek ali katerega od njegovih delov.

Ta omejena garancija ne vključuje: a) kakršne koli škode zaradi nepravilne uporabe, zlorabe, spreminjanja ali prilagoditev pripomočka, b) popravil, ki so bila izvedena s strani kate re kol i serv isne službe, ki za takšna popravila ni imela izrecnega pooblastila družbe ResMed, c) kakršne koli škode ali kontaminacije zaradi dima cigaret, pip, cigar ali drugih podobnih izdelkov, d) kakršne koli škode zaradi razlitja tekočine po pripomočku ali vanj.

Garancija preneha veljati, če je bil izdelek prodan ali preprodan zunaj območja prvotnega nakupa.

Garancijske zahtevke za pomanjkljive izdelke mora oddati prvotni kupec na mestu nakupa.

Ta garancija nadomešča vse druge izrecne ali naznačene garancije, kar med drugim vključuje tudi garancijo za primernost za prodajo ali primernost za določen namen. Nekatera območja ali države ne dovoljujejo omejitve trajanja naznačene garancije, zato zgornja omejitve za vas morda ne velja.

Družba ResMed ni odgovorna za kakršne koli nezgodne ali posledične škode, ki naj bi izhajale iz prodaje, namestitve ali uporabe katerega koli izdelka družbe ResMed. Nekatera območja ali države ne dovoljujejo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, zato zgornja omejitve za vas morda ne velja.

Ta garancija vam daje določene pravne pravice, morda pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo glede na območje. Za več informacij o vaših pravicah, ki izhajajo iz garancije, se obrnite na krajevne zastopnika družbe ResMed ali podružnico družbe ResMed.

TÜRKÇE

Air10™ DC/DC Dönüştürücü 90W (model no. 370003), bir araba, tekne veya uygun aküsü bulunan başka bir araçta cihazınızı aracın çakmak soketinden (12V veya 24V DC güç kaynağı) çalıştırmanızı sağlar.

Air10 DC/DC Dönüştürücü 90W (model no 370003), AirSense™ 10, AirCurve™ 10 ve Lumis™ cihazlarıyla kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu aksesuar hakkında daha fazla bilgi için ekipman tedarikçinize başvurun.

Dönüştürücünün aracın çakmak soketinden kullanılması

Bu belgenin başındaki Resme bakın.

1. Dönüştürücüyü bağlamadan önce, dönüştürücü anahtarının (A) kapalı olduğundan emin olun.
2. Dönüştürücüyü ResMed logosu yukarıya gelecek şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
3. Dönüştürücü konnektörünü (B) cihaz güç girişi/DC giriş soketine (C) takın.
4. Aracın çakmak soketinden çakmağı çıkarın.
5. Dönüştürücü adaptör fişini (D) aracın çakmak soketine takın.
6. Dönüştürücüyü açın. Güç açıldığında ışık (E) yeşil yanacaktır.

Bağlantı yapılmadığında veya bağlantı yapıldığında cihaz bekleme veya güç tasarrufu modundaydı ışık sürekli yanıp sönecektir. Akü seviyesi düşük ise ışık sarı renkli yanacaktır. Işık yanmıyorsa dönüştürücü anahtarının (A) açık olduğunu kontrol edin.

Notlar:

- Bazı araçlarda, aracın çakmak soketine güç gitmesi için kontak anahtarının "aksesuarlar" konumuna getirilmesi gerekir.
- Cihazınızı gücü açık bir dönüştürücüye bağlarsanız dönüştürücü kapanabilir. Gücün tekrar gelmesi için dönüştürücüyü kapatıp tekrar açın.
- Güç kablosu değiştirilemez.
- Akü VEYA araba, tekne ya da diğer araç iyi durumda değilse, kullanımdan sonra aracı çalıştırmak için aküde yeterli güç kalmayabilir.
- HumidAir™ nemlendirici takılı Air10/Lumis cihazı, tek başına Air10/Lumis cihazına kıyasla çok daha fazla güç kullanır. HumidAir nemlendiricinin kullanılması akünün daha çabuk bitmesine neden olacaktır.
- Dönüştürücü arabanızı, teknenizi veya diğer aracı çalıştırırken cihazınızın elektrikliğini keserse, dönüştürücünün araçla bağlantısını kesin. Birkaç saniye bekleyin ve ardından yeniden bağlayın.
- Dönüştürücü kullanılmadığında, akünün boşalmasını önlemek için dönüştürücüyü kapatın veya dönüştürücünün aracın çakmak soketiyle bağlantısını kesin.
- Yardıma ihtiyacınız olursa bir ResMed temsilcisi veya ResMed Teknik Servisleri ile irtibat kurun veya www.resmed.com adresine gidin.

Temizlik

Gerekirse dönüştürücünün dışını temiz, nemli bir bezle silin.

⚠ UYARILAR



- Kullanmadan önce talimatları okuyun.
- Dönüştürücüyü sadece 12V veya 24V DC güç kaynağına bağlanırken kullanın.
- Dönüştürücü üzerinde değişiklik yapmayı denemeyin. Dönüştürücünün içinde kullanıcının tamir edebileceği bir parça yoktur.

⚠ DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- En iyi performansı almak için Air10 DC/DC dönüştürücü, yalnızca AirSense 10/AirCurve 10/Lumis cihazlarıyla birlikte kullanılmalıdır.
- Dönüştürücü 12V veya 24V negatif topraklama sistemlerinde kullanıma yöneliktir (akünün negatif ucu topraklanmış olmalıdır). Dönüştürücünün 12V veya 24V pozitif topraklama sisteminde kullanılması dönüştürücüye ve aracın elektrik sistemine zarar verebilir. Negatif topraklama sisteminizin olup olmadığından emin değilseniz araç, tekne veya diğer aracın kılavuzuna bakın.
- Dönüştürücünün aşırı ısınmasını önlemek için kullanım sırasında dönüştürücünün üzerinin örtülmediğinden emin olun.
- Dönüştürücü uçakta kullanıma uygun değildir.











Not: Bu ürünle ilgili olarak ortaya çıkan tüm ciddi durumlar ResMed'e ve ülkenizdeki yetkili kuruma rapor edilmelidir.

Teknik spesifikasyonlar

Uzunluk (konnektörden konnektöre)	3 m
Sigorta değeri	20A
Sigorta tipi	Hızlı tipi, düşük kesme kapasitesi
Giriş	12V/24V  13/6,5A
Çıkış	24V  3,75 A
Tepe güç tüketimi	106W
Tipik güç tüketimi	51W
Çalışma sıcaklığı	+5 °C ila +35 °C
Çalışma nemliliği	%10 ila 95 yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	Deniz seviyesi ila 2.591 m; hava basıncı aralığı 1013 hPa ila 738 hPa
Saklama ve taşıma sıcaklığı	-20 °C ila +60 °C
Saklama ve taşıma nemliliği	%5 ila 95 yoğuşmasız

Elektromanyetik uyumluluk
Ürün mesken, ticari ve hafif endüstri ortamlarında IEC60601-1-2 uyarınca tüm geçerli elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereklilikleriyle uyumludur.
Kablosuz iletişim cihazlarının (mobil telefonlar, kablosuz ev ağı cihazları, kablosuz telefonlar ve bunların bazı istasyonları ile telsizler) cihazdan en az 1 m uzakta olduğundan emin olun.
Bu ResMed cihazının elektromanyetik emisyonları ve bağıklığı ile ilgili bilgiler, www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasında Service & Support (Servis ve Destek) bölümünün altında bulunabilir.

Cihaz üzerinde görünebilecek semboller

- ⚠ Uyarı veya dikkat, birlikte verilen belgelere başvurun;
- ☐ Sınıf II ekipman; **IP21** Parmakların sokulmasına ve dikey damlayan suya karşı koruma; **IP22** Parmakların sokulmasına karşı koruma ve cihaz 15 dereceye kadar eğilip dikey akan suya maruz kaldığında emniyetsiz hale gelmemesi;  Doğru Akım;  Sigorta;
-  Üretici; **EC REP** Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi;
-  Avrupa RoHS; **SN** Seri numarası;  Çin kirlilik denetimi;  Nem sınırlaması;  Sıcaklık sınırlaması;
-  Çalışma yüksekliği;  Atmosfer basıncı sınırlaması;
-  İthalatçı; **MD** Tıbbi cihaz.

ResMed.com/symbols adresindeki semboller sözlüğüne bakın.



Çevresel Bilgiler. DC/DC dönüştürücü, ayrıştırılmamış kentsel atık olarak değil, ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Cihazınızı bertaraf ederken bölgenizde mevcut uygun toplama, tekrar kullanma ve geri dönüştürme sistemlerini kullanmalısınız. Bu tür toplama, tekrar kullanma ve geri dönüştürme sistemleri, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak ve tehlikeli maddelerin çevreye zarar vermesini önlemek için tasarlanmıştır. Bu atık sistemleri hakkında bilgi almak isterseniz lütfen yerel atık yönetimi birimiyle irtibat kurun. Üzeri çarpı işaretli kutu sembolü size bu tür atık sistemlerini kullanmanızı hatırlatır. ResMed cihazınızın toplanması ve atılması hakkında bilgi almak isterseniz lütfen ResMed ofisiniz veya yerel distribütörünüzle irtibat kurun veya www.resmed.com/environment adresine gidin.

Sınırlı garanti

ResMed, ResMed Air10 DC/DC Dönüştürücü 90W cihazının, ilk müşteri tarafından satın alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca malzeme ve işçilik hatalarından arı olduğunu garanti etmektedir. Garanti bir başkasına aktarılamaz.

Ürün normal kullanım koşulları altında arızalanırsa, ResMed arızalı ürünü veya bileşenlerinden herhangi birini kendi tercihine bağlı olarak tamir edecek veya değiştirecektir.

İşbu Sınırlı Garanti şunları kapsamamaktadır: a) yanlış kullanım, suistimal, üründe modifikasyon veya değişiklik yapılmasından kaynaklanan herhangi bir hasar; b) ResMed tarafından açıkça ilgili onarımları yapmaya yetkili olduğu belirtilmemiş olan herhangi bir servis tarafından gerçekleştirilen onarımlar; c) sigara, pipo, puro veya diğer tütün ürünlerinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kirlilik; d) ürüne su dökülmesi veya içine su kaçmasından kaynaklanan herhangi bir hasar.

Asıl satın alma bölgesinin dışında yapılan ürün satışları veya yeniden satışlarda garanti geçersiz kalır.

Arızalı ürünlere ilişkin garanti talepleri satın alma noktasında ilk müşteri tarafından yapılmalıdır.

İşbu garanti, her türlü zimni ticari elverişlilik veya belirli bir amaç için uygunluk garantisi dahil olmak üzere, diğer tüm açık veya zimni garantilerin yerini almaktadır. Bazı bölgeler veya ülkelerde, zimni garantinin ne kadar süre ile geçerli olduğu konusunda herhangi bir kısıtlamaya izin verilmediğinden yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

ResMed, herhangi bir ResMed ürününün satılması, kurulması veya kullanılması sonucu ortaya çıkan arızı veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. Bazı bölgeler veya eyaletler arızı veya dolaylı hasarları hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu durumda yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Bu garanti size belirli yasal haklar verir ve bölgeden bölgeye değişen başka haklarınız da olabilir. Garanti hakları konusunda daha fazla bilgi için yerel ResMed bayinizle veya ResMed ofisiyle irtibat kurun.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο μετατροπέας DC/DC Air10™ 90 W (αρ. μοντέλου 370003) επιτρέπει τη λειτουργία της συσκευής σας από την υποδοχή αναπτήρα του οχήματος (πηγή ρεύματος 12 V ή 24 V DC) σε αυτοκίνητο, σκάφος ή άλλο όχημα εξοπλισμένο με κατάλληλη μπαταρία.

Ο μετατροπέας DC/DC Air10 90W (αρ. μοντέλου 370003) προορίζεται ειδικά για χρήση με τη συσκευή AirSense™ 10, AirCurve™ 10 και Lumis™.

Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το παρελκόμενο.

Χρήση του μετατροπέα μέσω υποδοχής αναπτήρα οχήματος

Ανατρέξτε στην εικόνα στην αρχή αυτού του εγγράφου.

1. Πριν από τη σύνδεση του μετατροπέα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του μετατροπέα (A) είναι απενεργοποιημένος.
2. Τοποθετήστε τον μετατροπέα σε μια επίπεδη επιφάνεια, με το λογότυπο ResMed στραμμένο προς τα πάνω.
3. Συνδέστε το βύσμα μετατροπέα (B) στην υποδοχή εισόδου τροφοδοσίας/εισόδου συνεχούς ρεύματος της συσκευής (C).
4. Αφαιρέστε τον αναπτήρα από την υποδοχή αναπτήρα του οχήματος.
5. Συνδέστε το βύσμα προσαρμογέα μετατροπέα (D) στην υποδοχή αναπτήρα του οχήματος.
6. Ενεργοποιήστε τον μετατροπέα. Η λυχνία (E) θα ανάψει με πράσινο χρώμα όταν ενεργοποιηθεί.

Η λυχνία θα αναβοσβήνει συνεχώς εάν η σύνδεση δεν πραγματοποιηθεί ή εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή εξοικονόμησης ενέργειας όταν πραγματοποιείται η σύνδεση. Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, η λυχνία θα ανάψει με καφεκίτρινο χρώμα. Εάν η λυχνία δεν λειτουργεί, ελέγξτε ότι ο διακόπτης του μετατροπέα (A) είναι ενεργοποιημένος.

Σημειώσεις:

- Ορισμένα οχήματα απαιτούν να γυρίσετε το κλειδί ανάφλεξης στη θέση «αξεσουάρ» για να τροφοδοτήσετε με ρεύμα την υποδοχή αναπτήρα του οχήματος.
- Εάν συνδέσετε τη συσκευή σας σε μετατροπέα που τροφοδοτείται με ρεύμα, ο μετατροπέας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί. Για να επανέλθει η τροφοδοσία, απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τον μετατροπέα.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι αντικαταστάσιμο.
- Εάν η μπαταρία Η του αυτοκίνητο, το σκάφος ή άλλο όχημα δεν είναι σε καλή κατάσταση, ενδέχεται να μην υπάρχει αρκετό απόθεμα στην μπαταρία για την εκκίνηση του οχήματος μετά τη χρήση.
- Η συσκευή Air10/ Lumis με τον υγραντήρα HumidAir™ συνδεδεμένο καταναλώνει σημαντικά περισσότερη ισχύ από τη συσκευή Air10/Lumis από μόνη της. Η χρήση του υγραντήρα HumidAir θα εξαντλήσει την μπαταρία πιο γρήγορα.

- Εάν ο μετατροπέας διακόπτει την τροφοδοσία της συσκευής σας κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, του σκάφους ή άλλου οχήματος, αποσυνδέστε τον μετατροπέα από το όχημα. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν επανασυνδέστε τον.
- Όταν ο μετατροπέας δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε τον μετατροπέα ή αποσυνδέστε τον από την υποδοχή αναπτήρα του οχήματος για να αποφύγετε την εκφόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της ResMed, τις Τεχνικές υπηρεσίες της ResMed ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.resmed.com.

Καθαρισμός

Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το εξωτερικό του μετατροπέα με ένα καθαρό, υγρό πανί.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



- Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε τον μετατροπέα μόνο όταν συνδέεται σε τροφοδοσία 12 V ή 24 V DC.
- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον μετατροπέα. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό του μετατροπέα εξαρτήματα τα οποία επιδέχονται συντήρηση από τον χρήστη.

⚠️ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

- Ο μετατροπέας DC/DC Air10 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με συσκευές AirSense 10/ AirCurve 10/ Lumis για να διασφαλίζεται η σωστή απόδοση.
- Ο μετατροπέας προορίζεται για χρήση σε συστήματα αρνητικής γείωσης 12 V ή 24 V (όπου ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας είναι γειωμένος). Η χρήση του σε σύστημα θετικής γείωσης 12 V ή 24 V μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον μετατροπέα και στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το εάν έχετε σύστημα αρνητικής γείωσης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου, του σκάφους ή άλλου οχήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας δεν καλύπτεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του μετατροπέα.
- Ο μετατροπέας δεν προορίζεται για χρήση σε αεροσκάφος.

Σημείωση: Οποιαδήποτε σοβαρά περιστατικά που συμβαίνουν σε σχέση με αυτό το προϊόν, θα πρέπει να αναφέρονται στην ResMed και στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος (από συνδετήρα σε συνδετήρα)	3 m
Ονομαστική τιμή ασφάλειας	20 A
Τύπος ασφάλειας	Ταχείας τήξης, χαμηλής ικανότητας διακοπής
Είσοδος	12 V/24 V  13/6,5 A
Εξόδος	24 V  3,75 A
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	106 W
Τυπική κατανάλωση ισχύος	51 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	+5 °C έως +35 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Υψόμετρο λειτουργίας	Από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 2.591 m. Εύρος πίεσης αέρα 1.013 hPa έως 738 hPa


Θερμοκρασία φύλαξης και μεταφοράς	-20 °C έως +60 °C
Υγρασία φύλαξης και μεταφοράς	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών


Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) κατά IEC 60601-1-2, για περιβάλλοντα κατοικιών, εμπιορικά και ελαφράς βιομηχανίας. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ασύρματης επικοινωνίας (όπως κινητά τηλέφωνα, ασύρματες συσκευές οικιακής δικτύωσης, ασύρματα τηλέφωνα και οι βάσεις τους και συσκευές walkie-talkie) είναι σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τη συσκευή.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και την ατρωσία για αυτή τη συσκευή της ResMed στη διαδικτυακή τοποθεσία www.resmed.com, στη σελίδα Products (Προϊόντα), ενότητα Service and Support (Σέρβις και Υποστήριξη).

Σύμβολα που μπορεί να εμφανίζονται στη συσκευή


 Προειδοποίηση ή προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά

έγγραφα:  Εξοπλισμός κλάσης II-IP21 Προστασία έναντι εισαγωγής δακτύλων και έναντι κάθετης πτώσης σταγόνων νερού.

IP22 Προστασία από την εισαγωγή δακτύλων και από το να μην καταστεί επισφαλής όταν εκτίθεται σε κάθετη πτώση σταγόνων νερού με τη συσκευή υπό κλίση έως 15 μοιρών.

 Συνεχές ρεύμα.  Ασφάλεια.  Κατασκευαστής

  Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση:

 Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS.  Σειριακός αριθμός


 Έλεγχος της ρύπανσης στην Κίνα.  Περιορισμός υγρασίας

 Περιορισμός θερμοκρασίας.  Υψόμετρο λειτουργίας

 Περιορισμός ατμοσφαιρικής πίεσης.  Εισαγωγέας

 Ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Δείτε το γλωσσάρι συμβόλων στη διεύθυνση ResMed.com/symbols.

 Περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ο μετατροπέας DC/DC θα πρέπει να απορριφθεί χωριστά και όχι μαζί με τα μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Για να απορρίψετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα συστήματα συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Η χρήση αυτών των συστημάτων συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης είναι σχεδιασμένη να μειώνει την πίεση στους φυσικούς πόρους και να αποτρέπει τις ζημιές στο περιβάλλον από επικίνδυνες ουσίες. Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα συστήματα διάθεσης αποβλήτων, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σας παρακινεί να χρησιμοποιήσετε αυτά τα συστήματα διάθεσης αποβλήτων. Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και διάθεση της συσκευής ResMed που διαθέτετε, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ResMed, με τον τοπικό διανομέα ή πηγαίστε στην ιστοσελίδα www.resmed.com/environment.

Περιορισμένη εγγύηση

Η ResMed εγγυάται ότι ο μετατροπέας DC/DC Air10 90 W της ResMed θα είναι ελεύθερος από ελαττώματα υλικών και κατασκευής για μια περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του από τον αρχικό καταναλωτή. Η παρούσα εγγύηση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Αν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη σε συνθήκες κανονικής χρήσης, η ResMed θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό προϊόν ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά του.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει: α) τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, κακή χρήση, μετατροπή ή αλλαγή του προϊόντος β) επισκευές που πραγματοποιήθηκαν από κέντρο ή τεχνικό σέρβις που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητώς από τη ResMed για την εκτέλεση των επισκευών γ) τυχόν ζημιά ή μόλυνση από τσιγάρο, πίπα, πούρο ή άλλο καπνό δ) τυχόν ζημιά από νερό που χύθηκε στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό του προϊόντος. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που το προϊόν πωληθεί, ή μεταπωληθεί, εκτός της περιοχής της αρχικής αγοράς του. Τυχόν αξιώσεις εγγύησης σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να γείρονται από τον αρχικό πελάτη στο σημείο αγοράς. Η εγγύηση αυτή αντικαθιστά όλες τις άλλες ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ορισμένες περιοχές ή χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στην περίοδο ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για σας.

Η ResMed δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμπτωματικές ή συνεπαγόμενες ζημιές που υποστηρίζεται ότι προέκυψαν από πώληση, εγκατάσταση ή χρήση οποιοδήποτε προϊόντος της ResMed. Ορισμένες περιοχές ή χώρες δεν επιτρέπουν εξαίρεση ή περιορισμό των συμπτωματικών ή συνεπαγόμενων ζημιών, συνεπώς ο παραπάνω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για σας. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδεχομένως να έχετε και άλλα, τα οποία διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύησή σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της ResMed ή με τα γραφεία της ResMed.

LATVIEŠU

Air10™ 90 W līdzstrāvas pārveidotājs (modeļa Nr. 370003) ļauj darbināt ierīci no transportlīdzekļa piepipētāja līgšanas (12 V vai 24 V līdzstrāvas avots) automašīnā, laivā vai citā transportlīdzeklī, kas aprīkots ar piemērotu akumulatoru. Air10 90 W līdzstrāvas pārveidotājs (modelis Nr. 370003) ir īpaši paredzēts lietošanai ar AirSense™ 10, AirCurve™ 10 un Lumis™ ierīci.

Lai iegūtu papildinformāciju par šo pieredumu, konsultējieties ar aprīkojuma piegādātāju.

Pārveidotāja lietošana, izmantojot transportlīdzekļa piepipētāja līgšanu

Skatiet attēlu šī dokumenta sākumā.

1. Pirms pārveidotāja pievienošanas pārliecinieties, vai tā slēdzis (A) ir izslēgts.
2. Novietojiet pārveidotāju uz līdzenas virsmas ar ResMed logotipu uz augšu.
3. Iespraudiet pārveidotāja savienotāju (B) ierīces strāvas ieejas / līdzstrāvas ieejas līgzdā (C).
4. Izņemiet piepipētāju no transportlīdzekļa piepipētāja līgšanas.
5. Iespraudiet pārveidotāja adaptera spraudni (D) transportlīdzekļa piepipētāja līgzdā.
6. Ieslēdziet pārveidotāju. Tam ieslēdzoties, lampiņa (E) degs zaļā krāsā.

Ja savienojums nebūs izveidots vai ja ierīce būs gaidstāves vai enerģijas taupīšanas režīmā, kad savienojums būs izveidots, lampiņa mirgos nepārtraukti. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, gaisma mirgos dzeltenā krāsā. Ja lampiņa nedarbojas, pārbaudiet, vai ir ieslēgts pārveidotāja slēdzis (A).

Piezīmes.

- Dažiem transportlīdzekļiem aizdedzes atslēga ir jāpagriež pozīcijā "accessories" (piederumi), lai pievadītu strāvu transportlīdzekļa piepīpētāja ligzdai.
- Ja ierīce tiek pievienota strāvas pārveidotājam, pārveidotājs var izslēgties. Lai atsāktu strāvas padevi, izslēdziet un ieslēdziet pārveidotāju.
- Strāvas vads nav nomaināms.
- Ja akumulators VAI automašīna, laiva vai cits transportlīdzeklis nav labā stāvoklī, akumulatorā var nebūt pietiekami daudz rezerves, lai iedarbinātu transportlīdzekli pēc lietošanas.
- Air10/ Lumis ierīce ar pievienotu HumidAir™ gaisa mitrinātāju patērē ievērojami vairāk enerģijas nekā tikai Air10/Lumis ierīce. Izmantojot HumidAir gaisa mitrinātāju, akumulators izlādēsies ātrāk.
- Ja, iedarbinot automašīnu, laivu vai citu transportlīdzekli, pārveidotājs pārtrauc strāvas padevi ierīcei, atvienojiet pārveidotāju no transportlīdzekļa. Uzgaidiet dažas sekundes un pēc tam atkal pievienojiet to.
- Kad pārveidotājs netiek izmantots, izslēdziet to vai atvienojiet no transportlīdzekļa piepīpētāja ligzdas, lai novērstu akumulatora izlādi.
- Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar ResMed pārstāvi, ResMed tehnisko dienestu vai skatiet vietni www.resmed.com.

Tīrīšana

Ja nepieciešams, noslaukiet pārveidotāja ārpusi ar tīru, mitru drānu.

⚠ BRĪDINĀJUMI



- Pirms lietošanas izlasiet norādījumus.
- Izmantojiet pārveidotāju tikai tad, ja tas ir pievienots 12 V vai 24 V līdzstrāvas barošanas avotam.
- Nemēģiniet pārveidotāju modificēt. Pārveidotājā nav detaļu, kuru apkopi varētu veikt lietotājs.

⚠ UZMANĪBU!

- Air10 Līdzstrāvas pārveidotāju drīkst lietot tikai ar AirSense 10/ AirCurve 10/ Lumis ierīcēm, lai nodrošinātu pareizu darbību.
- Pārveidotājs ir paredzēts lietošanai 12 V vai 24 V negatīvā zemējuma sistēmās (tādās, kurās akumulatora negatīvā spāile ir iezemēta). Izmantojot to 12 V vai 24 V pozitīvā zemējuma sistēmā, var sabojāt pārveidotāju un transportlīdzekļa elektrosistēmu. Ja neesat pārliecināts, vai jums ir negatīvā zemējuma sistēma, skatiet automašīnas, laivas vai cita transportlīdzekļa rokasgrāmatu.
- Lai izvairītos no pārveidotāja pārkaršanas, pārliecinieties, vai lietošanas laikā tas nav nosegts.
- Pārveidotājs nav paredzēts izmantošanai gaisa kuģī.















Piezīme. Par visiem nopietniem negadījumiem saistībā ar šo produktu ir jāziņo ResMed un jūsu valsts kompetentajai iestādei.

Tehniskās specifikācijas


Garums (savienotājs ar savienotāju)	3 m
Drošinātāja nomināls	20 A
Drošinātāja tips	Ātra darbība, zema atslēgtspēja
Ieeja	12 V/24 V  13/6,5 A
Izeja	24 V  3,75 A
Maksimālais enerģijas patēriņš	106 W
Standarta enerģijas patēriņš	51 W
Ekspluatācijas temperatūra	No +5 °C līdz +35 °C
Ekspluatācijas gaisa mitrums	10–95% bez kondensāta
Ekspluatācijas augstums	Līdz 2591 m virs jūras līmeņa; gaisa spiediena diapazons no 1013 hPa līdz 738 hPa
Uzglabāšanas un transportēšanas temperatūra	No -20 °C līdz +60 °C
Uzglabāšanas un transportēšanas mitruma līmenis	5–95% bez kondensāta

Elektromagnētiskā savietojamība
Produkts atbilst visām piemērojamajām elektromagnētiskās savietojamības prasībām (EMC) saskaņā ar IEC60601-1-2 attiecībā uz mājasapmiecību, komerciālo un vieglās rūpniecības vidi. Nodrošiniet, lai bezvadu sakaru ierīces (piemēram, mobilie tālruni, mājas bezvadu tīkla ierīces, bezvadu tālruni un to bāzes stacijas, kā arī rācijās) atrastos vismaz 1 m attālumā no ierīces. Informācija par šīs ResMed ierīces elektromagnētiskajām emisijām un noturību ir atrodama vietnē www.resmed.com, produktu lapas sadaļā Service and Support (Apkope un atbalsts).

Simboli, kas var būt uz ierīces

- ⚠ Brīdinājums vai piesardzība, skatiet pievienotos dokumentus;  II klases aprikojums; IP21 aizsardzība pret pirkstu ievietošanu un pret vertikāli pilošu ūdeni; IP22 aizsardzība pret pirkstu ievietošanu; ierīce nekļūs nedroša, ja tiks pakļauta vertikāli pilošam ūdenim, atrodoties ne vairāk kā 15 grādu pacēlumā;
-  līdzstrāva;  drošinātājs;  ražotājs;
-  pilnvarotais pārstāvis Eiropā;  Eiropas RoHS;
-  sērijas numurs;  piesārņojuma kontrole Ķīnā;
-  mitruma ierobežojums;  temperatūras ierobežojums;  darba augstums;
-  atmosfēras spiediena ierobežojums;
-  importētājs;  medicīniska ierīce.

Skatiet simbolu glosāriju, kas pieejams vietnē ResMed.com/symbols.



-  Informācija par vidi. Šī ierīce ir jāutilizē atsevišķi, nevis kā nešķīroti sadzīves atkritumi. Lai likvidētu ierīci, ir jāizmanto atbilstošas jūsu reģionā pieejamas savākšanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes sistēmas. Šo savākšanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes sistēmu izmantošana ir paredzēta tam, lai mazinātu ietekmi uz dabas resursiem un novērstu bīstamu vielu kaitīgo ietekmi uz vidi. Ja jums ir nepieciešama informācija par šīm atkritumu

⚠ ВНИМАНИЕ

- Конверторът Air10 DC/DC трябва да се използва само с изделия AirSense 10/ AirCurve 10/ Lumis за осигуряване на правилно функциониране.
- Конверторът е предназначен за използване на системи за заземяване на отрицателния полюс при 12 V или 24 V (където отрицателният извод на акумулатора е заземен). Използването му на системи за заземяване на положителния полюс при 12 V или 24 V може да повреди конвертора и електрическата система на превозното средство. Ако не сте сигурни дали имате система за заземяване на отрицателния полюс, направете справка с ръководството на автомобила, лодката или другото превозно средство.
- Уверете се, че конверторът не е покрит по време на употреба, за да избегнете прегряването му.
- Конверторът не е предназначен за използване в летателни апарати.















Забележка: Възникването на сериозни инциденти по отношение на продукта трябва да бъде съобщавано на ResMed и на компетентния орган в държавата Ви.

Технически спецификации


Дължина (конектор до конектор)	3 м
Клас на предпазителя	20A
Тип предпазител	Бърз удар, ниска разрушаваща способност
Вход	12 V/24 V  13/6,5 A
Изход	24 V  3,75 A
Пикова консумация на електроенергия	106 W
Типична консумация на електроенергия	51 W
Работна температура	от +5°C до +35°C
Работна влажност	от 10 до 95%, без конденз
Работна надморска височина	Надморска височина до 2591 m; диапазон на атмосферно налягане: 1013 hPa до 738 hPa
Температура за съхранение и транспортиране	-20°C до +60°C
Влажност при съхранение и транспортиране	от 5 до 95%, без конденз

Електромагнитна съвместимост
Продуктът отговаря на всички приложими изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC) в съответствие с IEC 60601-1-2 за жилища, търговски среди и среди от леката промишленост.
Уверете се, че безжичните комуникационни устройства (като мобилни телефони, устройства за безжична домашна мрежа, безжични телефони и техните базови станции и уоки-токита) се държат на разстояние най-малко 1 m от устройството.
Информация относно електромагнитните емисии и устойчивостта на изделието на ResMed може да бъде открита на www.resmed.com, на страницата за продукти под опцията за обслужване и поддръжка (Service and Support).

Символи, които могат да се появят на устройството

- ⚠ Предупреждение или внимание, вижте придружаващите документи;  Оборудване клас II;
- IP21 Защита срещу вкарване на пръсти и срещу вертикално капеща вода; IP22 Защита срещу вкарване на пръсти, няма да стане опасно, когато е изложено на вертикално капеща вода с устройството, наклонено до 15 градуса;  Постоянен ток;
-  Предпазител;  Производител;
-  Упълномощен представител за Европа;
-  Европейска директива RoHS;  Серийн номер;
-  Контрол на замърсяването в Китай;
-  Ограничение на влажността;  Ограничение на температурата;  Работна надморска височина;
-  Ограничение на атмосферното налягане;
-  Вносител;  Медицинско изделие.

Вижте речника на символите на ResMed.com/symbols.

 Информация за околната среда. Този DC/DC конвертор трябва да се изхвърля отделно, не като несортирани битови отпадъци. За да изхвърлите устройството, трябва да използвате подходящите системи за събиране, повторна употреба и рециклиране във вашия район. Използването на тези системи за събиране, повторно използване и рециклиране има за цел да намали влиянието върху природните ресурси и да предотврати увреждането на околната среда от опасни вещества. Ако имате нужда от информация за тези системи за изхвърляне, се свържете с местната администрация за управление на отпадъците. Символът на зачеркнат контейнер показва, че трябва да използвате тези системи за изхвърляне. Ако се нуждаете от информация за събирането и изхвърлянето на устройството ResMed, се свържете с офиса на ResMed или местен дистрибутор или посетете www.resmed.com/environment.

Ограничена гаранция

ResMed гарантира, че вашият конвертор ResMed Air10 DC/DC 90 W няма да има дефекти по отношение на материалите и изработката за период от 12 месеца от датата на покупката от първоначалния потребител. Настоящата гаранция не може да се прехвърля.

Ако продуктът прояви неизправност в условията на нормална употреба, ResMed по свой избор ще ремонтира или замени дефектния продукт или негов компонент.

Настоящата ограничена гаранция не покрива:

- щети, причинени в резултат на неправилна употреба, злоупотреба, модификация или промяна на продукта;
- ремонти, извършвани от сервизна организация, която не е изрично упълномощена от ResMed да извършва такива ремонти;
- щети или замърсявания, дължащи се на дим от цигара, лула, пура или друг дим;
- щети, причинени от разливане на вода върху или в продукта.

Гаранцията не е валидна за продукти, които се продават или препродават извън региона на първоначалното закупуване.

Гаранционни претенции за дефектен продукт трябва да се предявяват от първоначалния клиент на мястото на закупуване.

Настоящата гаранция замества всички други изрични или подразбиращи се гаранции, включително всяка подразбираща се гаранция за търговска реализация или пригодност за определена цел. В някои региони или щати не са позволени ограничения на продължителността на подразбиращата се гаранция, така че ограничението по-горе може да не е приложимо за вас.

ResMed не носи отговорност за случайни или последващи щети, за които се твърди, че са възникнали в резултат от продажбата, инсталирането или използването на който и да е от продуктите на ResMed. В някои региони или щати не е позволено изключването или ограничаването на случайните или последващите щети, така че ограничението по-горе може да не е приложимо за вас.

Тази гаранция ви дава специфични законни права, като може да имате и други права, които са различни в отделните региони. За допълнителна информация относно вашите права по гаранцията се свържете с местния дистрибутор на ResMed или с офис на ResMed.

MAGYAR

Az Air10™ DC/DC 90 W-os konverter (modellszám: 370003) lehetővé teszi, hogy készülékét a jármű szivargyújtó aljzatáról (12 V vagy 24 V egyenáramú tápforrás) működtesse autóban, hajón vagy más, megfelelő akkumulátorral felszerelt járműben. Az Air10 DC/DC 90 W-os konverter (modellszám: 370003) kifejezetten az AirSense™ 10, AirCurve™ 10 és Lumis™ készülékekhez használható.

A tartozékkal kapcsolatos további információkért forduljon az eszköz beszállítójához.

A konverter használata a jármű szivargyújtó aljzatán keresztül

Lásd a dokumentum elején található ábrát.

1. A konverter csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a konverter kapcsolója (A) ki van kapcsolva.
2. Helyezze a konvertert vízszintes felületre, a ResMed logóval felfelé.
3. Csatlakoztassa a konverter csatlakozóját (B) a készülék tápbemenetéhez/DC-bemenet aljzatához (C).
4. Távolítsa el a szivargyújtót a jármű szivargyújtó aljzatából.
5. Dugja be a konverter adaptercsatlakozóját (D) a jármű szivargyújtó aljzatába.
6. Kapcsolja be a konvertert. Bekapcsoláskor a lámpa (E) zölden világít.

A fény folyamatosan villog, ha a kapcsolat nem jön létre, vagy ha a készülék készenléti vagy energiatakarékos üzemmódban van, amikor a kapcsolat létrejön.

Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintje esetén a jelzőfény sárgán világít. Ha a lámpa nem működik, ellenőrizze, hogy a konverter kapcsolója (A) be van-e kapcsolva.

Megjegyzések:

- Egyes járműveknél a gyújtáskulcsot „tartozékok” állásba kell fordítani, hogy áramot biztosítson a jármű szivargyújtó aljzatának.
- Ha a készüléket bekapcsolt konverterhez csatlakoztatja, a konverter kikapcsolhat. A tápellátás visszaállításához kapcsolja ki és újra be a konvertert.
- A tápkábel nem cserélhető.
- Ha az akkumulátor, az autó, a hajó VAGY más jármű nincs megfelelő állapotban, előfordulhat, hogy nem maradt elegendő energia az akkumulátorban a jármű használat utáni beindításához.
- Az Air10/Lumis készülék a HumidAir™ párással együtt lényegesen több energiát fogyaszt, mint az Air10/Lumis készülék önmagában. A HumidAir párással használatával gyorsabban lemerül az akkumulátor.
- Ha a konverter leállítja a készülék áramellátását az autó, a hajó vagy más jármű indításakor, húzza ki a konvertert a járműből. Várjon néhány másodpercet, majd csatlakoztassa újra.
- Amikor a konverter nincs használatban, kapcsolja ki vagy húzza ki a konvertert a jármű szivargyújtó aljzatából, hogy megakadályozza az akkumulátor lemerülését.
- Ha segítségre van szüksége, forduljon a ResMed képviselőjéhez, a ResMed műszaki szolgálatához, vagy látogasson el a www.resmed.com oldalra.

Tisztítás

Ha szükséges, akkor a hálózatról való lecsatlakoztatás után törölje le a készülék külsejét egy tiszta, nedves törülközővel.

⚠ „VIGYÁZAT” SZINTŰ FIGYELMEZTETÉSEK



- Használat előtt olvassa el az utasításokat.
- A konvertert csak 12 V-os vagy 24 V-os egyenáramú tápegységhez csatlakoztatva használja.
- Ne próbálja meg átalakítani a konvertert. A konverterben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek.

⚠ „FIGYELEM” SZINTŰ FIGYELMEZTETÉSEK

- Az Air10 DC/DC átalakító csak AirSense 10/AirCurve 10/ Lumis készülékekkel használható a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében.
- A konvertert 12 V-os vagy 24 V-os negatív földelésű rendszereken való használatra tervezték (ahol az akkumulátor negatív pólusa földelt). A 12 V-os vagy 24 V-os pozitív földelésű rendszer használata károsíthatja a konvertert és a jármű elektromos rendszerét. Ha nem biztos benne, hogy negatív-e a földelése, olvassa el az autó, a hajó vagy az egyéb jármű kézikönyvét.
- A konverter túlmelegedésének az elkerüléséhez győződjön meg arról, hogy a konverter nincsen letakarva a használat során.
- A konverter légi járműveken nem használható.

Megjegyzés: Az eszközzel kapcsolatban bekövetkező bármilyen súlyos eseményről értesíteni kell a ResMed vállalatot és az adott ország illetékes hatóságát.

Műszaki jellemzők

Hosszúság (csatlakozótól a csatlakozóig)	3 m
Biztosíték teljesítménye	20 A
Biztosíték típusa	Gyors kiolvadású, alacsony leoldási kapacitás
Bemenet	12 V/24 V  13/6,5 A
Kimenet	24 V  3,75 A
Energiafogyasztás csúcserőtelje	106 W
Jellemző energiafogyasztás	51 W
Üzemi hőmérséklet	+5 °C és +35 °C között
Üzemi páratartalom	10–95%, nem lecsapódó
Üzemi tengerszint feletti magasság	A tengerszinttől 2591 m-ig; légnyomástartomány: 1013 hPa-tól 738 hPa-ig
Tárolási és szállítási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Tárolási és szállítási páratartalom	5–95%, nem lecsapódó


Elektromágneses összeférhetőség


A termék megfelel minden vonatkozó elektromágneses összeférhetőségi követelménynek (EMC) az IEC60601-1-2 szabvány szerint, otthoni, kereskedelmi és könnyűipari környezetben.



Ügyeljen arra, hogy vezeték nélküli kommunikációs eszközök (például mobiltelefonok, vezeték nélküli otthoni hálózati eszközök, vezeték nélküli telefonok és azok bázisállomásai, kézi adó-vevők) legalább 1 m távolságra legyenek a készüléktől.

A jelen ResMed készülék elektromágneses kibocsátására és zavartűrésére vonatkozó információkat a www.resmed.com webhelyen, a Products (Termékek) oldalon, a Service and Support (Szervizelés és támogatás) pontban találja.


A készüléken előforduló jelölések

 „Vigyázat” vagy „Figyelem” szintű figyelmeztetés, olvassa el a kísérő dokumentumokat;

 II. osztályú berendezés; **IP21** Védelem az ujj behelyezésével és a függőlegesen érkező vízcseppekkel szemben; **IP22** Védelem az ujj behelyezésével szemben, és nem lesz veszélyes, ha függőlegesen érkező vízcseppeknek van kitéve az eszköz 15 fokig megdőntve;

 Egyenáram;  Biztosíték;  Gyártó;

 Európai hivatalos képviselő;  Európai RoHS;

 Sorozatszám;  Kína szennyezőesszabályozás;

 Páratartalomra vonatkozó korlátozás;

 Hőmérsékletre vonatkozó korlátozás;

 Üzemi tengerszint feletti magasság;

 Légköri nyomásra vonatkozó korlátozás;

 Importőr; **MD** Orvosi eszköz.

A szimbólumok jegyzékét lásd: ResMed.com/symbols.



■ Környezeti információk. A DC/DC-konvertert nem szelektálatlan kommunális hulladékként, hanem külön kell ártalmatlanítani. A készülék ártalmatlanításához a régiójában rendelkezésre álló megfelelő gyűjtő, újrafelhasználó és újrafeldolgozó rendszereket kell igénybe vennie. Ezeknek a gyűjtő, újrafelhasználó és újrafeldolgozó rendszereknek a működése azt a célt szolgálja, hogy csökkenjen a természetes erőforrásokra nehezedő nyomás és megelőzhetővé váljon a veszélyes anyagok okozta környezetkárosodás. Ha az ártalmatlanítási rendszerekkel kapcsolatos információra van szüksége, forduljon a helyi hulladékkezelő szervekhez. Az áthúzott szemétygyűjtő szimbólum ezen ártalmatlanítási rendszerek használatára hívja fel a figyelmét. Ha ResMed készüléke begyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos információra van szüksége, forduljon a ResMed irodájához, a helyi forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.resmed.com/environment weboldalra.

Korlátozott szavatosság

A ResMed az Air10 DC/DC 90 W-os konvertert elsősorban tulajdonos általi megvásárlásának dátumától számított 12 hónapig minden anyag- és gyártási hibára garanciát vállal. A garancia nem átruházható.

Ha a termék normál használata során meghibásodik, a ResMed vállalja a hibás termék vagy bármely alkatrészének javítását vagy cseréjét (a ResMed döntése alapján).

A korlátozott garancia nem vonatkozik a következőkre:

a) bármilyen sérülés, amely a termék nem megfelelő használata, rendeltetésétől eltérő célra történő használata, módosítása vagy átalakítása miatt történik; b) olyan javítás, amelyet nem a ResMed által erre kifejezetten feljogosított szerviz végzett; c) cigaretta, pipa, szivar vagy egyéb füst miatti sérülés vagy szennyeződés; d) a termékbe vagy annak felületére kerülő víz miatti károsodás.

A szavatosság érvényét veszti az eredeti vásárlás helyének régióján kívül eladott vagy újraértékesített termékek esetében.

A meghibásodott termékre vonatkozó szavatossági igények érvényesítése az első vevő által a vásárlás helyén történhet.

A jelen garancia helyébe lép minden más kifejezett vagy törvényi szavatosságnak, beleértve az eladhatóságra és valamely adott célra való megfelelésre vonatkozó törvényi szavatosságot is. Bizonyos régiók és államok nem engedélyezik a kellékszavatosság időtartamára vonatkozó korlátozásokat, így lehet, hogy a fenti korlátozások Önre nem érvényesek.

A ResMed nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely a követelés szerint valamilyen ResMed termék eladásából, telepítéséből vagy használatából eredően véletlenül vagy következményesen következik be.

Bizonyos régiók és államok nem engedélyezik a járulékos vagy következményes károk kizárását vagy az azokra vonatkozó korlátozásokat, így előfordulhat, hogy ezeken a helyeken a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

Ez a szavatosság meghatározott törvényi jogokat biztosít Önnek, ezenfelül lehetnek még egyéb jogai is, amelyek régióként különböznek. A szavatossági jogokra vonatkozó további információkat a helyi ResMed kereskedőtől vagy ResMed irodától kaphat.

简体中文

利用Air10™ DC/DC 90W转换器(型号 370003),您就可以通过轿车、船只或其他配有合适电池(12V或24V直流电)的车辆点烟器插座上使用您的设备。

Air10™ DC/DC 90W转换器(型号 370003)专供AirSense™ 10、AirCurve™ 10和Lumis™设备使用。

要了解更多有关此配件的信息,请咨询您的设备供应商。

通过车辆点烟器插口使用电源转换器

请参照本文档开头部分的插图。

1. 连接转换器之前,请确保转换器的开关(A)处于关闭状态。
2. 在水平面上放好转换器,让瑞思迈标志朝上。
3. 将转换器接头(B)插入装置的电源接口/直流电输入口(C)。
4. 从车辆点烟器插口上取下点烟器。
5. 将转换器的转接插头(D)插入车辆点烟器插口中。
6. 开启转换器。电源接通后,指示灯(E)会亮起绿色。

如果未接通电源或者接通后装置处于待命模式,指示灯则会持续闪烁。如果电池电量过低,指示灯会变为黄色。如果指示灯没有工作,请检查转换器开关(A)是否开启。

备注:

- 有些车辆要求车钥匙转到“配件”位置,才能向点烟器插口提供电源。
- 如果您把装置连接到已经接通电源的转换器上,转换器可能会停止供电。要恢复通电,请关闭转换器,然后重新开启。
- 电源线不能更换。
- 如果电池或轿车、轮船或其他车辆的运作状态不佳,使用过后,余下的电池量可能不足以启动车辆。
- 安装HumidAir™增湿器的Air10/ Lumis设备的耗电量比单独使用Air10/ Lumis设备明显更多。使用HumidAir增湿器会更迅速耗尽电池电量。
- 启动轿车、轮船或其他车辆时,如果转换器切断了对装置的供电,将转换器从车辆上断开。等待几秒钟后,再重新连接。
- 如果不使用转换器,请关闭转换器,或者从车辆点烟器插口上取下,以防止电池放电。
- 如果需要协助,请联系瑞思迈技术服务部的代表,或者浏览网站: www.resmed.com。

清洁

必要时,使用清洁湿布擦拭转换器的外部。

⚠ 警告

- 使用前请阅读说明。
- 此转换器只能连接12V或24V直流电电源。
- 请勿尝试更改转换器。转换器内部没有用户可维修的部件。

⚠ 注意事项

- Air10直流/直流转换器必须与AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis一起使用,以确保性能正常。
- 转换器应与12V或24V负极接地系统连接(即电池负极接地)。若连接12V或24V正极接地系统,则可能会损坏转换器及车辆的电力系统。如果您不清楚自己是否使用负极接地系统,请查找相应的轿车、轮船或其他车辆使用指南。
- 使用过程中,确保转换器上没有覆盖物,以免转换器过热。
- 此转换器不适合在飞机上使用。

注:若发生与本产品相关的任何严重事件,均应报告给瑞思迈以及您所在国家/地区的主管部门。

技术规格

长度 (接头到接头)	3米
保险丝额定值	20安
保险丝类型	快速熔断、低分断能力
输入电流	12V/24V --- 13/6.5A
输出电流	24V --- 3.75A
最大功耗	106W
典型功耗	51W
工作温度	+5°C至+35°C
工作湿度	10%至95%, 非凝结
工作海拔高度	海平面至2591米, 气压范围: 1013 hPa至738 hPa
存放和运输温度	-20°C至+60°C
存放和运输湿度	5%至95%, 非凝结
电磁兼容性	产品符合IEC60601-1-2标准中所有适用电磁兼容性(EMC)要求,适用于民用、商用和轻工业环境。 确保无线通讯装置(诸如手机、无线家庭网络装置、无线电话及其插座及无线电话器)至少离开本装置1米的距离。 有关瑞思迈装置电磁辐射和抗干扰性方面的信息,可浏览 www.resmed.com 网站,查看服务与支援栏下的产品网页。

装置上可能显示的符号

⚠ 小心,请参阅随附的说明; II 类设备; IP21防止手指伸入和垂直落下的水珠滴入; IP22防止手指伸入,当装置倾斜15度时,尽管暴露在垂直落下的水珠环境中也不会有危险;
--- 直流电; 保险丝; 制造商; EC REP 欧盟授权代表; RoHS欧洲RoHS标准; SN 序列号; 中国环保控制标志; 湿度限制; 温度限制; 工作海拔高度;
 大气压力限制; 进口商; 医疗器械。

符号术语请见ResMed.com/symbols。



环保资讯 直流/直流转换器需单独处理,不得作为不分类的市政废弃物处理。您应使用所在地区的适当收集、再利用和回收系统废弃处理此装置。这些收集、再利用和回收系统可以减少对自然资源的危害,防止危险性物质破坏环境。如果需要了解有关这些处理系统的详细信息,请与所在地的废弃物管理部门联系。标有X的垃圾筒标志表示请您使用这些废弃物处理系统。如果需要了解有关瑞思迈装置的收集和处理信息,请与瑞思迈办事处或当地的代理商联系,或浏览网站:www.resmed.com/environment。

有限保证

瑞思迈保证瑞思迈Air10 DC/DC 90W转换器自最初消费者购买之日起12个月内没有任何材料和工艺缺陷。本保证不得转让。如果本产品在日常使用下出现故障,瑞思迈将依其选择对有缺陷的产品或任何组件予以修理或更换。

此有限保修不包括: a) 使用不当、滥用、改装或修改产品所造成的任何损坏; b) 由未获得瑞思迈明确维修授权的维修机构实施的维修工作; c) 香烟、烟斗、雪茄或其它烟雾造成的任何损坏或污染; d) 由于水溢在电子装置上或电子装置内所造成的任何损坏。

产品若于原购买地区以外销售或再销售，则此保证无效。
针对有缺陷产品所提的保证索赔必须由最初消费者在购买处提出。

此保证兹此代替所有其它明示或暗喻的保证，其中包括对产品适销性或某特定用途适用性的任何暗喻保证。某些地区或州省不允许限制暗喻保证的时间期限，因此以上限制也许不适用于您。

对于声称由于销售、安装或使用瑞思迈产品所造成的任何偶然性或因果性损失，瑞思迈概不负责。不允许排除或限制偶发性或因因果性损失的地区或州省，则不适用以上限制。

本保证授予您某些特定法律权利，您可能还有因地区而异的其它权利。欲详细了解您的保证权利，请与当地的瑞思迈分销商或瑞思迈办事处联络。

繁體中文

使用 Air10™ DC/DC 90W 轉換器 (型號 370003)，您可以透過汽車、船隻或其他配有合適電池的車輛上的車輛點煙器插座 (12V 或 24V 直流電源) 使用您的裝置。

Air10 DC/DC 90W 轉換器 (型號 370003) 專門用於搭配 AirSense™ 10、AirCurve™ 10 及 Lumis™ 裝置使用。

要瞭解更多有關此配件的資訊，請徵詢您的設備供應商。

透過車輛點煙器插口使用電源轉換器

請參閱本文件開頭的插圖。

1. 連接轉換器之前，請確保轉換器的開關(A)處於關閉狀態。
2. 在水平面上放好轉換器，讓瑞思邁標誌朝上。
3. 將轉換器接頭(B)插入裝置的電源接口/直流電輸入口(C)。
4. 從車輛點煙器插口上取下點煙器。
5. 將轉換器的轉接插頭(D)插入車輛點煙器插口中。
6. 開啟轉換器。電源接通後，指示燈(E)會亮起綠色。

如果未接通電源或者接通後裝置處於待命模式，指示燈則會持續閃爍。如果電池電量過低，指示燈會變為黃色。如果指示燈沒有工作，請檢查轉換器開關(A)是否開啟。

備註：

- 有些車輛要求車鑰匙轉到“配件”位置，才能向點煙器插口提供電源。
- 如果您把裝置連接到已經接通電源的轉換器上，轉換器可能會停止供電。要恢復通電，請關閉轉換器，然後重新開啟。
- 電源線不能更換。
- 如果電池或轎車、輪船或其他車輛的運作狀態不佳，使用過後，餘下的電池量可能不足以啟動車輛。
- 連接了 HumidAir™ 潮濕器的 Air10/Lumis 裝置比單獨使用 Air10/Lumis 裝置的耗電量要大得多。使用 HumidAir 潮濕器時電池消耗更快。
- 啟動轎車、輪船或其他車輛時，如果轉換器切斷了對裝置的供電，將轉換器從車輛上斷開。等待幾秒鐘後，再重新連接。
- 如果不使用轉換器，請關閉轉換器，或者從車輛點煙器插口上取下，以防止電池放電。
- 如果需要協助，請聯繫瑞思邁技術服務部的代表，或者瀏覽網站：www.resmed.com。

清潔

必要時，使用清潔濕布擦拭轉換器的外部。

警告

- 使用前請閱讀說明。
- 此轉換器只能連接12V或24V直流電電源。
- 請勿嘗試更改轉換器。轉換器內部沒有用戶可維修的部件。

注意事項








- Air10直流/直流轉換器必須與AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis一起使用，以確保性能正常。
- 轉換器應與12V或24V負極接地系統連接(即電池負極接地)。若連接12V或24V正極接地系統，則可能會損壞轉換器及車輛的電力系統。如果您不清楚自己是否使用負極接地系統，請查找相應的轎車、輪船或其他車輛使用指南。
- 使用過程中，確保轉換器上沒有覆蓋物，以免轉換器過熱。
- 此轉換器不適合在飛機上使用。

備註：對於所發生的與本產品有關的任何嚴重事件，應將其通報給 ResMed 和您所在國家/地區的主管部門。


技術規格

長度 (接頭到接頭)	3公尺
保險絲額定值	20安
保險絲類型	快速熔斷、低分斷能力
輸入電流	12V/24V --- 13/6.5A
輸出電流	24V --- 3.75A
峰值功耗	106W
典型功耗	51W
工作溫度	+5°C至+35°C
工作濕度	10%至95%，非凝結
工作海拔高度	海平面至 2591公尺，氣壓範圍： 1013 hPa至738 hPa
存放和運輸溫度	-20°C至+60°C
存放和運輸濕度	5%至95%，非凝結
電磁兼容性	產品符合IEC60601-1-2標準中所有適用電磁兼容性(EMC)要求，適用於民用、商用和輕工業環境。 確保無線通訊裝置(諸如手機、無線家庭網絡裝置、無線電話及其插座及無線話器)至少離開本裝置1公尺的距離。 有關瑞思邁裝置電磁輻射和抗干擾性方面的資訊，可瀏覽 www.resmed.com 網站，查看服務與支援欄下的產品網頁。

裝置上可能顯示的符號

⚠ 小心，請參閱隨附的說明； II 類設備；IP21 防止手指伸入和垂直落下的水珠滴入；IP22 防止手指伸入，備裝置傾斜15度時，儘管暴露在垂直落下的水珠環境中也不會有危險；
— 直流電； 保險絲； 製造商； EC REP 歐盟授權代表； RoHS 歐洲RoHS標準； SN 序列號； 中國

環保控制標誌； 濕度限制； 溫度限制；
 工作海拔高度； 大氣壓力限制； 進口商；

 MD 醫療裝置。

請參閱位於 ResMed.com/symbols 的符號術語庫。



環保資訊 直流/直流轉換器需單獨處理，不得作為不分類的市政廢棄物處理。您應使用所在地區的適當收集、再利用和回收系統廢棄處理此裝置。這些收集、再利用和回收系統可以減少對自然資源的危害，防止危險性物質破壞環境。如果需要瞭解有關這些處理系統的詳細資訊，請與所在地的廢棄物管理部門聯繫。標有X的垃圾筒標誌表示請您使用這些廢棄物處理系統。如果需要瞭解有關瑞思邁裝置的收集和處理資訊，請與瑞思邁辦事處或當地的代理商聯繫，或瀏覽網站：www.resmed.com/environment。

保固限制

瑞思邁保證 ResMed Air10 DC/DC 90W 轉換器自最初消費者購買之日起 12 個月內沒有任何材料和工藝缺陷。本保證不得轉讓。

如果本產品在正常使用下出現故障，瑞思邁將依其選擇對有缺陷的產品或任何組件予以修理或更換。

此保固限制不包括：a) 使用不當、濫用、改裝或修改產品所造成的任何損壞；b) 由未獲得瑞思邁明確維修授權的維修機構實施的維修工作；c) 香煙、煙斗、雪茄或其它煙霧造成的任何損壞或污染；d) 由於水滲在電子裝置上或電子裝置內所造成的任何損壞。

產品若於原購買地區以外銷售或再銷售，則此保證無效。

針對有缺陷產品所提的保證索賠必須由最初消費者在購買處提出。

此保證茲此代替所有其它明示或暗喻的保證，其中包括對產品適銷性或某特定用途適用性的任何暗喻保證。某些地區或州省不允許限制暗喻保證的時間期限，因此以上限制也許不適用於您。

對於聲稱由於銷售、安裝或使用瑞思邁產品所造成的任何偶然性或因果性損失，瑞思邁概不負責。不允許排除或限制偶發性或因果性損失的地區或州省，則不適用以上限制。

本保證授予您某些特定法律權利，您可能還有因地區而異的其它權利。欲詳細瞭解您的保證權利，請與當地的瑞思邁代理商或瑞思邁辦事處聯絡。

日本語

Air10™ 90W DC/DCコンバータ (型番: 370003) を使用すると、自動車、船舶、その他適切なバッテリーが装備された車両のシガーライターソケット (12Vまたは24V DC電源) から装置を動作させられます。

Air10 90W DC/DCコンバータ (型番: 370003) は、AirSense™ 10、AirCurve™ 10、Lumis™装置専用設計されたものです。

この付属品の詳細については、装置の供給元にお問い合わせください。

車両のシガーライターソケット接続でのコンバータの使用

本書冒頭の図をご参照ください。

1. コンバータを接続する前に、コンバータスイッチ(A)がオフになっていることを確認してください。
 2. ResMedのロゴが上を向くようにして、コンバータを平らな面に置いてください。
 3. コンバータのコネクタ(B)を装置の電源インレット/DC入力ソケット(C)に接続します。
 4. シガーライターを車両のシガーライターソケットから外します。
 5. コンバータのアダプタプラグ(D)を車両のシガーライターソケットに接続します。
 6. コンバータのスイッチを入れます。電源が入ると、ライト(E)が緑に点灯します。
- 接続が行われていない場合や、接続時に装置がスタンバイまたは省電力モードに入っていた場合、ライトは継続的に点滅します。バッテリー残量が低下していると、ライトは黄色に点灯します。ライトが作動しない場合は、コンバータのスイッチ(A)がオンになっていることを確認してください。

注記：

- 一部の車両によっては、イグニッションキーを「付属品」の位置に回さないと、シガーライターソケットに電気が供給されないことがあります。

- 電源投入済みのコンバータに装置を接続すると、コンバータの電源が切れることがあります。電源を回復するには、コンバータをオフにしてから再度オンにします。
- 電源コードは交換できません。
- バッテリーまたは自動車、船舶、その他の車両が良好な状態でない場合、使用後に車両のエンジンを始動するのにバッテリーの残量が十分でなくなる可能性があります。
- HumidAir™加湿器が接続されているAir10/Lumis装置は、装置を単独で使用するよりもかなり多くの電力を使用します。HumidAir加湿器を使用すると、バッテリーの消耗がさらに加速します。
- 自動車、船舶またはその他の装置のエンジンを始動するときにコンバータから装置への電力供給が失われた場合は、コンバータを車両から外してください。数秒待ってから再度接続してください。
- コンバータを使用していないときは、コンバータのスイッチを切るか、車両のシガーライターソケットから外して、バッテリーの放電を防いでください。
- サポートが必要な場合は、ResMed担当者、ResMed技術サービスに相談するか、www.resmed.comを参照してください。

クリーニング

必要に応じて、コンバータの外側を清潔な濡布巾で拭いてください。

警告

- 使用前にこのマニュアルをお読みください
- コンバータは12Vまたは24VDC電源に接続するときのみ使用してください。
- コンバータを改ざんしないでください。コンバータの内部部品はユーザーによる点検修理はできません。

注意

- 装置が正しく作動するよう、Air10 DC/DCコンバータはAirSense 10/AirCurve 10/Lumis装置でのみ併用してください。
- コンバータは12Vまたは24Vのマイナス接地システム(バッテリーの負極が接地されている)で使用することを目的としています。これを12Vまたは24Vのプラス接地システムで使用すると、コンバータや車両の電気系統が損傷を受けることがあります。マイナス接地システムをお持ちかどうかわからない場合は、自動車、船舶またはその他の車両のマニュアルを参照してください。
- コンバータの過熱を防ぐために、使用中はコンバータを覆うものが何もないことを確認してください。
- このコンバータは飛行機で使用しないでください。

注記：本製品に関連して重大な事故が発生した場合、ResMedおよびお住まいの地域を所管する官庁に報告してください。

技術仕様

長さ (コネクタ-コネクタ)	9.8フィート(3m)
ヒューズ定格	20A
ヒューズのタイプ	速断、低遮断容量
入力	12V/24V $\overline{\text{---}}$ 13/6.5A
出力	24V $\overline{\text{---}}$ 3.75 A
最大消費電力	106W
通常消費電力	51W

動作温度条件	+5°C~+35°C
動作湿度条件	10~95% 結露なし
動作高度条件	標高2,591 mまで; 気圧1013~738 hPa
保管および輸送時の温度条件	-20°C~+60°C
保管および輸送時の湿度条件	5~95% 結露なし

電磁環境適合性

本製品は、住居、商業、軽工業の環境に対する IEC60601-1-2 に従い、該当するすべての電磁環境適合性要件(EMC)を満たしています。ワイヤレス通信装置(携帯電話、ワイヤレスホームネットワーク装置、コードレス電話の子機と親機、および携帯用無線電話機)は、少なくとも装置から1m(3.2フィート)以上、離れた場所で設置するようにしてください。



これらのResMed装置の電磁放射線および電磁環境耐性に関する情報は、www.resmed.comの「Products」ページの「Service and Support」に掲載されています。

製品の表示記号




⚠ 警告または注意。付属書類を参照;  クラスII機器;




IP21 指の挿入または垂直に落ちる水滴に対する保護;


IP22 指の挿入に対する保護および装置を最大15度傾けたときに垂直に落ちてくる水滴に晒されても危険な状態にならないこと;

 直流;  ヒューズ;  製造者;

 EU正規代理店;  欧州RoHS;  シリアル番号;

 中国汚染制御;  湿度制限;  温度制限;

 動作高度条件;  気圧制限;  輸入業者;

 医療機器。

記号一覧については、ResMed.com/symbolsをご覧ください。



(使用済みコンバータ)の廃棄方法 DC/DCコンバータは無分別の一般ゴミとしてでなく、別々に廃棄してください。装置を廃棄する際は、地域の回収、再利用、リサイクルの制度に従ってください。回収、再利用、リサイクルの制度を利用することで、天然資源への重圧を減らし、有害物質による環境破壊を抑制できます。これらの廃棄制度についての詳細は、当該地域の廃棄物管理局にお問い合わせください。ゴミ箱にX印が付いた記号は、これらの廃棄制度の利用を推奨しています。器機の回収および廃棄に関する詳細は、ResMedオフィス、地域代理店までお問合せいただくか、

www.resmed.com/environmentをご覧ください。

限定保証

ResMedは、お買い上げいただいたResMed Air10 90W DC/DCコンバータに関し、当初の購入者をご購入いただいた日から12ヶ月間、材料および仕上がりに瑕疵がないことを保証いたします。尚、この保証は他者に譲渡できません。

通常の使用によって製品が故障した場合には、ResMedの判断により不良品あるいはその構成品の修理、交換を行います。

なお、次の項目は当限定保証の対象外とします。a) 不正使用、乱用、改造、変造による製品の破損、b) 当該修理に対して弊社の正規認可を受けていない修理店が行った修理、c) 喫煙品(巻きタバコ、パイプ、葉巻など)による破損あるいは汚染、および d) 製品への水こぼれや浸水による破損。

当初購入された地域外で販売あるいは再販された製品に対しては、保証は無効となります。

不良品に関する保証請求は、必ず当初の購入者が販売元に請求してください。

当保証は、商品性の黙示保証、特定目的との適合性を含めたその他の明示的あるいは黙示的な保証のすべてに代わるものではありません。しかし、一部の地域あるいは州によっては、黙示的保証の有効期間限定が許可されていないため、上記項目が該当しない場合もあります。

製品の販売、インストール、使用によって生じたとされる付随的または結果的な損害に対し、ResMedは一切の責任を負いません。しかし、一部の地域あるいは州によっては、付随的または結果的な損害の排除が許可されていないため、上記項目が該当しない場合もあります。

当保証に規定されている特定の法的権利に加え、地域によってはその他の権利が認められる場合もあります。保証上の権利について、詳しくは最寄りの製品販売店あるいはResMedオフィスまでお問合せください。

يسمح لك Air10™ DC/DC Converter 90W (طراز رقم 370003) بتشغيل جهازك من مقبس ولاعة سجانر مركبة (مصدر طاقة 12 فولت أو 24 فولت تيار مباشر) في سيارة أو قارب أو مركبة أخرى مجهزة بطارية مناسبة. محول Air10 DC/DC Converter 90W (طراز رقم 370003) مخصص للاستخدام بشكل خاص مع جهاز AirSense™ 10 و AirCurve™ 10 و Lumis™. استشر مورد المعدات للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الملحق.

استخدام المحول عن طريق مقبس ولاعة سجانر مركبة

راجع الصورة في مقدمة هذا المستند.

1. قبل توصيل المحول، تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح المحول (A).
2. ضع المحول على سطح مستو، بحيث يكون شعار ResMed إلى أعلى.
3. أدخل موصل المحول (B) في مدخل طاقة الجهاز/مقبس مدخل تيار مستمر (C).
4. أخرج ولاعة السجانر من مقبس ولاعة السجانر في المركبة.
5. وصل قابس مهايي المحول (D) في مقبس ولاعة السجانر في المركبة.
6. قم بتشغيل المحول. سوف يتوهج الضوء (E) باللون الأخضر عند توصيل الطاقة إلى الجهاز.

سوف يوضع الضوء باستمرار إذا لم يتم الاتصال أو إذا كان الجهاز في وضع الاستعداد أو وضع توفير الطاقة عند إجراء الاتصال. إذا كانت البطارية ضعيفة، فسيتوهج الضوء باللون الكهرماني. إذا لم يعمل الضوء، فتتحقق من تشغيل مفتاح المحول (A).

ملاحظات:

- بعض المركبات تتطلب لف مفتاح الإشعال إلى وضع "accessories" (الملحقات) لإمداد الطاقة إلى مقبس ولاعة السجانر في المركبة.
- إذا قمت بتوصيل جهازك بمحول متصل بالطاقة، فقد يتم إيقاف تشغيل المحول. لا تستأنف توصيل الطاقة، قم بإيقاف تشغيل المحول وتشغيله مرة أخرى.
- سلك الطاقة غير قابل للاستبدال.
- إذا كانت حالة البطارية أو السيارة أو القارب أو المركبة الأخرى غير جيدة، فربما لا توجد طاقة احتياطية كافية لتشغيل البطارية تكفي لتشغيل المركبة بعد الاستخدام.
- يستهلك جهاز Air10/ Lumis المزود بوحدة ترطيب HumidAir™ طاقة أكبر بكثير من جهاز Air10/Lumis وحده. سوف يؤدي استخدام وحدة الترطيب HumidAir إلى استنزاف البطارية بسرعة أكبر.
- إذا قطع المحول الطاقة عن جهازك عند بدء تشغيل مركبتك أو قاربك أو أي مركبة أخرى، فافصل المحول عن المركبة. انتظر بضع ثوان ثم أعد توصيله.
- عندما لا يكون المحول قيد الاستخدام، أوقف تشغيل المحول أو افصله عن مقبس ولاعة السجانر في المركبة لمنع تفريغ البطارية.
- إذا كنت تحتاج إلى مساعدة، فاقصّل بأحد مندوبي ResMed، خدمات ResMed التقنية أو انظر www.resmed.com.

التنظيف

عند الضرورة، امسح المحول من الخارج بقماش مبلل نظيف.

تحذير

- اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.
- لا تستخدم المحول إلا عند توصيله بمصدر إمداد طاقة 12 فولت أو 24 فولت تيار مستمر.
- لا تحاول تعديل المحول. لا توجد أجزاء داخل المحول تحتاج إلى خدمة من المستخدم.

تنبيه

- لا يجب استخدام محول Air10 DC/DC مع الإمداد مع أجهزة AirSense 10/ AirCurve 10/ Lumis لضمان الأداء المناسب.
- المحول مصمم للاستخدام في أنظمة الأرضي السالب 12 فولت أو 24 فولت (حيث يكون الطرف السالب للبطارية موصولاً). واستخدامه في نظام أرضي موجب 12 فولت أو 24 فولت ربما يضر بالمحول والنظام الكهربائي للسيارة. وإذا كنت غير متأكد مما إذا كان لديك نظام أرضي سالب أم لا، فراجع دليل السيارة أو القارب أو المركبة الأخرى.
- تأكد من عدم تغطية المحول في أثناء الاستخدام لتجنب المخونة الزائدة للمحول.
- المحول غير مخصص للاستخدام في الطائرات.

ملاحظة: في حالة وقوع أي حوادث خطيرة ذات صلة بهذا المنتج، يجب إبلاغ ResMed بها وكذلك إبلاغ الجهة المختصة في بلدك.

المواصفات الفنية

الطول (موصل إلى موصل)	9.8 أقدام (3 أمتار)
مواصفات المصهر	20A
نوع المصهر	نفخ سريع، سعة القطع منخفضة
الدخل	12 فولت/24 فولت --- 13/6.5 أمبير
الخرج	24 فولت --- 3.75 أمبير
ذروة استهلاك الطاقة	106 واط
استهلاك الطاقة النموذجي	51 واط
درجة حرارة التشغيل	+5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية
رطوبة التشغيل	10 إلى 95% غير مكثفة
ارتفاع التشغيل	مستوى سطح البحر إلى 8500 قدم (2591 مترًا)؛ نطاق ضغط الهواء 1013 هكتوباسكال إلى 738 هكتوباسكال
درجة حرارة التخزين والنقل	-20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
نسبة رطوبة التخزين والنقل	5 إلى 95% غير مكثفة
التوافق الكهرومغناطيسي	يتوافق المنتج مع جميع متطلبات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) طبقاً للمعيار IEC 60601-1-2، للبيئات السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة. تأكد من بقاء أجهزة الاتصالات اللاسلكية (مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الشبكة المنزلية اللاسلكية والهواتف اللاسلكية ومحطاتها الأساسية وأجهزة الاتصال اللاسلكي) على بعد 3.2 أقدام (1 متر) على الأقل من الجهاز. يمكن العثور على معلومات عن الاتيئات الكهرومغناطيسية ومناعة جهاز ResMed على www.resmed.com ، في صفحة المنتجات، ضمن الخدمة والدعم.

الرموز التي ربما تظهر على الجهاز

⚠ تحذير أو تنبيه، راجع الوثائق المصاحبة؛ □ جهاز من الفئة 2؛

IP21 الحماية من إدخال الأصابع ومن الماء المتقطر عمودياً؛

IP22 حماية من إدخال الأصابع ولن يصبح رطباً عند تعرضه لماء متقطر

عمودياً والجهاز مائل حتى 15 درجة؛ --- تيار مباشر؛ --- مصهر؛

⚡ المصنّع؛ [EC REP] الوكيل المتمدد الأوروبي؛ R0HS الحظر الأوروبي

للمواد الخطرة؛ SN الرقم التسلسلي؛ Ⓢ المراقبة الصينية للتلوث؛

⚡ قيد الرطوبة؛ ⚡ قيد درجة الحرارة؛ ⚡ ارتفاع التشغيل؛

Ⓢ قيد الضغط الجوي؛ Ⓢ المستورد؛ MD جهاز طبي.

ResMed.com/symbols إلى زومرلا درسم ع.ج.ار.



المعلومات البيئية: ينبغي التخلص من محول التيار المستمر بشكل منفصل وليس كفايات بلدية غير مصنفة. للتخلص من جهازك، ينبغي لك استخدام أنظمة الجمع وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير الملائمة والمتاحة في منطقتك. استخدام أنظمة الجمع وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير هذه مصممة لتقليل الضغط على الموارد الطبيعية ومنع المواد الخطرة من الأضرار بالبيئة. إذا كنت بحاجة إلى معلومات حول أنظمة التخلص هذه، فإرجى الاتصال بإدارة النفايات المحلية لديك. يدعوك رمز سلّة المهملات التي تحمل علامة خطأ إلى استخدام أنظمة التخلص من النفايات هذه. إذا كنت تحتاج معلومات حول جمع ورمي جهاز ResMed الخاص بك، فالرجاء الاتصال بمكتب ResMed الخاص بك أو الموزع المحلي، أو توجه إلى www.resmed.com/environment.

الضمان المحدود

تضمن ResMed أن يكون جهاز Air10 DC/DC Converter 90W خالياً من عيوب المادة والصناعة لمدة 12 شهراً من تاريخ الشراء بواسطة المستهلك الأول. هذا الضمان غير قابل للتلف.

إذا تعطل المنتج في ظل ظروف الاستخدام العادية، فإن شركة ResMed ستصلح المنتج المعيب أو تستبدله، حسب اختيارها، أو أيًا من أجزائها.

لا يغطي هذا الضمان المحدود: (أ) أي تلف وقع نتيجة الاستخدام الخاطئ أو سوء الاستعمال أو إدخال تعديل أو تغيير على المنتج؛ (ب) الإصلاحات التي تجريها أي مؤسسة خدمة غير معتمدة من شركة ResMed بشكل صريح لإجراء مثل هذه الإصلاحات؛ (ج) أي تلف أو تلوث نتيجة دخان السجائر أو الغليون أو السيجار أو دخان آخر؛ (د) أي تلف ناتج عن ماء تم سكبها على الجهاز أو داخله. يُعد هذا الضمان باطلاً على المنتج المبيع أو المعاد بيعه خارج منطقة عملية الشراء الأصلية.

يجب تقديم مطالبات الضمان بشأن المنتج المعيب من خلال المستهلك الأولي عند نقطة الشراء.

يعمل هذا الضمان كبديل لجميع الضمانات الأخرى الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك أي ضمان ضمني لصلاحية العرض في السوق أو الملاءمة لغرض معين. لا تسمح بعض المناطق أو الولايات بفرض قيود على مدة سريان الضمان الضمني، ولذلك فقد لا ينطبق عليك القيد أعلاه.

إن شركة ResMed غير مسؤولة عن أي أضرار عارضة أو تبعية يزع حدوثها نتيجة بيع أو تركيب أو استخدام أي من منتجات شركة ResMed. لا تسمح بعض المناطق أو الولايات باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية، ولذلك فقد لا ينطبق عليك القيد أعلاه.

يمنحك هذا الضمان حقوقاً قانونية محددة، ويمكن أن تكون لك حقوق أخرى تختلف من منطقة إلى أخرى. للحصول على مزيد من المعلومات عن حقوق الضمان الخاصة بك، تواصل مع موزع ResMed أو مكتب ResMed المحلي



ResMed Pty Ltd

1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

See ResMed.com for other ResMed locations worldwide. Air10, AirSense, AirCurve, Lumis, and HumidAir are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see ResMed.com/ip.

© 2023 ResMed. 3781086/1 2023-03

ResMed.com

